

myBlend

myLIFTINGroller



Notice d'utilisation
Instruction manual
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manuale utente

Manual del usuario
Manual do usuário
Uživatelská příručka
Instrukcja obsługi
Irish Gaelic

Notice d'utilisation	3
Instruction manual	14
Benutzerhandbuch	25
Gebruikershandleiding	37
Manuale utente	49
Manual del usuario	60
Manual do usuário	72
Uživatelská příručka	84
Instrukcja obsługi	95
Irish Gaelic	107

FRANÇAIS

HISTOIRE DE L'ENTREPRISE

myBlend s'engage à révolutionner les soins de la peau grâce à l'innovation, la sensorialité et la technologie beauté. Basée sur les principes de l'épigénétique, notre mission est de permettre à chaque femme de révéler le véritable potentiel de sa peau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'APPAREIL

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Grâce à sa technologie avancée, myLIFTINGroller lutte contre le relâchement cutané en stimulant les muscles du visage, et en renforçant la fermeté et l'élasticité de la peau. Par une action en profondeur, il aide à redéfinir les contours du visage tout en améliorant la qualité de la peau et son éclat naturel.

Il combine 3 mécanismes : le massage mécanique, l'électrostimulation et la vibration pour des résultats avancés. Ses caractéristiques permettent notamment de rehausser les pommettes.

Intégré à une routine quotidienne, cet outil puissant et intuitif transforme chaque geste en un traitement complet, adapté aux besoins spécifiques de votre peau.


SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Température de fonctionnement	0°C à 40°C 32°F à 104°F
Température de stockage et de transport	-5°C à 55°C 23°F à 131°F
Humidité de stockage et de transport	30 % à 95 % sans condensation
Humidité de stockage et de transport	20 % à 95 % sans condensation
Alimentation de charge	5V / 2A
Port de charge	USB-C
Câble de charge	USB-C to USB-A
Longueur du câble de charge	1 mètre / 3,28 pieds
Batterie	3.7V, 400 mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Temps de charge	120 minutes / 2 heures
Durée du traitement	7 minutes
Dimensions de l'appareil	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Poids de l'appareil	140g / 4.94oz


ACCESSOIRES DE L'APPAREIL



Appareil



Pochette
de transport



Câble de
charge



Manuel
d'utilisation



Quick Start
Guide

RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Si vous constatez une quelconque réaction indésirable, telle qu'un inconfort, une décoloration de la peau, une irritation cutanée ou toute autre préoccupation suite à l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement son utilisation et consultez votre professionnel de santé.

Des irritations cutanées et des brûlures sous les électrodes ont été rapportées avec l'utilisation d'autres stimulateurs musculaires électriques. Si vous ressentez une irritation ou une sensation de brûlure, cessez l'utilisation.

Si vous éprouvez un mal de tête persistant ou une autre sensation douloureuse durant l'utilisation de cet appareil, arrêtez son utilisation et consultez votre professionnel de santé.

CONTRE-INDICATIONS

- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez un cancer actif ou une lésion cancéreuse.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous êtes enceinte, envisagez de l'être ou si vous allaitez.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil chez les personnes de moins de 18 ans.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil en cas d'acné sévère.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones présentant une phlébite, une thrombophlébite ou des varices.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous savez que vous êtes allergique à un alliage de zinc. L'appareil contient des plastiques et des métaux en contact avec la peau lors de l'utilisation. En cas de doute, consultez votre professionnel de santé avant utilisation.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil si vous avez un dispositif électronique implanté tel qu'un défibrillateur, un neurostimulateur, un pacemaker ou un moniteur ECG. Si vous utilisez un dispositif porté sur le corps, comme une pompe à insuline, consultez votre professionnel de santé.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur la glande thyroïde dans la région du cou, car cela pourrait stimuler sa croissance.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur le cou si vous avez des antécédents connus de maladie des artères carotides, d'accident vasculaire cérébral ou d'attaque ischémique transitoire (AIT), de sténose carotidienne, d'hypotension, de tendance à l'évanouissement, de maladie thyroïdienne ou avant une intervention chirurgicale dans la région cervicale.

Note : Il est fortement recommandé de faire preuve de prudence lors de la prise

de tout médicament susceptible d'endommager la peau. En cas de doute, consultez votre professionnel de santé.

Note : Si vous êtes suivi par un professionnel de santé, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.

AVERTISSEMENTS

- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil et consultez votre professionnel de santé en cas de réaction indésirable.
- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil si vous éprouvez des difficultés à respirer ou à avaler lors de son application sur le cou.
- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil en cas de symptômes d'hypotension (vertiges ou sensation de faiblesse).
- **ARRÊTEZ** l'utilisation de l'appareil s'il surchauffe. Éteignez-le immédiatement.
- **ARRÊTEZ** le traitement si l'appareil semble chaud ou si votre peau devient inconfortablement chaude.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la charge de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour traiter la rosacée, les grains de beauté, les ver-rues, les plaies ouvertes, les lésions cancéreuses ou toute autre affection cutanée.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur des zones dépourvues de pigmentation ou sur des zones affectées par le vitiligo.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur une plaie ouverte.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil en extérieur afin d'éviter d'endommager le produit.
- **NE** vous asseyez, allongez, marchez pas sur l'appareil. Cela pourrait l'endom-mager.
- **NE LAISSEZ PAS** tomber l'appareil ni n'insérez aucun objet dans ses ouvertures.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été en-dommagé (chute ou dommage). Pour toute demande de garantie ou de réparation, contactez le support client.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- **NE CHARGEZ PAS** l'appareil s'il est mouillé ou risque d'être en contact avec l'eau.
- **NE SOUMETTEZ PAS** l'appareil à une immersion dans l'eau.
- **NE CONSERVEZ PAS** l'appareil dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes.
- **NE PLACEZ PAS** l'appareil en plein soleil.
- **N'ESSAYEZ PAS** de modifier l'appareil de quelque manière que ce soit. Toute modification ou ouverture de l'appareil annulera la garantie, car il ne contient aucune pièce réparable.
- **NE DÉMONTÉZ PAS** ou ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même en cas de dysfonctionnement ou de dommage.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le câble de charge est endommagé.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec des accessoires non approuvés par myBlend.
- **N'UTILISEZ PAS** de solvants ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil autrement que conformément aux instructions du manuel.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si vous avez récemment subi une intervention chirurgi-cale ou tout autre procédé chirurgical.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur une infection bactérienne, car cela pourrait aggraver les symptômes.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur des zones douloureuses. Consultez votre profes-sionnel de santé en cas de douleur persistante.
- **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur, près ou par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques ou mentales réduites. Une surveillance étroite est nécessaire dans ces cas.

- N'UTILISEZ PAS l'appareil avec un câble USB-C autre que celui fourni par myBlend.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil avec un autre produit topique que celui spécifié par myBlend.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones de la peau qui ne présentent pas de sensibilité normale. Utilisez-le uniquement sur une peau intacte, propre et saine.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil en conduisant, en manipulant des machines ou lors d'activités où des contractions musculaires volontaires pourraient présenter un risque de blessure pour vous ou autrui.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des zones enflées, infectées ou enflammées, ni sur des éruptions cutanées.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil dans la région des yeux (muscle circulaire dans l'orbite), sur les tempes, sur la poitrine ou la région inguinale.
- N'APPLIQUEZ PAS une pression excessive lors de l'utilisation de l'appareil sur l'avant du cou.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil directement sur la ligne médiane du cou, en évitant spécifiquement la thyroïde.
- N'APPLIQUEZ PAS de stimulation sur la poitrine, car l'introduction de courant électrique dans cette zone pourrait provoquer des perturbations rythmiques cardiaques potentiellement mortelles.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des piercings ou d'autres implants métalliques.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil dans un environnement où d'autres dispositifs pourraient interférer en émettant des ondes électromagnétiques, ce qui pourrait affecter négativement son fonctionnement.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil à proximité d'équipements de surveillance électronique (ex. moniteurs cardiaques, électrocardiogrammes ou à proximité d'appareils émettant des ondes, comme les fours à micro-ondes et équipements d'électrothérapie).

Note : L'appareil doit être alimenté uniquement par une source basse tension 5V DC. Si une partie de l'adaptateur principal ou du câble est endommagée, cessez l'utilisation et contactez myBlend pour obtenir un remplacement.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas rayer ou endommager les surfaces métalliques du nœud.
- Le non-respect des instructions du manuel annulera la garantie.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
- Rangez l'appareil conformément aux instructions du présent manuel.
- Cet appareil est destiné à un usage personnel ; il n'est pas recommandé de le partager pour des raisons d'hygiène.
- L'appareil est conçu pour un usage cosmétique uniquement, par des personnes en bonne santé. En cas de doute sur votre état de santé, consultez votre professionnel de santé.
- La batterie de l'appareil n'est pas amovible par l'utilisateur. Si l'appareil doit être mis au rebut, ne l'exposez pas au feu. Veuillez le disposer conformément aux réglementations locales.
- Inspectez l'appareil et n'utilisez pas l'appareil en cas de signes de dommages, tels que des fuites internes de batterie. Contactez notre service client.
- L'appareil doit être alimenté uniquement par une source basse tension 5V DC. Si une partie de l'adaptateur principal ou du câble est endommagée, cessez l'utilisation et contactez le service client pour un remplacement.
- Consultez votre professionnel de santé avant utilisation si vous avez de la fièvre, une inflammation aiguë, un trouble circulatoire grave, ou des zones désensibilisées.

- Il est recommandé de faire preuve de prudence lors de la prise de médicaments.
- En cas de doute, consultez votre professionnel de santé.
- Les effets à long terme des stimulateurs transcutanés électriques sont inconnus.
- En cas de maladie cardiaque suspectée ou diagnostiquée, suivez les précautions recommandées par votre professionnel de santé.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée ou une hypersensibilité due à la stimulation électrique ou au sérum.
- Des irritations cutanées et des brûlures sous les électrodes ont été rapportées avec l'utilisation d'autres stimulateurs musculaires électriques. En cas d'irritation ou de sensation de brûlure, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si l'utilisation de l'appareil provoque une douleur ou un inconfort persistant, cessez immédiatement son utilisation.
- Une légère sensation de picotement peut être ressentie pendant l'utilisation ; réduire l'intensité peut atténuer ce phénomène.

VOYAGE ET UTILISATION INTERNATIONALE

La légèreté de l'appareil en fait un compagnon de voyage idéal. Voici quelques conseils de voyage :

- Si vous voyagez dans une région différente de celle où vous avez acheté l'appareil, assurez-vous que l'appareil n'est alimenté que par une basse tension de 5V DC.
- Confirmez auprès du steward que l'appareil peut être transporté et/ou utilisé dans l'avion avant le vol.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Cet appareil n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou prévenir une maladie. myBlend ne prétend pas, ne représente pas et ne garantit pas la capacité de cet appareil à guérir une condition physique, cutanée ou mentale. Un fournisseur de soins de santé qualifié doit être consulté pour toute condition nécessitant une attention médicale.

RISQUES POTENTIELS

Immédiatement après le traitement, la peau peut apparaître rouge. La peau devrait revenir à la normale au bout de 1 à 2 heures.




Maux de tête temporaires immédiatement après le traitement. Les maux de tête peuvent être traités avec un analgésique approprié et une réhydratation.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

UTILISATION GÉNÉRALE

1. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est entièrement chargé.
2. Nettoyez la zone de la peau à traiter.
3. Appliquez le Supersérum fermeté myBlend ou un sérum à base d'eau pour conduire le courant à travers votre peau.
4. Assurez-vous que l'appareil est débranché et placez-le sur la peau.
5. Appuyez et maintenez le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer l'appareil. La première LED s'allumera.

- 5.1. La LED du microcourant s'allumera. En cas de batterie faible, la lumière près du port de charge clignotera.
- 5.2. Pour régler le niveau de microcourant souhaité, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Chaque appui permet de parcourir les différents niveaux disponibles.
- 5.3. Glissez doucement l'appareil sur la zone de traitement en effectuant des mouvements lents et ascendants ou vers l'extérieur, en veillant à maintenir un contact constant avec la peau.
- 5.4. Pour contrôler la fonction de vibration du moteur, appuyez brièvement sur le bouton de vibration. Chaque appui activera ou désactivera la vibration, vous permettant d'ajuster la session selon vos préférences.
- 5.5. Ne maintenez pas l'appareil immobile sur un même endroit pendant plusieurs secondes.
- 5.6. L'appareil s'éteint automatiquement après 7 minutes de traitement. Vous pouvez interrompre le traitement à tout moment en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT.



6. Retirez l'appareil de la zone de traitement.
7. Nettoyez l'appareil avec une lingette à base d'eau ou un chiffon humide. Assurez-vous que l'appareil n'est PAS branché pendant le nettoyage.
8. Répétez ces étapes conformément au protocole de traitement décrit dans la section suivante.

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

Utilisez l'appareil 3 à 4 fois par semaine, en fonction de votre mode de vie et de l'état de votre peau. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil plus de 7 jours par semaine. N'utilisez pas l'appareil plus d'une fois par jour.

CHARGE

- Chargez entièrement myLIFTINGroller pendant 2 heures avant la première utilisation. Utilisez uniquement un adaptateur 5V ou le port USB d'un ordinateur (évités les chargeurs rapides, qui pourraient endommager la batterie).
- Pour charger l'appareil, insérez le câble USB-C dans l'appareil et branchez l'autre extrémité (USB-A) sur une source d'alimentation USB. Le témoin LED de l'appareil commencera à clignoter lentement pour indiquer la charge. Une fois l'appareil complètement chargé, le témoin LED s'éteint.
- Avant de charger, assurez-vous que la fiche et la prise sont parfaitement sèches. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.

Note : Débranchez toujours l'appareil avant utilisation, l'appareil ne fonctionnera pas pendant la charge.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- La durée de vie de la batterie lithium peut être optimisée en la chargeant complètement puis en la déchargeant complètement lors d'une utilisation régulière.
- Conservez l'appareil à température ambiante dans un endroit sec.
- Rangez l'appareil dans son étui ou son emballage. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas plié, étiré ou écrasé pendant le stockage ou le transport.
- Évitez de stocker l'appareil dans des conditions poussiéreuses, en plein soleil ou dans des environnements humides.
- L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable.
- Avant chaque utilisation, éteignez l'appareil et nettoyez-le conformément aux instructions de nettoyage ci-dessous.

IMPORTANT

- Le produit a une durée de vie limitée à deux ans en usage nominal. Suivre le protocole de traitement pendant deux ans est considéré comme un usage nominal.
- L'appareil doit être manipulé avec précaution.

NETTOYAGE

- Nettoyez l'appareil avec une lingette à base d'eau ou un chiffon humide. Pour les taches tenaces, utilisez de l'alcool à 70 % en essuyant délicatement.
- N'utilisez PAS d'autres dispositifs de nettoyage, car ils pourraient endommager l'appareil.
- N'effectuez PAS le nettoyage de l'appareil lorsqu'il est allumé.
- N'effectuez PAS le nettoyage pendant la charge.

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas entièrement chargé, ou le câble de charge n'est pas correctement inséré dans la prise électrique ou dans l'appareil.	Vérifiez que le câble de charge est correctement branché dans la prise.
	L'appareil n'est pas complètement chargé, car le câble de chargement n'a pas été correctement inséré dans l'appareil.	Vérifiez que le câble est correctement inséré dans l'appareil et chargez-le.
	La prise de courant n'a pas fonctionné pendant la charge.	Essayez une autre prise électrique.
	Le bouton marche/arrêt n'a pas été enfoncé pendant une seconde entière.	Assurez-vous d'appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 1 seconde complète.
L'appareil s'éteint de manière inattendue.	Le niveau de batterie est trop bas.	Chargez l'appareil.

ÉLIMINATION

NE JETEZ PAS l'appareil avec les déchets ménagers. L'appareil doit être recyclé. L'appareil contient une batterie lithium-ion. Pour la protection de l'environnement, veuillez disposer de l'appareil en respectant les consignes locales.

GARANTIE

L'appareil est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant 24 mois à compter de la date d'achat, en utilisation normale.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial muni de la preuve d'achat originale et uniquement si l'appareil a été acheté auprès d'un revendeur ou distributeur autorisé.

La garantie s'applique uniquement si l'appareil est utilisé avec les accessoires approuvés par le fabricant.

En cas de défectuosité dans la période de garantie, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- Un accident, une mauvaise utilisation, un abus ou une modification.
- L'utilisation d'accessoires non autorisés ou une utilisation non conforme aux instructions.
- La connexion à une tension ou un courant incorrect.

myBlend ne pourra être tenue responsable d'aucun dommage accessoire, spécial ou consécutif résultant de l'utilisation de cet appareil.

Toutes les garanties implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, sont limitées à un an à partir de la date d'achat. Cette garantie remplace toute autre garantie, qu'elle soit écrite ou orale, et toute garantie implicite, y compris celles de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier, est expressément déclinée.

Si l'appareil présente un défaut durant la période de garantie, contactez le service clientèle.

Pour enregistrer votre appareil et rester informé(e) des nouveautés du service client, veuillez vous inscrire sur notre site web www.my-blend.com. Pour finaliser l'enregistrement en ligne, vous devrez entrer le numéro de lot de l'appareil.

SÉCURITÉ

L'appareil a été testé ou est conforme aux normes suivantes :

IEC/EC 62133:2017 2e éd. – Cellules secondaires et batteries contenant un électrolyte alcalin ou autre non acide – Exigences de sécurité pour les cellules secondaires portables, et pour les batteries en être composées, destinées aux applications portables – Partie 2 : Systèmes Lithium.

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électroménagers, les outils électriques et appareils similaires – Émission.

EN 55014-2:2015 – Compatibilité électromagnétique – Exigences pour les appareils électroménagers, les outils électriques et appareils similaires – Immunité. Standard de la famille d'appareils. Directive DE la Restriction des Substances Dangereuses (RoHS) (2011/65/EU).

Directive REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) (EC 1907/2006).

IEC 60335-1:2020 - Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Prescriptions générales

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 -- Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales (Norme européenne intégrant l'amendement A11)

EN 62233:2008 - Méthodes de mesure des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et appareils analogues en ce qui concerne l'exposition humaine

FAQ

Pour plus d'informations, consultez la section FAQ de notre site web :



SYMBOLES



Indique que l'appareil est certifié CE et autorisé à être vendu en Europe (Directive basse tension).



Indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers (Directive DE DEEE 2012/19/EU).



Restriction des substances dangereuses.



Ce symbole sur l'étiquette de l'appareil avertit de lire les documents fournis avant utilisation et de prendre toutes les précautions de sécurité requises.



Ce symbole signifie : Lisez le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser l'appareil.



Ce symbole signifie « Fabriqué en Chine ».



Ce symbole indique la température maximale et minimale de fonctionnement de l'appareil.



Ce symbole indique le taux d'humidité maximal et minimal de fonctionnement de l'appareil.



Ce symbole signifie que l'emballage en carton de l'appareil peut être recyclé.

INFORMATIONS DE CONTACT

Distribué par :

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Fabricant :

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Web: www.lighttreeventures.com

Date de délivrance : Juin 2025
Version : 1

ENGLISH

COMPANY INFORMATION

myBlend is committed to revolutionizing skincare through innovation, sensoriality and beauty-tech. Based on the principles of epigenetics, our mission is to enable every woman to reveal her skin's true potential.

GENERAL DEVICE INFORMATION

DESCRIPTION OF THE DEVICE

Thanks to its advanced technology, myLIFTINGroller fights skin slackening by stimulating facial muscles, boosting skin firmness and elasticity. Through in-depth action, it helps redefine facial contours while improving skin quality and natural radiance.


It combines 3 mechanisms: mechanical massage, electrostimulation and vibration for advanced results. Features are enhanced, cheekbones lifted.

Integrated into a daily routine, this powerful, intuitive tool transforms every gesture into a comprehensive treatment, tailored to your skin's needs.


DEVICE SPECIFICATIONS

Operating temperature	0°C to 40°C 32°F to 104°F
Storing and transport temperature	-5°C to 55°C 23°F to 131°F
Operating humidity	30% to 95% without condensation
Storage and Transport Humidity	20% to 95% without condensation
Charging supply	5V 2A
Charging port	USB-C
Charging cable	USB-C to USB-A
Charging cable length	1 meter / 3.28 feet
Battery	3.7V, 400 mAh
Battery type	Lithium-ion
Charging time	120 minutes / 2 hours
Treatment time	7 minutes
Dimensions of the device	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Weight of the device	140g / 4.94oz


DEVICE ACCESSORIES




Device



Travel
Pouch



Charging
cable



User
Manual



Quick Start
Guide

ADVERSE REACTION

If you have any adverse reaction, such as discomfort, skin discoloration, skin irritation or other concerns, from using this Device, stop using it immediately and consult your Healthcare Provider.

Skin irritation, bruising, contact burns, dizziness, nausea, and headaches are rare but possible side effects. Immediately stop using the device and contact your Healthcare Provider.

Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use.

If you experience a persistent headache and/or other persistent painful sensation during use of this device, stop using the device and consult with your Healthcare Provider.

CONTRAINDICATIONS

- DO NOT use the device if you have any active cancer or cancerous lesion.
- DO NOT use the device if you are pregnant, planning on becoming pregnant, or breastfeeding.
- DO NOT use the device on people under the age of 18.
- DO NOT use the device if you have severe acne.
- DO NOT use the device over areas with phlebitis, thrombophlebitis, and varicose veins.
- DO NOT use the device if you have a known allergic reaction to zinc alloy. The device contains plastics and metals that come into contact with the skin during use. When in doubt of allergies first contact your Healthcare Provider before using the device.
- DO NOT use the device if you have an electronic implanted device such as a defibrillator neurostimulator, pacemaker or ECG monitor. If you use a body-worn device such as an insulin pump, consult your Healthcare Provider.
- DO NOT use the device on the thyroid gland in the neck area, as it may stimulate its growth.
- DO NOT use the device on the neck if you have a known history of carotid artery disease, stroke or transient ischemic attack (TIA), carotid stenosis, unstable blood

pressure, easy fainting, thyroid disease or prior to surgical procedures in the neck area.

Note: We highly suggest taking caution when taking any (skin related) damaging medications. If in doubt, consult your Healthcare Provider.

Note: If you are under the care of a Healthcare Provider, consult your Healthcare Provider before using this device.

WARNINGS

- STOP using the device and consult your Healthcare Provider if you experience an adverse reaction from using the device.
- STOP using the device if you experience any discomfort or difficulty breathing or swallowing occurring from application of the device on the neck.
- STOP using the device if you experience symptoms of hypotension (dizziness or light-headedness) while using the device.
- STOP using the device if it is overheating. Turn off the device immediately.
- STOP your treatment if it feels hot or your skin feels uncomfortably warm.
- DO NOT let children play with the device. Cleaning and charging the device shall not be done by children.
- DO NOT use the device to treat rosacea, moles, warts, open sores, cancerous lesions, or any skin condition.
- DO NOT use the device on spots without pigmentation or areas on the skin that have vitiligo.
- DO NOT place the device if you have any open wounds.
- DO NOT use the device outdoors to prevent damage to the product.
- DO NOT sit, lay down or step on the device. This will break the device.
- DO NOT drop or insert any object into any openings of the device.
- DO NOT use the device if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged. For warranty and repairs contact customer support.
- DO NOT use or store the device near hot surfaces.
- DO NOT charge the device when it is close to or might get in contact with water.
- DO NOT submerge the device with water.
- DO NOT store the device in extreme heat or cold.
- DO NOT place the device in direct sunlight.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. Modifying or opening the device will void your warranty. the device contains no serviceable parts. This device contains batteries that are non-replaceable
- DO NOT perform maintenance or take apart the product. In case of malfunctioning or damage, contact customer support.
- DO NOT use the device if damaged or when the charging cable is damaged.
- DO NOT use the device with non-manufacturer-approved accessories.
- DO NOT use solvents or abrasive cleaners on the device.
- DO NOT use the device in any other way then specified in this manual.
- DO NOT use the device if you have had a recent surgery or other surgical procedures.
- DO NOT use the device over a bacterial infection as this may result in the worsening of symptoms.
- DO NOT use the device on painful areas. Consult your Healthcare Provider when you experience painful area's during use.
- DO NOT use the device on, near, or by children or those with reduced physical and mental abilities. Close supervision is necessary when this device is used, cleaned or stored near children or those with reduced physical or mental abilities.
- DO NOT use the device with any other USB-C cable than provided by myBlend.
- DO NOT use the device with any other topical other than specified by myBlend.

- DO NOT use the device over areas of skin that lack normal sensation. Only use the device on normal, intact, clean and healthy skin.
- DO NOT use the device while driving, operating machines or during an activity in which voluntary muscle contractions may put users or the public to any risk of injury.
- DO NOT use the device on swollen, infected or inflamed area's or skin eruptions.
- DO NOT use the device in the eye area (circular muscle within the orbital rim), on the temples, the breast or groin area.
- DO NOT apply excessive pressure when using the device on the anterior neck.
- DO NOT use the device directly on the midline of the neck, specifically avoiding the thyroid.
- DO NOT apply stimulation across your chest as the introduction of electrical current into the chest may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be lethal.
- DO NOT use the device on piercings or other metal implants
- DO NOT use the device at a place where other devices could interfere by emitting electromagnetic energy. This device can be negatively affected by interference of other devices.
- DO NOT operate the device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g. heart monitors, heart tracing or close to (1m) shortwave devices like micro-waves and electromagnetic therapy equipment).

Note: The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main adapter or cable is damaged, discontinue use. Contact myBlend to arrange a cable replacement.

PRECAUTIONS

- Do not scratch or damage the metal node surfaces.
- It will void your warranty if you do not operate the device in accordance with the instruction in the manual.
- Read all instructions carefully before using this device.
- Store the device according to the protocol worked out in this manual.
- This device is intended to be used by one person; we recommend to not share it with anyone else for reasons of hygiene.
- The device is designed for cosmetic use only, for individuals with good health. Please contact your Healthcare Provider if you are unsure about your health status.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations.
- Inspect the device and do not use the device if you see any signs of damage such as internal battery leaks. Contact our customer support.
- The device should only be supplied with 5V DC low voltage. If any part of the main adapter or cord is damaged, discontinue use. Contact customer support to arrange a replacement.
- Consult your Healthcare Provider before using the device if you have a fever, acute inflammation, a severe circulatory disorder, anaesthetic, or desensitized areas.
- We highly suggest taking caution when taking any medications. If in doubt, consult your Healthcare Provider.
- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown. If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your Healthcare Provider.
- Some users may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or serum.
- Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use

of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use immediately.

- If using the device causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
- A slight tingling sensation may occur while using the device. Lowering the intensity may reduce or eliminate this sensation.
- There may be a perception of flashing lights during the use of the device, resulting from the stimulation of your optic nerve. If you notice this condition constantly without the use of your device, your Healthcare Provider.
- Some users may experience a metallic taste in their mouth during the use of your device, resulting from stimulation and varying sensitivity around the mouth. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your Healthcare Provider.

TRAVEL AND INTERNATIONAL USE

The device's lightweight design makes it a perfect travel companion. Here are some travel tips for you:

- If you are travelling to a different region of where you bought the Device, please assure that the device is only supplied with a 5V DC Low Voltage.
- Confirm with the steward that the Device can be carried and/or used on the airplane prior to flight.

DISCLAIMER

This Device is not intended to diagnose, cure, or prevent any disease. myBlend makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this Device to cure any physical, skin, or mental condition. A qualified Healthcare Provider should be consulted regarding any condition requiring medical attention.

POTENTIAL RISKS

Immediately after treatment skin may appear red. Skin should return to normal within 1-2 hours.


Temporary headaches immediately following the treatment. Headaches can be treated with an appropriate pain killer and rehydration.

HOW TO USE THE DEVICE


GENERAL USE

1. Prior to using the device, make sure it is fully charged.
2. Clean the skin that you want to treat.
3. Apply myBlend Firming Superserum or a water-based serum to drive the current through your skin.
4. Make sure the device is unplugged and place the device on the skin.
5. Press and hold the ON/OFF to turn on the device, first LED will turn on.
 - 5.1. First Microcurrent LED will turn on. In case of low battery, the light next to the charging port will start blinking.


- 5.2. To set the desired microcurrent level, press the ON/OFF button briefly. Each press cycles through the available levels.
- 5.3. Gently glide the device over the treatment area in slow, upward or outward motions, ensuring consistent contact with the skin.
- 5.4. To control the motor vibration feature, press the vibration button briefly. Each press activates or deactivates will deactivate the vibration, allowing you to adjust the session to your preferences.
- 5.5. Keep the device constantly moving, without holding it in the same spot for several seconds.
- 5.6. The device switches off after a 7-minute treatment automatically. You may stop the treatment at any time by pressing the ON/OFF button.




5.0



5.1



5.2



5.4

6. Take the device off the treatment area.
7. Clean the Device using a water-based wipe or a damp clean cloth. Ensure the Device is NOT connected to the power supply when cleaning.
8. Repeat these steps based upon the treatment protocol described in the next part.

TREATMENT PROTOCOL

Use the device 3-4 times per week, based upon your lifestyle and skin condition. It is not recommended to use the device more than 7 days per week. Do not use the device more than once per day.

CHARGING

Charge myLIFTINGroller fully for 2 hours before your first use. Only use a 5V adapter or computer USB port (avoid fast chargers as they can damage the battery).

To charge the device insert the USB-C cable into the device. Insert the USB-A side of the cable into a USB power supply. The LED indicator on the device will start to flash slow or blink slow to indicate charging. When the device is fully charged the LED indicator will turn off.

Before charging, make sure that the plug and socket are completely dry. Failure to do so may result in electric shock, short circuit, or fire.

Note: Always unplug the device before use, the device will not work while being charged.

CARE AND STORAGE

- The lifetime of the Lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge and then fully discharge during regular use.
- Store the device at room temperature in dry conditions.
- Store the device in the supplied case or the packaging. Make sure the device will

not bend, stretch or crush while being stored or when travelled with.

- Avoid storing the device in dusty conditions, in direct sunlight or in damp and humid conditions.
- This device contains no serviceable parts.
- Before each use, with the device switched off, clean the Device following the cleaning instructions below.

IMPORTANT

- The product has a limited lifecycle of two years under nominal use. Following the treatment protocol for two years is considered as nominal use.
- The device must be handled with care.

CLEANING

Clean the Device with a water-based wipe or damp clean cloth. Stubborn stains can be removed by wiping gently with 70% alcohol.

- DO NOT use any other cleansing Devices as these may damage the Device.
- DO NOT clean the device while it is turned on.
- DO NOT clean the device while charging.

TROUBLESHOOTING

If the actions suggested fail to fix the problem, or the problem reoccurs, and your device is within the warranty period please return to myBlend.

- DO NOT attempt to investigate any further.
- DO NOT attempt to modify the device in any way. The device has NO parts you can repair yourself.

Problem	Cause	Solution
The device doesn't switch on.	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the power outlet.	Insert the charging cable properly into the power outlet.
	The device is not fully charged, because the charging cable was not properly inserted into the device.	Insert the charging cable properly into the device and charge the device.
	The power outlet didn't work during charging.	Try a different power outlet.
	The on/off button has not been pushed one full second.	Push the on/off button for 1 second straight.
The device switches off unexpectedly.	The battery level is too low.	Charge the device.

DISPOSAL

DO NOT dispose of the device with household waste. The Device should be recycled. The Device contains a Lithium-ion battery. For protection of the environment, please safely dispose of the device following your local guidelines.

WARRANTY

The device is warranted to be free from defects in material and workmanship for 24 months from its original purchase date under normal use. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized retailer or reseller. This warranty only extends if the device is used in conjunction with authorized Device accessories. If the Device should become defective within the warranty period, contact the retailer that you purchased the device. This warranty does not cover Devices damaged by:

- Accident, misuse, abuse, or alteration.
- Use with unauthorized accessories or use other than as instructed.
- Connecting to incorrect current and voltage.

MyBlend shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages resulting from the use of this Device. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability are limited in duration to two years from date of original purchase.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

This warranty is given in lieu of all other warranties, written or oral, whether expressed by affirmation, promise, description, drawing, model or sample. Any and all warranties other than this one, whether expressed or implied, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby disclaimed.

If the Device is defective within the warranty period please contact the Customer Service Team.

To register your Device and be kept up to date with new and exciting developments from the Customer Service team, please take a moment to sign up on our website www.my-blend.com. To complete your registration online you will need to enter the Device batch number.

SAFETY

The Device has been tested to or complies with the following standards:

IEC/EC 62133:2017 2nd ed. Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications - Part 2: Lithium systems

EN 55014-1:2006+A2:2011 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Emission

EN 55014-2:2015 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus. Immunity. Device family standard. Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive (2011/65/EU)

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals (REACH) directive (EC 1907/2006)

IEC 60335-1:2020 – Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Household and similar electrical appliances – Safety – Part 1: General requirements (European Standard incorporating Amendment A11)

EN 62233:2008 – Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure

FAQ

For more information, visit the FAQs section in our website.



SYMBOLS



Indicates the Device is CE Marked and authorized to sell in Europe. (Lower-Voltage-Directive)



The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE), Indicates the Device may not be discarded as household waste (2012/19/EU).



Restriction of hazardous substances.



This warning symbol on the device label is a warning to read the enclosed documents before use and take all safety precautions required.



This symbol on the device label means: Read the user manual before you start using the device.



This symbol means made in China.



This symbol means the upper and lower operating temperatures that the device can be safely used at.



This symbol means the upper and lower operating humidity that the device can be safely used at.



This symbol means that the cardboard packaging that the device came in can be recycled.

CONTACT INFORMATION

Distributed by:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Manufacturer:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Web: www.lighttreeventures.com

Date of issuance: June 2025
Version: 1

DEUTSCH

INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

myBlend setzt sich dafür ein, Hautpflege durch Innovation, Sinneserlebnisse und Beauty-Tech zu revolutionieren. Auf Grundlage der Prinzipien der Epigenetik ist es unsere Mission, jeder Frau zu ermöglichen, das wahre Potenzial ihrer Haut zu entfalten.

ALLGEMEINE GERÄTEINFORMATIONEN

BESCHREIBUNG DES GERÄTS


Dank seiner fortschrittlichen Technologie bekämpft der myLIFTINGroller Hauterschaffung, indem er die Gesichtsmuskulatur stimuliert und die Festigkeit sowie Elastizität der Haut verbessert. Durch seine tiefenwirksame Anwendung hilft er, die Gesichtskonturen neu zu definieren und die Hautqualität sowie natürliche Ausstrahlung zu optimieren.

Er kombiniert drei Wirkmechanismen: mechanische Massage, Elektrostimulation und Vibration für fortschrittliche Ergebnisse. Gesichtszüge werden betont, Wangenknochen sichtbar angehoben. In die tägliche Pflegeroutine integriert, verwandelt dieses leistungsstarke und intuitive Tool jede Anwendung in eine umfassende Behandlung – abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut.


GERÄTEINFORMATIONEN

Betriebstemperatur	0°C bis 40°C 32°F bis 104°F
Lager- und Transporttemperatur	-5°C bis 55°C 23°F bis 131°F
Betriebsfeuchtigkeit	30% bis 95%, ohne Kondensation
Lager- und Transportfeuchtigkeit	20% bis 95%, ohne Kondensation
Ladeversorgung	5V, 2A
Ladeanschluss	USB-C
Ladekabel	USB-C zu USB-A
Ladekabellänge	1 Meter / 3.28 Fuß
Akku	3.7V, 400 mAh
Akkutyp	Lithium-Ionen
Ladezeit	120 Minuten / 2 Stunden
Behandlungsdauer	7 Minuten
Geräteabmessungen	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Gerätegewicht	140 g / 4.94 oz


GERÄTEZUBEHÖR




Gerät



Reisetasche



Ladekabel



Benutzer-
handbuch



Schnellstar-
tanleitung

NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie beim Gebrauch dieses Geräts Nebenwirkungen wie Unwohlsein, Hautverfärbungen, Hautreizungen oder andere Beschwerden feststellen, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie Ihre medizinische Fachkraft.

Hautreizungen, Blutergüsse, Kontaktverbrennungen, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen sind seltene, aber mögliche Nebenwirkungen. Beenden Sie die Anwendung des Geräts umgehend und wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachkraft.

Hautreizungen und Verbrennungen unter den Elektroden wurden bei der Verwendung anderer elektrischer Muskelstimulatoren berichtet. Wenn Sie Hautreizungen oder ein Brennen verspüren, stellen Sie die Anwendung ein.

Sollten während der Anwendung dieses Geräts anhaltende Kopfschmerzen und/oder andere anhaltende schmerzhaft empfundene Empfindungen auftreten, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihre medizinische Fachkraft.

GEGENANZEIGEN

- NICHT verwenden, wenn Sie an einer aktiven Krebserkrankung oder einem krebsartigen Hautbefund leiden.
- NICHT verwenden, wenn Sie schwanger sind, eine Schwangerschaft planen oder stillen.
- NICHT verwenden bei Personen unter 18 Jahren.
- NICHT verwenden, wenn Sie unter schwerer Akne leiden.
- NICHT verwenden auf Hautbereichen mit Venenentzündung (Phlebitis), Thrombophlebitis oder Krampfadern.
- NICHT verwenden, wenn Sie eine bekannte allergische Reaktion auf Zinklegierungen haben. Das Gerät enthält Kunststoffe und Metalle, die bei der Anwendung mit der Haut in Kontakt kommen. Bei Unsicherheit bezüglich möglicher Allergien wenden Sie sich bitte vor der Anwendung an Ihre medizinische Fachkraft.
- NICHT verwenden, wenn Sie ein elektronisches Implantat wie einen Defibrillator, Neurostimulator, Herzschrittmacher oder ein EKG-Gerät tragen. Wenn Sie ein körpergetragenes Gerät wie eine Insulinpumpe verwenden, konsultieren Sie Ihre medizinische Fachkraft.

- NICHT verwenden auf der Schilddrüse im Halsbereich, da dies deren Wachstum stimulieren kann.
- NICHT verwenden im Halsbereich, wenn Sie eine bekannte Vorgeschichte mit Karotisarterienerkrankungen, Schlaganfall oder transitorischer ischämischer Attacke (TIA), Karotisstenose, instabilem Blutdruck, Neigung zu Ohnmacht, Schilddrüsenerkrankungen oder vorangegangenen chirurgischen Eingriffen im Halsbereich haben.

Hinweis: Wir empfehlen besondere Vorsicht bei der Einnahme von Medikamenten, die die Haut schädigen können. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre medizinische Fachkraft.

Hinweis: Wenn Sie sich in medizinischer Behandlung befinden, konsultieren Sie bitte Ihre medizinische Fachkraft, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

WARNHINWEISE

- Beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie Ihre medizinische Fachkraft, wenn Sie eine Nebenwirkung durch die Nutzung des Geräts feststellen.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie Unwohlsein, Atembeschwerden oder Schluckbeschwerden bei der Anwendung am Hals verspüren.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Symptome von niedrigem Blutdruck (Schwindel oder Benommenheit) auftreten.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn das Gerät überhitzt. Schalten Sie es sofort aus.
- Beenden Sie die Behandlung, wenn sich das Gerät heiß anfühlt oder Ihre Haut unangenehm warm wird.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Aufladen dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zur Behandlung von Rosazea, Muttermalen, Warzen, offenen Wunden, krebsartigen Hautveränderungen oder anderen Hauterkrankungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf pigmentlosen Hautstellen oder Bereichen mit Vitiligo.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie offene Wunden haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Setzen, legen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts fallen oder einführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist. Für Garantie und Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen.
- Laden Sie das Gerät nicht, wenn es sich in der Nähe von Wasser befindet oder damit in Kontakt kommen könnte.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lagern Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu modifizieren. Änderungen oder Öffnen des Geräts führen zum Erlöschen der Garantie. Das Gerät enthält keine wartbaren Teile. Die enthaltenen Batterien sind nicht austauschbar.
- Führen Sie keine Wartung durch und zerlegen Sie das Gerät nicht. Bei Fehlfunktionen oder Schäden wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es oder das Ladekabel beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zubehör, das nicht vom Hersteller zugelassen ist.

sen ist.

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel am Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Anleitung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie kürzlich operiert wurden oder andere chirurgische Eingriffe hatten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf bakteriellen Infektionen, da dies die Symptome verschlimmern kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf schmerzhaften Bereichen. Konsultieren Sie Ihre medizinische Fachkraft, wenn während der Anwendung Schmerzen auftreten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei, in der Nähe von oder durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Eine enge Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in deren Nähe verwendet, gereinigt oder gelagert wird.
- Verwenden Sie ausschließlich das USB-C-Kabel, das von myBlend bereitgestellt wurde.
- Verwenden Sie ausschließlich die von myBlend empfohlenen topischen Produkte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Hautbereichen ohne normales Empfindungsvermögen. Nur auf normaler, intakter, sauberer und gesunder Haut anwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie fahren, Maschinen bedienen oder Tätigkeiten ausführen, bei denen Muskelkontraktionen ein Verletzungsrisiko darstellen könnten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf geschwollenen, infizierten oder entzündeten Hautstellen oder Hautausschlägen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Augenbereich (Ringmuskel innerhalb des Augenhöhlenrands), an den Schläfen, der Brust oder im Genitalbereich.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck bei der Anwendung am vorderen Hals aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht direkt auf der Mittellinie des Halses, insbesondere nicht auf der Schilddrüse.
- Wenden Sie keine Stimulation über der Brust an, da elektrische Ströme dort zu Herzrhythmusstörungen führen können, die lebensgefährlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Piercings oder anderen Metallimplantaten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen andere Geräte elektromagnetische Energie aussenden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitore, EKG-Geräte) oder in der Nähe (1 m) von Kurzwellengeräten wie Mikrowellen oder elektromagnetischen Therapiegeräten.

Hinweis: Das Gerät darf ausschließlich mit einer Gleichspannung von 5 V betrieben werden. Wenn ein Teil des Netzadapters oder des Kabels beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Kontaktieren Sie myBlend, um einen Kabelersatz zu veranlassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Kratzen oder beschädigen Sie nicht die Metallkontaktflächen.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird.
- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem im Handbuch beschriebenen Protokoll.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung durch eine einzelne Person vorgesehen; aus hygienischen Gründen wird empfohlen, es nicht mit anderen zu teilen.

- Das Gerät ist ausschließlich für kosmetische Zwecke bei gesunden Personen konzipiert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich bezüglich Ihres Gesundheitszustands unsicher sind.
- Der Akku des Geräts ist vom Benutzer nicht entfernbar. Werfen Sie das Gerät bei der Entsorgung nicht ins Feuer. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie Anzeichen von Schäden wie auslaufende Batterien feststellen. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
- Das Gerät darf nur mit einer Niederspannung von 5V DC betrieben werden. Wenn Teile des Netzadapters oder Kabels beschädigt sind, stellen Sie die Verwendung ein und kontaktieren Sie den Kundendienst für einen Ersatz.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung des Geräts, wenn Sie Fieber, akute Entzündungen, schwere Kreislaufstörungen, betäubte oder desensibilisierte Hautbereiche haben.
- Seien Sie vorsichtig bei der Einnahme von Medikamenten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Die langfristigen Auswirkungen von transkutanen elektrischen Stimulatoren sind unbekannt. Bei vermuteten oder diagnostizierten Herzerkrankungen sollten Sie die von Ihrem Arzt empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Einige Benutzer können Hautreizungen oder Überempfindlichkeit durch die elektrische Stimulation oder das Serum erfahren.
- Hautreizungen und Verbrennungen unter den Elektroden wurden bei der Verwendung anderer elektrischer Muskelstimulatoren berichtet. Bei Hautreizungen oder Brennen stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Wenn die Verwendung des Geräts anhaltende Schmerzen oder Unbehagen verursacht, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Während der Verwendung kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Eine Verringerung der Intensität kann dieses Gefühl reduzieren oder beseitigen.
- Es kann zu einer Wahrnehmung von Lichtblitzen kommen, verursacht durch die Stimulation des Sehnervs. Wenn Sie dieses Phänomen auch ohne Verwendung des Geräts bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Einige Benutzer können während der Verwendung einen metallischen Geschmack im Mund verspüren, verursacht durch die Stimulation und unterschiedliche Empfindlichkeit im Mundbereich. Wenn Sie dieses Phänomen auch ohne Verwendung des Geräts bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

REISEN UND INTERNATIONALE NUTZUNG

Das leichte Design des Geräts macht es zu einem idealen Reisebegleiter. Hier sind einige Reisetipps für Sie:

- Wenn Sie in eine andere Region reisen als die, in der Sie das Gerät gekauft haben, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausschließlich mit einer Niederspannung von 5V DC betrieben wird.
- Klären Sie vor dem Flug mit dem Flugpersonal, ob das Gerät mitgeführt und/oder an Bord verwendet werden darf.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu heilen oder zu verhindern. myBlend macht keine Zusicherungen, Darstellungen oder Garantien hinsichtlich der Fähigkeit dieses Geräts, körperliche, dermatologische oder psychische Beschwerden zu heilen. Bei gesundheitlichen Problemen, die medizinische Betreuung erfordern, sollte ein qualifizierter Arzt konsultiert werden.



MÖGLICHE RISIKEN

- Unmittelbar nach der Behandlung kann die Haut gerötet erscheinen. Die Haut sollte innerhalb von 1-2 Stunden wieder ihr normales Erscheinungsbild annehmen.
- Vorübergehende Kopfschmerzen können direkt nach der Behandlung auftreten. Diese können mit einem geeigneten Schmerzmittel und ausreichender Flüssigkeitszufuhr behandelt werden.

WIE MAN DAS GERÄT VERWENDET

ALLGEMEINE VERWENDUNG

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.
2. Reinigen Sie die Haut, die Sie behandeln möchten.
3. Tragen Sie das myBlend Firming Superserum oder ein wasserbasiertes Serum auf, um den Strom durch die Haut zu leiten.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist, und platzieren Sie es auf der Haut.
5. Halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten – die erste LED leuchtet.
 - 5.1. Die erste Mikrostrom-LED leuchtet. Bei niedrigem Akkustand beginnt das Licht neben dem Ladeanschluss zu blinken.
 - 5.2. Um die gewünschte Mikrostromstufe einzustellen, drücken Sie die EIN/AUS-Taste kurz. Jeder Druck wechselt zur nächsten verfügbaren Stufe.
 - 5.3. Gleiten Sie sanft mit dem Gerät über den Behandlungsbereich in langsamen, aufwärtsgerichteten oder nach außen gerichteten Bewegungen und sorgen Sie für gleichmäßigen Hautkontakt.
 - 5.4. Um die Vibrationsfunktion zu steuern, drücken Sie die Vibrations-Taste kurz. Jeder Druck aktiviert oder deaktiviert die Vibration, sodass Sie die Sitzung nach Ihren Wünschen anpassen können.
 - 5.5. Bewegen Sie das Gerät ständig weiter und halten Sie es nicht mehrere Sekunden lang auf derselben Stelle.
 - 5.6. Das Gerät schaltet sich nach einer 7-minütigen Behandlung automatisch ab. Sie können die Behandlung jederzeit durch Drücken der EIN/AUS-Taste beenden.



6. Nehmen Sie das Gerät vom Behandlungsbereich ab.
7. Reinigen Sie das Gerät mit einem wasserbasierten Reinigungstuch oder einem feuchten, sauberen Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Reinigen NICHT mit der Stromversorgung verbunden ist.
8. Wiederholen Sie diese Schritte gemäß dem im nächsten Abschnitt beschriebenen Behandlungsprotokoll.

BEHANDLUNGSPROTOKOLL

Verwenden Sie das Gerät 3–4 Mal pro Woche, abhängig von Ihrem Lebensstil und Hautzustand. Es wird nicht empfohlen, das Gerät öfter als 7 Tage pro Woche zu verwenden. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr als einmal pro Tag.

AUFLADEN

Laden Sie den myLIFTINGroller vor der ersten Verwendung vollständig für 2 Stunden auf. Verwenden Sie ausschließlich einen 5V-Adapter oder den USB-Anschluss eines Computers (schnelle Ladegeräte vermeiden, da sie den Akku beschädigen können).

Zum Aufladen des Geräts stecken Sie das USB-C-Kabel in das Gerät. Stecken Sie die USB-A-Seite des Kabels in eine USB-Stromquelle. Die LED-Anzeige am Gerät beginnt langsam zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.

Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass Stecker und Buchse vollständig trocken sind. Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden kommen.

Hinweis: Ziehen Sie das Gerät vor der Verwendung immer vom Stromnetz ab – das Gerät funktioniert nicht während des Ladevorgangs.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

- Die Lebensdauer der Lithiumbatterie kann maximiert werden, indem sie regelmäßig vollständig aufgeladen und anschließend vollständig entladen wird.
- Lagern Sie das Gerät bei Raumtemperatur unter trockenen Bedingungen.
- Bewahren Sie das Gerät in der mitgelieferten Hülle oder Verpackung auf. Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Lagern oder Transportieren nicht gebogen, gedehnt oder gequetscht wird.
- Vermeiden Sie die Lagerung des Geräts in staubigen Umgebungen, direkter Sonneneinstrahlung oder feuchten und nassen Bedingungen.
- Dieses Gerät enthält keine wartbaren Teile.
- Reinigen Sie das Gerät vor jeder Verwendung im ausgeschalteten Zustand gemäß den untenstehenden Reinigungshinweisen.

WICHTIG

- Das Produkt hat eine begrenzte Lebensdauer von zwei Jahren bei normaler Nutzung. Die Einhaltung des Behandlungsprotokolls über zwei Jahre gilt als normale Nutzung.
- Das Gerät muss mit Sorgfalt behandelt werden.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem wasserbasierten Reinigungstuch oder einem feuchten, sauberen Tuch. Hartnäckige Flecken können durch sanftes Abwischen mit 70 % Alkohol entfernt werden.

- VERWENDEN SIE KEINE anderen Reinigungsgeräte, da diese das Gerät beschädigen können.

- REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT, während es eingeschaltet ist.
- REINIGEN SIE DAS GERÄT NICHT, während es geladen wird.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die vorgeschlagenen Maßnahmen das Problem nicht beheben oder das Problem erneut auftritt und sich Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit befindet, senden Sie es bitte an myBlend zurück.

- UNTERNEHMEN SIE KEINE weiteren Untersuchungen.
- VERSUCHEN SIE NICHT, das Gerät in irgendeiner Weise zu modifizieren. Das Gerät enthält KEINE Teile, die Sie selbst reparieren können.

Problem	Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, da das Ladekabel nicht richtig in die Steckdose eingesteckt wurde.	Stecken Sie das Ladekabel ordnungsgemäß in die Steckdose.
	Das Gerät ist nicht vollständig aufgeladen, da das Ladekabel nicht richtig in das Gerät eingesteckt wurde.	Stecken Sie das Ladekabel ordnungsgemäß in das Gerät und laden Sie das Gerät auf.
	Die Steckdose hat während des Ladevorgangs nicht funktioniert.	Versuchen Sie eine andere Steckdose.
	Die EIN/AUS-Taste wurde nicht eine volle Sekunde lang gedrückt.	Drücken Sie die EIN/AUS-Taste für eine volle Sekunde.
Das Gerät schaltet sich unerwartet aus.	Der Akkustand ist zu niedrig.	Laden Sie das Gerät auf.

ENTSORGUNG

WERFEN SIE das Gerät NICHT in den Hausmüll. Das Gerät sollte recycelt werden. Es enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Gerät bitte sicher gemäß den örtlichen Vorschriften.

GARANTIE

Das Gerät ist für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum bei normaler Nutzung gegen Material- und Herstellungsfehler garantiert. Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Einzelhandelskunden mit gültigem Kaufnachweis und nur bei Erwerb über einen autorisierten Händler oder Wiederverkäufer. Sie gilt nur, wenn das Gerät zusammen mit autorisiertem Zubehör verwendet wird.

Wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch folgende Ursachen entstanden sind:

- Unfall, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch oder Veränderung
- Verwendung mit nicht autorisiertem Zubehör oder entgegen der Gebrauchsanweisung
- Anschluss an falsche Stromstärke oder Spannung

MyBlend übernimmt keine Haftung für zufällige, besondere oder Folgeschäden, die durch die Verwendung des Geräts entstehen. Alle stillschweigenden Garantien, einschließlich der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Marktgängigkeit, sind auf zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum beschränkt. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und je nach Land können Ihnen weitere Rechte zustehen. In einigen Ländern sind Ausschlüsse oder Beschränkungen von Neben- oder Folgeschäden oder die Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass einige der oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen.

Diese Garantie ersetzt alle anderen schriftlichen oder mündlichen Garantien, unabhängig davon, ob sie durch Zusicherung, Beschreibung, Zeichnung, Modell oder Muster ausgedrückt wurden. Alle anderen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, werden hiermit ausgeschlossen.

Wenn Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweist, wenden Sie sich bitte an das Kundenservice-Team.

Um Ihr Gerät zu registrieren und über neue Entwicklungen des Kundenservice-Teams informiert zu bleiben, melden Sie sich bitte auf unserer Website www.my-blend.com an. Für die Online-Registrierung benötigen Sie die Chargennummer des Geräts.

SICHERHEIT

Das Gerät wurde gemäß den folgenden Normen geprüft bzw. erfüllt diese:

IEC/EC 62133:2017, 2. Ausgabe – Sekundärzellen und -batterien mit alkalischem oder anderem nicht-säurehaltigem Elektrolyt – Sicherheitsanforderungen für tragbare, versiegelte Sekundärzellen und daraus hergestellte Batterien für den Einsatz in tragbaren Anwendungen – Teil 2: Lithiumsysteme

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Emission

EN 55014-2:2015 – Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen für Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Störfestigkeit. Gerätefamiliennorm

RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) – Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

REACH-Verordnung (EG 1907/2006) – Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

IEC 60335-1:2020 – Sicherheit elektrischer Haushalts- und ähnlicher Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Sicherheit elektrischer Haushalts- und ähnlicher Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Europäische Norm mit Änderung A11)

EN 62233:2008 – Messverfahren für elektromagnetische Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Geräten im Hinblick auf die Exposition des Menschen

FAQ (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)

Für weitere Informationen besuchen Sie den FAQ-Bereich auf unserer Website.



SYMBOLS



Zeigt an, dass das Gerät mit dem CE-Zeichen versehen ist und gemäß der Niederspannungsrichtlinie in Europa verkauft werden darf.



- Das Symbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU).



Beschränkung gefährlicher Stoffe



Dieses Warnsymbol auf dem Geräteschild weist darauf hin, dass die beiliegenden Dokumente vor der Verwendung gelesen und alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen



Dieses Symbol auf dem Geräteschild bedeutet: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden.



Dieses Symbol bedeutet: Hergestellt in China.



Dieses Symbol zeigt die oberen und unteren Betriebstemperaturen an, bei denen das Gerät sicher verwendet werden kann.



Dieses Symbol zeigt die obere und untere Betriebsluftfeuchtigkeit an, bei der das Gerät sicher verwendet werden kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass die Kartonverpackung des Geräts recycelbar ist.

KONTAKTINFORMATIONEN

Vertrieb durch:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Hersteller:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Website: www.lighttreeventures.com

Ausgabedatum: Juni 2025
Version: 1

NEDERLANDS

BEDRIJFSINFORMATIE

myBlend zet zich in voor een revolutie in huidverzorging door middel van innovatie, zintuiglijke beleving en beauty-tech. Gebaseerd op de principes van epigenetica is het onze missie om elke vrouw in staat te stellen het ware potentieel van haar huid te onthullen.

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET PRODUCT

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Dankzij de geavanceerde technologie bestrijdt de myLIFTINGroller huidverslapping door de gezichtsspieren te stimuleren en de stevigheid en elasticiteit van de huid te verbeteren. Door diepgaande werking helpt het product de gezichtscontouren opnieuw te definiëren en de huidkwaliteit en natuurlijke uitstraling te verbeteren.


Het combineert drie mechanismen: mechanische massage, elektrostimulatie en vibratie voor geavanceerde resultaten. Gelaatskenmerken worden geaccentueerd, jukbeenderen gelift.

Geïntegreerd in de dagelijkse routine verandert dit krachtige, intuïtieve product elke handeling in een volledige behandeling, afgestemd op de behoeften van jouw huid.


PRODUCTSPECIFICATIES

Gebruikstemperatuur	0°C tot 40°C 32°F tot 104°F
Opslag- en transporttemperatuur	-5°C tot 55°C 23°F tot 131°F
Luchtvochtigheid in gebruik	30% tot 95%, zonder condensatie
Opslag- en transportluchtvochtigheid	20% tot 95%, zonder condensatie
Oplaadspanning	5V 2A
Oplaadpoort	USB-C
Oplaadkabel	USB-C naar USB-A
Lengte oplaadkabel	1 meter / 3.28 voet
Batterij	3.7V, 400 mAh
Type Batterij	Lithium-ion
Oplaadtijd	120 minuten / 2 uur
Behandelingstijd	7 minuten
Afmetingen van het product	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Gewicht van het product	140g / 4.94oz


PRODUCTACCESSOIRES




Product



Reisetui



Oplaadkabel



Gebruiker-
shandleiding



Snelstartgids

BIJWERKINGEN

Als je een bijwerking ervaart, zoals ongemak, verkleuring van de huid, huidirritatie of andere klachten bij het gebruik van dit product, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg je zorgverlener.

Huidirritatie, blauwe plekken, contactverbrandingen, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn zijn zeldzame maar mogelijke bijwerkingen. Stop direct met het gebruik van het product en neem contact op met je zorgverlener.

Huidirritatie en brandwonden onder de elektroden zijn gemeld bij het gebruik van andere elektrische spierstimulatieapparaten. Als je huidirritatie of een brandend gevoel ervaart, stop dan met het gebruik.

Als je tijdens het gebruik van dit product last krijgt van aanhoudende hoofdpijn en/of andere aanhoudende pijnklachten, stop dan met het gebruik en raadpleeg je zorgverlener.

CONTRA-INDICATIES

- NIET gebruiken als je een actieve vorm van kanker of een kwaadaardige afwijking hebt.
- NIET gebruiken als je zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft.
- NIET gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar.
- NIET gebruiken bij ernstige acne.
- NIET gebruiken op gebieden met flebitis, tromboflebitis of spataderen.
- NIET gebruiken als je een bekende allergische reactie hebt op zinklegering. Het product bevat kunststoffen en metalen die tijdens gebruik in contact komen met de huid. Raadpleeg bij twijfel over allergieën eerst je zorgverlener voordat je het product gebruikt.
- NIET gebruiken als je een elektronisch geïmplantiseerd apparaat hebt, zoals een defibrillator, neurostimulator, pacemaker of ECG-monitor. Als je een draagbaar apparaat gebruikt, zoals een insulinepomp, raadpleeg dan je zorgverlener.
- NIET gebruiken op de schildklier in het halsgebied, omdat dit de groei ervan kan stimuleren.
- NIET gebruiken op de hals als je een bekende medische voorgeschiedenis hebt van halsslagaderziekte, beroerte of een TIA (transient ischemic attack), halsslagad-

evernauwing, instabiele bloeddruk, neiging tot flauwvallen, schildklieraandoeningen of eerdere chirurgische ingrepen in het halsgebied.

Let op: We raden aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van medicatie die schadelijk kan zijn voor de huid. Raadpleeg bij twijfel je zorgverlener.

Let op: Als je onder behandeling bent van een zorgverlener, raadpleeg deze dan voordat je het product gebruikt.

WAARSCHUWINGEN

- STOP met het gebruik van het product en raadpleeg je zorgverlener als je een bijwerking ervaart.
- STOP met het gebruik van het product als je ongemak, ademhalingsproblemen of slikproblemen ervaart bij toepassing op de hals.
- STOP met het gebruik van het product als je symptomen van lage bloeddruk ervaart (zoals duizeligheid of licht gevoel in het hoofd).
- STOP met het gebruik als het product oververhit raakt. Schakel het direct uit.
- STOP de behandeling als het product heet aanvoelt of je huid onaangenaam warm wordt.
- LAAT GEEN kinderen met het product spelen. Kinderen mogen het product niet reinigen of opladen.
- NIET gebruiken voor de behandeling van rosacea, moedervlekken, wratten, open wonden, kwaadaardige huidafwijkingen of andere huidaandoeningen.
- NIET gebruiken op pigmentloze plekken of huidgebieden met vitiligo.
- NIET gebruiken bij open wonden.
- NIET gebruiken buitenshuis om schade aan het product te voorkomen.
- NIET op zitten, liggen of stappen. Dit kan het product beschadigen.
- NIET laten vallen of voorwerpen in openingen van het product steken.
- NIET gebruiken als het product niet goed werkt, gevallen is of beschadigd is. Neem contact op met de klantenservice voor garantie en reparatie.
- NIET gebruiken of bewaren in de buurt van hete oppervlakken.
- NIET opladen in de buurt van water of als er kans is op contact met water.
- NIET onderdompelen in water.
- NIET bewaren bij extreme hitte of kou.
- NIET blootstellen aan direct zonlicht.
- NIET proberen het product te wijzigen. Wijzigingen of openen van het product maken de garantie ongeldig. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. De batterij is niet vervangbaar.
- GEEN onderhoud uitvoeren of het product uit elkaar halen. Neem bij defecten of schade contact op met de klantenservice.
- NIET gebruiken als het product of de oplaadkabel beschadigd is.
- NIET gebruiken met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- GEEN oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- NIET gebruiken op een andere manier dan beschreven in deze handleiding.
- NIET gebruiken na een recente operatie of chirurgische ingreep.
- NIET gebruiken op bacteriële infecties, dit kan de symptomen verergeren.
- NIET gebruiken op pijnlijke plekken. Raadpleeg je zorgverlener bij pijn tijdens gebruik.
- NIET gebruiken op, nabij of door kinderen of personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten. Toezicht is vereist bij gebruik, reiniging of opslag in de buurt van deze groepen.
- NIET gebruiken met een andere USB-C-kabel dan die geleverd door myBlend.
- NIET gebruiken met andere topische producten dan die gespecificeerd door myBlend.
- NIET gebruiken op huidgebieden zonder normale gevoeligheid. Alleen gebruiken

op normale, intacte, schone en gezonde huid.

- NIET gebruiken tijdens het autorijden, bedienen van machines of activiteiten waarbij spiercontracties risico's kunnen veroorzaken.
- NIET gebruiken op gezwollen, geïnfecteerde of ontstoken gebieden of huiduitslag.
- NIET gebruiken rond de ogen (circulaire spier binnen de oogkas), op de slapen, borsten of liesstreek.
- GEEN overmatige druk uitoefenen op de voorkant van de hals.
- NIET direct gebruiken op de middenlijn van de hals, vermijd specifiek de schildklier.
- GEEN stimulatie aanbrengen over de borstkas, elektrische stroom in dit gebied kan hartritmestoornissen veroorzaken die fataal kunnen zijn.
- NIET gebruiken op piercings of andere metalen implantaten.
- NIET gebruiken op plaatsen waar andere apparaten elektromagnetische energie uitzenden. Dit product kan hierdoor negatief beïnvloed worden.
- NIET gebruiken in de nabijheid van elektronische bewakingsapparatuur (zoals hartmonitoren, ECG-apparaten of binnen 1 meter van microgolven en elektromagnetische therapieapparatuur).

Let op: Het product mag alleen worden gevoed met 5V DC laagspanning. Als een onderdeel van de adapter of kabel beschadigd is, stop dan met het gebruik. Neem contact op met myBlend voor vervanging van de kabel.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Krab of beschadig de metalen contactpunten niet.
- De garantie vervalt als je het product niet gebruikt volgens de instructies in deze handleiding.
- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat je het product gebruikt.
- Bewaar het product volgens het protocol zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit product is bedoeld voor gebruik door één persoon; wij raden aan het niet te delen met anderen om hygiënische redenen.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor cosmetisch gebruik door personen in goede gezondheid. Raadpleeg je zorgverlener als je twijfelt over je gezondheidstoestand.
- De batterij van het product is niet door de gebruiker te verwijderen. Gooi het product niet in het vuur bij verwijdering. Verwijder het product volgens de lokale regelgeving.
- Inspecteer het product en gebruik het niet als je tekenen van schade ziet, zoals lekkende interne batterijen. Neem contact op met onze klantenservice.
- Het product mag alleen worden gevoed met 5V DC laagspanning. Als een onderdeel van de adapter of kabel beschadigd is, stop dan met het gebruik. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging.
- Raadpleeg je zorgverlener voordat je het product gebruikt als je koorts hebt, acute ontsteking, ernstige circulatiestoornissen, verdoving of ongevoelige huidgebieden.
- We raden aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van medicatie. Raadpleeg bij twijfel je zorgverlener.
- De langetermijneffecten van transcutane elektrische stimulatie zijn onbekend. Als je een vermoeden of diagnose van hartziekte hebt, volg dan de voorzorgsmaatregelen zoals aanbevolen door je zorgverlener.
- Sommige gebruikers kunnen huidirritatie of overgevoeligheid ervaren door elektrische stimulatie of serum.
- Huidirritatie en brandwonden onder de elektroden zijn gemeld bij het gebruik van andere elektrische spierstimulatieapparaten. Stop onmiddellijk met het gebruik bij

irritatie of brandend gevoel.

- Als het gebruik van het product aanhoudende pijn of ongemak veroorzaakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Een lichte tinteling kan optreden tijdens gebruik. Het verlagen van de intensiteit kan deze sensatie verminderen of elimineren.
- Tijdens gebruik kan er een waarneming van flitsende lichtjes optreden, veroorzaakt door stimulatie van de oogzenuw. Als je dit ook zonder gebruik van het product ervaart, raadpleeg dan je zorgverlener.
- Sommige gebruikers kunnen een metaalachtige smaak in de mond ervaren tijdens gebruik, veroorzaakt door stimulatie en gevoeligheid rond de mond. Als je dit ook zonder gebruik van het product ervaart, raadpleeg dan je zorgverlener.

REIZEN EN INTERNATIONAAL GEBRUIK

Het lichte ontwerp van het product maakt het een perfecte reisgenoot. Hier zijn enkele reistips:

- Als je reist naar een andere regio dan waar je het product hebt gekocht, zorg er dan voor dat het product uitsluitend wordt gevoed met 5V DC laagspanning.
- Bevestig voorafgaand aan de vlucht bij het cabinepersoneel of het product meegenomen en/of gebruikt mag worden aan boord van het vliegtuig.

DISCLAIMER

Dit product is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, genezen of voorkomen. myBlend doet geen uitspraken, geeft geen garanties en maakt geen claims over het vermogen van dit product om fysieke, dermatologische of mentale aandoeningen te genezen. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener bij klachten die medische aandacht vereisen.

MOGELIJKE RISICO'S

- Direct na de behandeling kan de huid rood worden. De huid zou binnen 1 tot 2 uur weer normaal moeten zijn.
- Tijdelijke hoofdpijn direct na de behandeling. Hoofdpijn kan worden behandeld met een geschikte pijnstiller en voldoende hydratatie.

HOE GEBRUIK JE HET PRODUCT

ALGEMEEN GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen voordat u het gebruikt.
2. Reinig de huid die u wilt behandelen.
3. Breng myBlend Firming Superserum of een serum op waterbasis aan om de stroom door de huid te geleiden.
4. Zorg ervoor dat het product niet is aangesloten en plaats het op de huid.
5. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het product in te schakelen; de eerste LED gaat branden.

5.1. De eerste microstroom-LED gaat branden. Bij een bijna lege batterij begint het lampje naast de oplaadpoort te knipperen.

5.2. Druk kort op de AAN/UIT-knop om het gewenste microstroom


niveau in te stellen. Elke druk schakelt naar het volgende beschikbare niveau.

5.3. Laat het product voorzichtig over het te behandelen gebied glijden in langzame, opwaartse of naar buiten gerichte bewegingen, met constante huidcontact.

5.4. Druk kort op de trilknop om de trilfunctie te bedienen. Elke druk schakelt de trilling aan of uit, zodat u de sessie naar wens kunt aanpassen.

5.5. Houd het product voortdurend in beweging en laat het niet meerdere seconden op dezelfde plek staan.

5.6. Het product schakelt automatisch uit na een behandeling van 7 minuten. U kunt de behandeling op elk moment stoppen door op de AAN/UIT-knop te drukken.



6. Verwijder het product van het behandelgebied.

7. Reinig het product met een vochtige doek of een watergebaseerde reinigingsdoek. Zorg ervoor dat het product NIET is aangesloten op de stroomvoorziening tijdens het reinigen.

8. Herhaal deze stappen volgens het behandelprotocol dat in het volgende deel wordt beschreven.

BEHANDELPROTOCOL

Gebruik het product 3–4 keer per week, afhankelijk van uw levensstijl en huidconditie. Het wordt niet aanbevolen om het product vaker dan 7 dagen per week te gebruiken. Gebruik het product niet meer dan één keer per dag.

OPLADEN

Laad de myLIFTINGroller volledig op gedurende 2 uur vóór het eerste gebruik. Gebruik uitsluitend een 5V-adapter of een USB-poort van een computer (vermijd snelladers, deze kunnen de batterij beschadigen).

Om het product op te laden, steekt u de USB-C-kabel in het product. Steek de USB-A-zijde van de kabel in een USB-voedingsbron. De LED-indicator op het product begint langzaam te knipperen om aan te geven dat het wordt opgeladen. Wanneer het product volledig is opgeladen, schakelt de LED-indicator uit.

Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact volledig droog zijn voordat u begint met opladen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schokken, kortsluiting of brand.

Let op: Koppel het product altijd los vóór gebruik; het product werkt niet tijdens het opladen.

VERZORGING EN OPSLAG

- De levensduur van de lithiumbatterij kan worden gemaximaliseerd door deze regelmatig volledig op te laden en volledig te ontladen tijdens gebruik.
- Bewaar het product bij kamertemperatuur onder droge omstandigheden.
- Bewaar het product in de meegeleverde etui of verpakking. Zorg ervoor dat het product tijdens opslag of vervoer niet buigt, uitrekt of wordt samengedrukt.
- Vermijd opslag in stoffige omgevingen, direct zonlicht of vochtige en klamme omstandigheden.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Reinig het product vóór elk gebruik terwijl het is uitgeschakeld, volgens de onderstaande reinigingsinstructies.

BELANGRIJK

- Het product heeft een beperkte levensduur van twee jaar bij normaal gebruik. Het volgen van het behandelprotocol gedurende twee jaar wordt beschouwd als normaal gebruik.
- Het product moet met zorg worden behandeld.

REINIGING

Reinig het product met een vochtige doek of een watergebaseerde reinigingsdoek. Hardnekkige vlekken kunnen voorzichtig worden verwijderd met 70% alcohol.

- NIET reinigen met andere reinigingsproducten, deze kunnen het product beschadigen.
- NIET reinigen terwijl het product is ingeschakeld.
- NIET reinigen terwijl het product wordt opgeladen.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de voorgestelde acties het probleem niet verhelpen, of als het probleem zich opnieuw voordoet en uw product valt binnen de garantieperiode, neem dan contact op met myBlend.

- ONDERNEEM GEEN verdere pogingen om het probleem zelf te onderzoeken.
- WIJZIG HET PRODUCT NIET op welke manier dan ook. Het product bevat GEEN onderdelen die u zelf kunt repareren.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het product schakelt niet aan.	Het product is niet volledig opgeladen omdat de oplaadkabel niet goed in het stopcontact is gestoken.	Steek de oplaadkabel correct in het stopcontact.
	Het product is niet volledig opgeladen omdat de oplaadkabel niet goed in het product is gestoken.	Steek de oplaadkabel correct in het product en laad het product op.
	Het stopcontact werkte niet tijdens het opladen.	Probeer een ander stopcontact.
	De AAN/UIT-knop is niet één volle seconde ingedrukt.	Druk de AAN/UIT-knop één volle seconde in.
Het product schakelt onverwacht uit.	Het batterijniveau is te laag.	Laad het product op.

VERWIJDERING

NIET weggooien met het huishoudelijk afval. Het product dient te worden gerecycled. Het bevat een lithium-ionbatterij. Ter bescherming van het milieu, gooi het product veilig weg volgens de lokale richtlijnen.

GARANTIE

Het product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij normaal gebruik. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper met een geldig aankoopbewijs en alleen wanneer het product is aangeschaft bij een erkende verkoper of wederverkoper. De garantie is alleen van toepassing wanneer het product wordt gebruikt in combinatie met geautoriseerde accessoires.

Als het product defect raakt binnen de garantieperiode, neem dan contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. Deze garantie dekt geen schade aan het product veroorzaakt door:

- Ongevallen, verkeerd gebruik, misbruik of aanpassingen.
- Gebruik met niet-geautoriseerde accessoires of gebruik anders dan zoals voorgeschreven.
- Aansluiting op onjuiste stroomsterkte of spanning.

myBlend is niet aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade als gevolg van het gebruik van dit product. Alle impliciete garanties, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn beperkt tot een duur van twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per land kunnen verschillen. Sommige landen staan geen uitsluiting of beperking toe van incidentele of gevolgschade, of beperkingen op de duur van impliciete garanties, waardoor sommige van bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Deze garantie vervangt alle andere garanties, schriftelijk of mondeling, ongeacht of deze zijn geuit door bevestiging, belofte, beschrijving, tekening, model of voorbeeld. Alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden hierbij afgewezen. Als het product defect is binnen de garantieperiode, neem dan contact op met het Klantenserviceteam.

Om uw product te registreren en op de hoogte te blijven van nieuwe en interessante ontwikkelingen van het Klantenserviceteam, kunt u zich registreren via onze website www.my-blend.com. Voor online registratie heeft u het batchnummer van het product nodig.

VEILIGHEID

Het product is getest volgens of voldoet aan de volgende normen:

IEC/EC 62133:2017 2e editie – Veiligheidseisen voor draagbare verzegelde secundaire cellen en batterijen met alkalische of andere niet-zure elektrolyten – Deel 2: Lithiumsystemen

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Elektromagnetische compatibiliteit. Eisen voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparatuur. Emissie

EN 55014-2:2015 – Elektromagnetische compatibiliteit. Eisen voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparatuur. Immuniteit. Productfamilienorm

RoHS-richtlijn (2011/65/EU) – Beperking van gevaarlijke stoffen

REACH-richtlijn (EG 1907/2006) – Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemische stoffen

IEC 60335-1:2020 – Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten – Deel 1: Algemene eisen

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Europese norm met amendement A11

EN 62233:2008 – Meetmethoden voor elektromagnetische velden van huishoudelijke apparaten en soortgelijke apparatuur met betrekking tot blootstelling van mensen

VEELGESTELDE VRAGEN

Voor meer informatie, bezoek de FAQ-sectie op onze website.



SYMBOLLEN



Geeft aan dat het product CE-gemarkeerd is en geautoriseerd is voor verkoop in Europa (Laagspanningsrichtlijn).



Geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid met huishoudelijk afval (2012/19/EU). Het moet worden gerecycled.



Geeft aan dat het product voldoet aan de richtlijn voor beperking van gevaarlijke stoffen.



Waarschuwing om de bijgevoegde documenten te lezen vóór gebruik en alle vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen.



Geeft aan dat u de gebruikershandleiding moet lezen voordat u het product gaat gebruiken.



Geeft aan dat het product in China is vervaardigd.



Geeft de minimale en maximale bedrijfstemperaturen aan waarbij het product veilig kan worden gebruikt.



Geeft de minimale en maximale luchtvochtigheid aan waarbij het product veilig kan worden gebruikt.



Geeft aan dat de kartonnen verpakking waarin het product is geleverd, recyclebaar is.

CONTACTGEGEVENS

Gedistribueerd door:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Fabrikant:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Web: www.lighttreeventures.com

Datum van uitgifte: juni 2025
Versie: 1

ITALIANO

INFORMAZIONI SULL'AZIENDA

myBlend si impegna a rivoluzionare la cura della pelle attraverso l'innovazione, la sensorialità e la beauty-tech. Basata sui principi dell'epigenetica, la nostra missione è permettere a ogni donna di rivelare il vero potenziale della propria pelle.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie alla sua tecnologia avanzata, myLIFTINGroller combatte il rilassamento cutaneo stimolando i muscoli del viso, migliorando la tonicità e l'elasticità della pelle. Attraverso un'azione profonda, aiuta a ridefinire i contorni del viso migliorando la qualità della pelle e la sua naturale luminosità.


Combina 3 meccanismi: massaggio meccanico, elettrostimolazione e vibrazione per risultati avanzati. I tratti del viso sono valorizzati, gli zigomi sollevati.

Integrato nella routine quotidiana, questo strumento potente e intuitivo trasforma ogni gesto in un trattamento completo, adattato alle esigenze della tua pelle.


SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Temperatura di funzionamento	da 0°C a 40°C / da 32°F a 104°F
Temperatura di conservazione/trasporto	da -5°C a 55°C / da 23°F a 131°F
Umidità di funzionamento	30% – 95% senza condensa
Umidità di conservazione/trasporto	20% – 95% senza condensa
Alimentazione per la ricarica	5V 2A
Porta di ricarica	USB-C
Cavo di ricarica	USB-C a USB-A
Lunghezza del cavo di ricarica	1 metro / 3.28 piedi
Batteria	3.7V, 400 mAh
Tipo di batteria	agli ioni di litio
Tempo di ricarica	120 minuti / 2 ore
Durata del trattamento	7 minuti
Dimensioni del prodotto	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Peso del prodotto	140g / 4.94oz


DEVICE ACCESSORIES



Prodotto



Custodia da viaggio



Cavo di ricarica



Manuale utente



Guida rapida all'uso

REAZIONI AVVERSE

Se si verifica una reazione avversa, come fastidio, scolorimento della pelle, irritazione cutanea o altre problematiche durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il proprio medico.

Irritazione cutanea, lividi, ustioni da contatto, vertigini, nausea e mal di testa sono effetti collaterali rari ma possibili. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e contattare il proprio medico.

Sono stati segnalati casi di irritazione cutanea e ustioni sotto gli elettrodi con l'uso di altri stimolatori muscolari elettrici. In caso di irritazione o bruciore, interrompere l'uso.

Se si verifica un mal di testa persistente e/o altre sensazioni dolorose durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.

CONTROINDICAZIONI

- NON utilizzare il prodotto in presenza di tumori attivi o lesioni cancerose.
- NON utilizzare il prodotto se si è in gravidanza, si sta pianificando una gravidanza o si sta allattando.
- NON utilizzare il prodotto su persone di età inferiore ai 18 anni.
- NON utilizzare il prodotto in presenza di acne grave.
- NON utilizzare il prodotto su aree affette da flebite, tromboflebite o vene varicose.
- NON utilizzare il prodotto in caso di allergia nota alla lega di zinco. Il prodotto contiene plastiche e metalli che entrano in contatto con la pelle durante l'uso. In caso di dubbio, consultare il proprio medico prima dell'uso.
- NON utilizzare il prodotto se si ha un dispositivo elettronico impiantato come defibrillatore, neurostimolatore, pacemaker o monitor ECG. Se si utilizza un dispositivo indossabile come una pompa per insulina, consultare il proprio medico.
- NON utilizzare il prodotto sulla ghiandola tiroidea nella zona del collo, poiché potrebbe stimolarne la crescita.
- NON utilizzare il prodotto sul collo in caso di storia clinica di malattia dell'arteria carotidea, ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), stenosi carotidea, pressione sanguigna instabile, tendenza allo svenimento, malattie della tiroide o interventi chirurgici precedenti nella zona del collo.

Nota: Si consiglia vivamente di prestare attenzione in caso di assunzione di farmaci che possono danneggiare la pelle. In caso di dubbio, consultare il proprio medico.

Nota: Se si è sotto cura medica, consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto.

AVVERTENZE

- **INTERROMPERE** l'uso del prodotto e consultare il proprio medico in caso di reazione avversa.
- **INTERROMPERE** l'uso del prodotto in caso di fastidio, difficoltà respiratorie o difficoltà nella deglutizione durante l'applicazione sul collo.
- **INTERROMPERE** l'uso del prodotto in caso di sintomi di ipotensione (vertigini o senso di svenimento).
- **INTERROMPERE** l'uso del prodotto se si surriscalda. Spegnerne immediatamente.
- **INTERROMPERE** il trattamento se il prodotto diventa caldo o la pelle avverte un calore eccessivo.
- **NON** lasciare che i bambini giochino con il prodotto. La pulizia e la ricarica non devono essere effettuate da bambini.
- **NON** utilizzare il prodotto per trattare rosacea, nei, verruche, ferite aperte, lesioni cancerose o altre condizioni cutanee.
- **NON** utilizzare il prodotto su aree prive di pigmentazione o affette da vitiligine.
- **NON** applicare il prodotto su ferite aperte.
- **NON** utilizzare il prodotto all'aperto per evitare danni.
- **NON** sedersi, sdraiarsi o calpestare il prodotto. Questo lo danneggerebbe.
- **NON** far cadere o inserire oggetti nelle aperture del prodotto.
- **NON** utilizzare il prodotto se non funziona correttamente, è stato danneggiato o è caduto. Per garanzia e riparazioni, contattare l'assistenza clienti.
- **NON** utilizzare o conservare il prodotto vicino a superfici calde.
- **NON** ricaricare il prodotto vicino all'acqua o dove potrebbe entrarvi in contatto.
- **NON** immergere il prodotto in acqua.
- **NON** conservare il prodotto in ambienti estremamente caldi o freddi.
- **NON** esporre il prodotto alla luce solare diretta.
- **NON** tentare di modificare il prodotto in alcun modo. Qualsiasi modifica o apertura invalida la garanzia. Il prodotto non contiene parti riparabili. Contiene batterie non sostituibili.
- **NON** effettuare manutenzione o smontare il prodotto. In caso di malfunzionamento o danni, contattare l'assistenza clienti.
- **NON** utilizzare il prodotto se è danneggiato o se il cavo di ricarica è danneggiato.
- **NON** utilizzare il prodotto con accessori non approvati dal produttore.
- **NON** utilizzare solventi o detergenti abrasivi sul prodotto.
- **NON** utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto indicato nel manuale.
- **NON** utilizzare il prodotto se si è stati sottoposti di recente a interventi chirurgici.
- **NON** utilizzare il prodotto su infezioni batteriche, poiché potrebbe peggiorare i sintomi.
- **NON** utilizzare il prodotto su aree dolorose. Consultare il proprio medico in caso di dolore durante l'uso.
- **NON** utilizzare il prodotto su, vicino o da parte di bambini o persone con capacità fisiche o mentali ridotte. È necessaria una supervisione attenta durante l'uso, la pulizia o la conservazione.
- **NON** utilizzare il prodotto con cavi USB-C diversi da quello fornito da myBlend.
- **NON** utilizzare il prodotto con prodotti topici diversi da quelli indicati da myBlend.
- **NON** utilizzare il prodotto su aree della pelle prive di sensibilità normale. Utilizzare solo su pelle normale, integra, pulita e sana.
- **NON** utilizzare il prodotto durante la guida, l'uso di macchinari o attività che com-

portano contrazioni muscolari volontarie che potrebbero causare rischi.

- NON utilizzare il prodotto su aree gonfie, infette, infiammate o con eruzioni cutanee.
- NON utilizzare il prodotto nella zona oculare (muscolo circolare all'interno del contorno orbitale), sulle tempie, sul seno o sull'inguine.
- NON applicare pressione eccessiva durante l'uso sul collo anteriore.
- NON utilizzare il prodotto direttamente sulla linea mediana del collo, evitando specificamente la tiroide.
- NON applicare stimolazione sul torace, poiché l'introduzione di corrente elettrica può causare disturbi del ritmo cardiaco potenzialmente letali.
- NON utilizzare il prodotto su piercing o impianti metallici.
- NON utilizzare il prodotto in luoghi dove altri dispositivi potrebbero interferire emettendo energia elettromagnetica. Il prodotto può essere influenzato negativamente da tali interferenze.
- NON utilizzare il prodotto in presenza di apparecchiature di monitoraggio elettronico (es. monitor cardiaci, tracciamenti cardiaci o vicino a dispositivi a onde corte come microonde e apparecchiature per terapia elettromagnetica).

Nota: Il prodotto deve essere alimentato solo con tensione continua a bassa tensione di 5V. Se l'adattatore principale o il cavo è danneggiato, interrompere l'uso. Contattare myBlend per richiedere la sostituzione del cavo.

PRECAUZIONI

- NON graffiare o danneggiare le superfici metalliche del prodotto.
- La garanzia sarà annullata se il prodotto non viene utilizzato secondo le istruzioni del manuale.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare il prodotto secondo il protocollo indicato in questo manuale.
- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di una sola persona; per motivi igienici si consiglia di non condividerlo.
- Il prodotto è progettato esclusivamente per uso cosmetico, da parte di persone in buona salute. In caso di dubbi sul proprio stato di salute, consultare il medico.
- La batteria del prodotto non è rimovibile dall'utente. In caso di smaltimento, NON gettarlo nel fuoco. Smaltire il prodotto secondo le normative locali.
- Ispezionare il prodotto e NON utilizzarlo in caso di danni visibili, come perdite della batteria interna. Contattare l'assistenza clienti.
- Il prodotto deve essere alimentato solo con tensione continua a bassa tensione di 5V. Se l'adattatore o il cavo è danneggiato, interrompere l'uso e contattare l'assistenza clienti per la sostituzione.
- Consultare il medico prima dell'uso in caso di febbre, infiammazione acuta, gravi disturbi circolatori, anestesia o aree insensibili.
- Si consiglia cautela in caso di assunzione di farmaci. In caso di dubbio, consultare il medico.
- Gli effetti a lungo termine degli stimolatori elettrici transcutanei sono sconosciuti.
- In caso di sospetta o diagnosticata malattia cardiaca, seguire le precauzioni indicate dal medico.
- Alcuni utenti possono manifestare irritazioni cutanee o ipersensibilità dovute alla stimolazione elettrica o al siero.
- Sono stati segnalati casi di irritazione cutanea e ustioni sotto gli elettrodi con l'uso di altri stimolatori muscolari elettrici. In caso di irritazione o bruciore, interrompere immediatamente l'uso.
- Se l'uso del prodotto provoca dolore o fastidio persistente, interrompere immediatamente l'uso.
- Durante l'uso può verificarsi una leggera sensazione di formicolio. Ridurre l'inten-

sità può attenuare o eliminare questa sensazione.

- È possibile percepire lampi di luce durante l'uso del prodotto, causati dalla stimolazione del nervo ottico. Se questa condizione si verifica anche senza l'uso del prodotto, consultare il medico.
- Alcuni utenti possono percepire un sapore metallico in bocca durante l'uso, dovuto alla stimolazione e alla sensibilità variabile intorno alla bocca. Se questa condizione si verifica anche senza l'uso del prodotto, consultare il medico.

VIAGGI E USO INTERNAZIONALE

Il design leggero del prodotto lo rende un perfetto compagno di viaggio. Ecco alcuni consigli:

- Se si viaggia in una regione diversa da quella in cui è stato acquistato il prodotto, assicurarsi che venga alimentato solo con tensione continua a bassa tensione di 5V.
- Prima del volo, confermare con il personale di bordo se il prodotto può essere trasportato e/o utilizzato sull'aereo.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, curare o prevenire alcuna malattia.

myBlend non dichiara né garantisce che il prodotto possa curare condizioni fisiche, cutanee o mentali. Per qualsiasi condizione che richieda attenzione medica, consultare un medico qualificato.

RISCHI POTENZIALI

- Subito dopo il trattamento, la pelle può apparire arrossata. La pelle dovrebbe tornare alla normalità entro 1-2 ore.
- Mal di testa temporanei subito dopo il trattamento. I mal di testa possono essere trattati con antidolorifici appropriati e reidratazione.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

USO GENERALE

1. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia completamente carico.
2. Pulire la pelle che si desidera trattare.
3. Applicare myBlend Firming Superserum o un siero a base d'acqua per facilitare la conduzione della corrente attraverso la pelle.
4. Assicurarsi che il prodotto sia scollegato e posizionarlo sulla pelle.
5. Tenere premuto il pulsante ON/OFF per accendere il prodotto; il primo LED si accenderà.

5.1. Il primo LED della microcorrente si accenderà. In caso di batteria scarica, la luce accanto alla porta di ricarica inizierà a lampeggiare.

5.2. Per impostare il livello desiderato di microcorrente, premere brevemente il pulsante ON/OFF. Ogni pressione passa al livello successivo disponibile.


5.3. Far scorrere delicatamente il prodotto sull'area da trattare con

movimenti lenti, verso l'alto o verso l'esterno, mantenendo un contatto costante con la pelle.

5.4. Per controllare la funzione di vibrazione, premere brevemente il pulsante di vibrazione. Ogni pressione attiva o disattiva la vibrazione, permettendo di personalizzare la sessione.

5.5. Tenere il prodotto sempre in movimento, evitando di lasciarlo fermo sulla stessa zona per più secondi.

5.6. Il prodotto si spegne automaticamente dopo un trattamento di 7 minuti. È possibile interrompere il trattamento in qualsiasi momento premendo il pulsante ON/OFF.



6. Rimuovere il prodotto dall'area trattata.

7. Pulire il prodotto con un panno umido o una salvietta a base d'acqua. Assicurarsi che il prodotto NON sia collegato alla corrente durante la pulizia.

8. Ripetere questi passaggi secondo il protocollo di trattamento descritto nella sezione successiva.

PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO

Utilizzare il prodotto 3-4 volte a settimana, in base al proprio stile di vita e alla condizione della pelle. Non è consigliato utilizzare il prodotto più di 7 giorni a settimana. Non utilizzare il prodotto più di una volta al giorno.

RICARICA

Caricare completamente myLIFTINGroller per 2 ore prima del primo utilizzo. Utilizzare solo un adattatore da 5V o una porta USB del computer (evitare i caricatori rapidi, che possono danneggiare la batteria).

Per caricare il prodotto, inserire il cavo USB-C nel prodotto. Inserire l'estremità USB-A del cavo in una fonte di alimentazione USB. L'indicatore LED sul prodotto inizierà a lampeggiare lentamente per indicare la ricarica. Quando il prodotto è completamente carico, il LED si spegnerà.

Prima di ricaricare, assicurarsi che la spina e la presa siano completamente asciutte. In caso contrario, si possono verificare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.

Nota: Scollegare sempre il prodotto prima dell'uso; il prodotto non funziona durante la ricarica.

CURA E CONSERVAZIONE

- La durata della batteria al litio può essere massimizzata permettendo una carica e scarica completa durante l'uso regolare.
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente in condizioni asciutte.

- Riporre il prodotto nella custodia fornita o nella confezione originale. Assicurarsi che non si pieghi, si allunghi o venga schiacciato durante la conservazione o il trasporto.
- Evitare di conservare il prodotto in ambienti polverosi, alla luce diretta del sole o in condizioni umide.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente.
- Prima di ogni utilizzo, con il prodotto spento, pulirlo seguendo le istruzioni di pulizia riportate di seguito.

IMPORTANTE

- Il prodotto ha un ciclo di vita limitato di due anni con uso nominale. Seguire il protocollo di trattamento per due anni è considerato uso nominale.
- Il prodotto deve essere maneggiato con cura.

PULIZIA

Pulire il prodotto con una salvietta a base d'acqua o un panno umido e pulito. Le macchie ostinate possono essere rimosse delicatamente con alcool al 70%.

- NON utilizzare altri dispositivi di pulizia, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
- NON pulire il prodotto mentre è acceso.
- NON pulire il prodotto durante la ricarica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se le azioni suggerite non risolvono il problema, o se il problema si ripresenta, e il prodotto è ancora in garanzia, contattare myBlend.

- NON tentare ulteriori indagini.
- NON modificare il prodotto in alcun modo. Il prodotto NON contiene parti riparabili dall'utente.

Problema	Causa	Soluzione
Il prodotto non si accende.	Il prodotto non è completamente carico perché il cavo non è stato inserito correttamente nella presa di corrente.	Inserire correttamente il cavo nella presa di corrente
	Il prodotto non è completamente carico perché il cavo non è stato inserito correttamente nel prodotto.	Inserire correttamente il cavo nel prodotto e ricaricarlo.
	La presa di corrente non ha funzionato durante la ricarica.	Provare una presa di corrente diversa.
	Il pulsante ON/OFF non è stato premuto per un secondo intero.	Premere il pulsante ON/OFF per 1 secondo.
Il prodotto si spegne inaspettatamente.	Il livello della batteria è troppo basso.	Ricaricare il prodotto.

SMALTIMENTO

NON smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato.

Contiene una batteria agli ioni di litio. Per proteggere l'ambiente, smaltire il prodotto in modo sicuro seguendo le normative locali.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro difetti di materiali e fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto originale, in condizioni di uso normale.

Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale, con prova d'acquisto, e solo se acquistato presso un rivenditore autorizzato.

La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato con accessori approvati dal produttore.

Se il prodotto risulta difettoso entro il periodo di garanzia, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato.

Questa garanzia non copre danni causati da:

- Incidenti, uso improprio, abuso o modifiche.
- Utilizzo con accessori non autorizzati o in modo non conforme alle istruzioni.
- Collegamento a corrente o tensione non corretta.

myBlend non è responsabile per danni incidentali, speciali o consequenziali derivanti dall'uso del prodotto.

Tutte le garanzie implicite, comprese quelle di commerciabilità e idoneità, sono limitate a due anni dalla data di acquisto.

Questa garanzia conferisce diritti legali specifici, che possono variare da paese a paese.

Alcuni paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, né limitazioni sulla durata delle garanzie implicite, pertanto alcune delle limitazioni sopra indicate potrebbero non essere applicabili.

Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, scritte o verbali, espresse tramite affermazioni, promesse, descrizioni, disegni, modelli o campioni.

Tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare, sono espressamente escluse.

Se il prodotto è difettoso entro il periodo di garanzia, contattare il Servizio Clienti. Per registrare il prodotto e ricevere aggiornamenti sulle novità dal Servizio Clienti, registrarsi sul sito www.my-blend.com. Per completare la registrazione online, è necessario inserire il numero di lotto del prodotto.

SICUREZZA

Il prodotto è stato testato o è conforme ai seguenti standard:

IEC/EC 62133:2017 2ª edizione – Requisiti di sicurezza per celle secondarie e batterie contenenti elettroliti alcalini o non acidi – Parte 2: Sistemi al litio

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Compatibilità elettromagnetica. Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili. Emissione

EN 55014-2:2015 – Compatibilità elettromagnetica. Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili. Immunità

Direttiva RoHS (2011/65/UE) – Restrizione delle sostanze pericolose

Direttiva REACH (CE 1907/2006) – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

IEC 60335-1:2020 – Sicurezza degli apparecchi elettrici per uso domestico e simile – Parte 1: Requisiti generali

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Normativa europea con emendamento A11

EN 62233:2008 – Metodi di misurazione dei campi elettromagnetici degli apparecchi domestici e simili in relazione all'esposizione umana

FAQ

Per maggiori informazioni, visita la sezione Domande Frequenti (FAQ) sul nostro sito web.



SIMBOLI



Indica che il prodotto è marcato CE ed è autorizzato per la vendita in Europa (Direttiva sulla bassa tensione).



Indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico (Direttiva 2012/19/UE).



Restrizione delle sostanze pericolose.



Avviso di leggere i documenti allegati prima dell'uso e di adottare tutte le precauzioni di sicurezza necessarie.



Indica di leggere il manuale utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto.



Indica che il prodotto è fabbricato in Cina.



Indica le temperature massime e minime a cui il prodotto può essere utilizzato in sicurezza.



Indica i livelli massimi e minimi di umidità a cui il prodotto può essere utilizzato in sicurezza.



Indica che l'imballaggio in cartone del prodotto può essere riciclato.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Distribuito da:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Produttore:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
The Hague, The Netherlands
Web: www.lighttreeventures.com

Data di emissione: giugno 2025
Versione: 1

ESPAÑOL

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

myBlend se compromete a revolucionar el cuidado de la piel a través de la innovación, la sensorialidad y la belleza tecnológica. Basándose en los principios de la epigenética, nuestra misión es permitir que cada mujer revele el verdadero potencial de su piel.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO


DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Gracias a su tecnología avanzada, myLIFTINGroller combate la flacidez de la piel estimulando los músculos faciales, aumentando la firmeza y la elasticidad de la piel. A través de una acción en profundidad, ayuda a redefinir los contornos faciales mientras mejora la calidad de la piel y su luminosidad natural. Combina 3 mecanismos: masaje mecánico, electroestimulación y vibración para obtener resultados avanzados. Los rasgos se realzan, los pómulos se elevan. Integrado en una rutina diaria, esta herramienta potente e intuitiva transforma cada gesto en un tratamiento integral, adaptado a las necesidades de tu piel.


DEVICE SPECIFICATIONS

Temperatura de funcionamiento	0°C a 40°C 32°F a 104°F
Temperatura de almacenamiento y transporte	-5°C a 55°C 23°F a 131°F
Humedad de funcionamiento	30% a 95% sin condensación
Humedad de almacenamiento y transporte	20% a 95% sin condensación
Fuente de alimentación para la carga	5V 2A
Puerto de carga	USB-C
Cable de carga	USB-C a USB-A
Longitud del cable de carga	1 metro / 3.28 pies
Batería	3.7V, 400 mAh
Tipo de batería	iones de litio
Tiempo de carga	120 minutos / 2 horas
Tiempo de tratamiento	7 minutos
Dimensiones del dispositivo	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Peso del dispositivo	140g / 4.94oz


ACCESORIOS DEL DISPOSITIVO



Dispositivo



Funda de
viaje



Cable de
carga



Manual del
usuario



Guía de inicio
rápido

REACCIÓN ADVERSA

Si presenta alguna reacción adversa, como malestar, decoloración de la piel, irritación cutánea u otras molestias al usar este dispositivo, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su profesional de la salud.

La irritación de la piel, los moretones, las quemaduras por contacto, el mareo, las náuseas y los dolores de cabeza son efectos secundarios raros pero posibles. Deje de usar el dispositivo de inmediato y contacte a su profesional de la salud.

Se han reportado casos de irritación de la piel y quemaduras debajo de los electrodos con el uso de otros estimuladores musculares eléctricos. Si experimenta irritación o sensación de ardor en la piel, suspenda su uso..

Si experimenta un dolor de cabeza persistente y/o cualquier otra sensación dolorosa persistente durante el uso de este dispositivo, deje de usarlo y consulte a su profesional de la salud.

CONTRAINDICACIONES

- NO utilice el dispositivo si tiene algún tipo de cáncer activo o lesión cancerosa.
- NO utilice el dispositivo si está embarazada, planea quedar embarazada o se encuentra en período de lactancia.
- NO utilice el dispositivo en personas menores de 18 años.
- NO utilice el dispositivo si padece acné severo.
- NO utilice el dispositivo sobre áreas con flebitis, tromboflebitis o venas varicosas.
- NO utilice el dispositivo si tiene una reacción alérgica conocida al aleación de zinc. El dispositivo contiene plásticos y metales que entran en contacto con la piel durante su uso. En caso de duda sobre posibles alergias, consulte primero a su profesional de la salud antes de usar el dispositivo.
- NO utilice el dispositivo si tiene un implante electrónico como un desfibrilador, neuroestimulador, marcapasos o monitor ECG. Si utiliza un dispositivo corporal como una bomba de insulina, consulte a su profesional de la salud.
- NO utilice el dispositivo sobre la glándula tiroides en la zona del cuello, ya que podría estimular su crecimiento.
- NO utilice el dispositivo en el cuello si tiene antecedentes conocidos de

enfermedad de la arteria carótida, accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio (AIT), estenosis carotídea, presión arterial inestable, tendencia a desmayarse fácilmente, enfermedad tiroidea o si se ha sometido a procedimientos quirúrgicos previos en la zona del cuello.

Nota: Recomendamos encarecidamente tener precaución al tomar cualquier medicación (relacionada con la piel) que pueda causar daños. En caso de duda, consulte a su profesional de la salud.

Nota: Si se encuentra bajo el cuidado de un profesional de la salud, consulte con él antes de usar este dispositivo.

ADVERTENCIAS

DEJE de usar el dispositivo y consulte a su profesional de la salud si experimenta una reacción adversa al usar el dispositivo.

- DEJE de usar el dispositivo si experimenta alguna molestia o dificultad para respirar o tragar al aplicarlo en el cuello.
- DEJE de usar el dispositivo si experimenta síntomas de hipotensión (mareo o sensación de desvanecimiento) mientras lo utiliza.
- DEJE de usar el dispositivo si se sobrecalienta. Apague el dispositivo inmediatamente.
- DETENGA su tratamiento si siente calor excesivo o si su piel se siente incómodamente caliente.
- NO permita que los niños jueguen con el dispositivo. La limpieza y carga del dispositivo no deben ser realizadas por niños.
- NO use el dispositivo para tratar rosácea, lunares, verrugas, llagas abiertas, lesiones cancerosas ni ninguna afección cutánea.
- NO use el dispositivo en áreas sin pigmentación o en zonas de piel con vitíligo.
- NO coloque el dispositivo si tiene heridas abiertas.
- NO use el dispositivo al aire libre para evitar daños al producto.
- NO se siente, acueste ni pise el dispositivo. Esto lo romperá.
- NO deje caer ni inserte objetos en las aberturas del dispositivo.
- NO use el dispositivo si no funciona correctamente, o si ha sido golpeado o dañado. Para garantía y reparaciones, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- NO use ni almacene el dispositivo cerca de superficies calientes.
- NO cargue el dispositivo cuando esté cerca o pueda entrar en contacto con agua.
- NO sumerja el dispositivo en agua.
- NO almacene el dispositivo en condiciones de calor o frío extremos.
- NO coloque el dispositivo bajo la luz solar directa.
- NO intente modificar el dispositivo de ninguna manera. Modificar o abrir el dispositivo anulará la garantía. El dispositivo no contiene piezas reemplazables. Este dispositivo contiene baterías no reemplazables.
- NO realice mantenimiento ni desmonte el producto. En caso de mal funcionamiento o daño, contacte al servicio de atención al cliente.
- NO use el dispositivo si está dañado o si el cable de carga está dañado.
- NO use el dispositivo con accesorios que no estén aprobados por el fabricante.
- NO use disolventes ni limpiadores abrasivos en el dispositivo.
- NO use el dispositivo de ninguna otra manera que no sea la especificada en este manual.
- NO use el dispositivo si se ha sometido recientemente a una cirugía u otros procedimientos quirúrgicos.
- NO use el dispositivo sobre infecciones bacterianas, ya que esto puede empeorar los síntomas.
- NO use el dispositivo en áreas dolorosas. Consulte a su profesional de la salud

si experimenta áreas dolorosas durante el uso.

- NO use el dispositivo en, cerca o junto a niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas. Se requiere una supervisión cercana cuando el dispositivo se utilice, limpie o almacene cerca de niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- NO use el dispositivo con ningún otro cable USB-C que no sea el proporcionado por myBlend.
- NO use el dispositivo con ningún otro producto tópico que no sea el especificado por myBlend.
- NO use el dispositivo sobre áreas de la piel que carezcan de sensación normal. Use el dispositivo únicamente sobre piel normal, intacta, limpia y saludable.
- NO use el dispositivo mientras conduce, opera maquinaria o realiza actividades en las que las contracciones musculares voluntarias puedan poner en riesgo al usuario o al público.
- NO use el dispositivo sobre áreas inflamadas, infectadas o hinchadas ni sobre erupciones cutáneas.
- NO use el dispositivo en el área de los ojos (músculo circular dentro del borde orbital), en las sienes, el pecho o la zona de la ingle.
- NO aplique presión excesiva al usar el dispositivo en la parte anterior del cuello.
- NO use el dispositivo directamente en la línea media del cuello, evitando específicamente la tiroides.
- NO aplique estimulación a través del pecho, ya que la introducción de corriente eléctrica en esta zona puede causar alteraciones en el ritmo cardíaco que podrían ser letales.
- NO use el dispositivo sobre piercings ni otros implantes metálicos.
- NO use el dispositivo en lugares donde otros dispositivos puedan interferir emitiendo energía electromagnética. Este dispositivo puede verse afectado negativamente por la interferencia de otros equipos.
- NO opere el dispositivo en presencia de equipos de monitoreo electrónico (por ejemplo, monitores cardíacos, trazadores cardíacos o cerca de (1 m) dispositivos de ondas cortas como microondas y equipos de terapia electromagnética).

Nota: El dispositivo solo debe alimentarse con una tensión baja de 5V CC. Si alguna parte del adaptador principal o del cable está dañada, suspenda su uso. Comuníquese con myBlend para solicitar el reemplazo del cable.

PRECAUCIONES

- No raye ni dañe las superficies metálicas de los nodos.
- Su garantía quedará anulada si no utiliza el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del manual.
- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este dispositivo.
- Guarde el dispositivo según el protocolo indicado en este manual.
- Este dispositivo está destinado a ser utilizado por una sola persona; por razones de higiene, se recomienda no compartirlo con nadie más.
- El dispositivo está diseñado únicamente para uso cosmético, por personas en buen estado de salud. Por favor, contacte a su profesional de la salud si no está seguro sobre su estado de salud.
- La batería del dispositivo no es extraíble por el usuario. Si el dispositivo debe desecharse, no lo arroje al fuego. Deseche el dispositivo de acuerdo con las normativas locales.
- Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa algún signo de daño, como fugas de batería interna. Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
- El dispositivo solo debe alimentarse con una tensión baja de 5V CC. Si alguna parte del adaptador principal o del cable está dañada, suspenda su uso. Contacte

al servicio de atención al cliente para solicitar un reemplazo.

- Consulte a su profesional de la salud antes de usar el dispositivo si tiene fiebre, inflamación aguda, trastornos circulatorios graves, zonas anestesiadas o con pérdida de sensibilidad.
- Recomendamos encarecidamente tener precaución al tomar cualquier tipo de medicación. En caso de duda, consulte a su profesional de la salud.
- Los efectos a largo plazo de los estimuladores eléctricos transcutáneos son desconocidos.

Si tiene sospecha o diagnóstico de enfermedad cardíaca, siga las precauciones recomendadas por su profesional de la salud.

- Algunos usuarios pueden experimentar irritación cutánea o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al suero.
- Se han reportado casos de irritación de la piel y quemaduras debajo de los electrodos con el uso de otros estimuladores musculares eléctricos. Si experimenta irritación o sensación de ardor, suspenda su uso inmediatamente.
- Si el uso del dispositivo causa dolor o malestar persistente, suspenda su uso de inmediato.
- Puede presentarse una leve sensación de hormigueo durante el uso del dispositivo. Reducir la intensidad puede disminuir o eliminar esta sensación.
- Puede percibirse una sensación de luces intermitentes durante el uso del dispositivo, resultado de la estimulación del nervio óptico. Si nota esta condición constantemente sin el uso del dispositivo, consulte a su profesional de la salud.
- Algunos usuarios pueden experimentar un sabor metálico en la boca durante el uso del dispositivo, resultado de la estimulación y la sensibilidad variable alrededor de la boca. Si nota esta condición constantemente sin el uso del dispositivo, consulte a su profesional de la salud.

VIAJES Y USO INTERNACIONAL

El diseño ligero del dispositivo lo convierte en un compañero de viaje perfecto. A continuación, algunos consejos para viajar:

- Si viaja a una región diferente de donde compró el dispositivo, asegúrese de que el dispositivo solo se alimente con una tensión baja de 5V CC.
- Confirme con el personal de vuelo que el dispositivo puede ser transportado y/o utilizado en el avión antes del vuelo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este dispositivo no está destinado a diagnosticar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. myBlend no realiza declaraciones, representaciones ni garantías sobre la capacidad de este dispositivo para curar cualquier condición física, cutánea o mental. Se debe consultar a un profesional de la salud calificado respecto a cualquier condición que requiera atención médica.

RIESGOS POTENCIALES

Inmediatamente después del tratamiento, la piel puede aparecer enrojecida. La piel debería volver a la normalidad en un plazo de 1 a 2 horas.

Dolores de cabeza temporales inmediatamente después del tratamiento. Los dolores de cabeza pueden tratarse con un analgésico adecuado y una correcta hidratación.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO

USO GENERAL

1. Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que esté completamente cargado.
2. Limpie la piel que desea tratar.
3. Aplique myBlend Firming Superserum o un sérum a base de agua para conducir la corriente a través de la piel.
4. Asegúrese de que el dispositivo esté desconectado y colóquelo sobre la piel.5. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender el dispositivo; el primer LED se encenderá.

5.1. Se encenderá el primer LED de microcorriente. En caso de batería baja, la luz junto al puerto de carga comenzará a parpadear.


5.2. Para ajustar el nivel de microcorriente deseado, presione brevemente el botón de ENCENDIDO/APAGADO. Cada pulsación recorre los niveles disponibles.

5.3. Deslice suavemente el dispositivo sobre el área de tratamiento con movimientos lentos, ascendentes o hacia afuera, asegurando un contacto constante con la piel.


5.4. Para controlar la función de vibración del motor, presione brevemente el botón de vibración. Cada pulsación activará o desactivará la vibración, permitiéndole ajustar la sesión según sus preferencias.

5.5. Mantenga el dispositivo en movimiento constante, sin dejarlo en el mismo lugar durante varios segundos.


5.6. El dispositivo se apaga automáticamente después de un tratamiento de 7 minutos. Puede detener el tratamiento en cualquier momento presionando el botón de ENCENDIDO/APAGADO.




5.0



5.1



5.2



5.4

6. Retire el dispositivo del área tratada.
7. Limpie el dispositivo utilizando una toallita a base de agua o un paño limpio y húmedo. Asegúrese de que el dispositivo NO esté conectado a la fuente de alimentación durante la limpieza.
8. Repita estos pasos de acuerdo con el protocolo de tratamiento descrito en la siguiente sección.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Utilice el dispositivo de 3 a 4 veces por semana, según su estilo de vida y condición de la piel. No se recomienda usar el dispositivo más de 7 días por semana. No use el dispositivo más de una vez al día.

CARGA

Cargue completamente el myLIFTINGroller durante 2 horas antes de su primer uso. Use únicamente un adaptador de 5V o un puerto USB de computadora (evite los cargadores rápidos, ya que pueden dañar la batería).

Para cargar el dispositivo, inserte el cable USB-C en el dispositivo. Inserte el extremo USB-A del cable en una fuente de alimentación USB. El indicador LED del dispositivo comenzará a parpadear lentamente para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el indicador LED se apagará.

Antes de cargar, asegúrese de que el enchufe y el conector estén completamente secos. No hacerlo puede provocar una descarga eléctrica, cortocircuito o incendio.

Nota: Desenchufe siempre el dispositivo antes de usarlo; el dispositivo no funcionará mientras se está cargando.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

- La vida útil de la batería de litio puede maximizarse permitiendo que se cargue completamente y luego se descargue completamente durante el uso regular.
 - Guarde el dispositivo a temperatura ambiente y en condiciones secas.
 - Guarde el dispositivo en el estuche suministrado o en su embalaje original.
- Asegúrese de que el dispositivo no se doble, estire o aplaste durante el almacenamiento o el transporte.
- Evite almacenar el dispositivo en condiciones polvorientas, bajo la luz solar directa o en ambientes húmedos.
 - Este dispositivo no contiene piezas reparables.
 - Antes de cada uso, con el dispositivo apagado, límpielo siguiendo las instrucciones de limpieza a continuación.

IMPORTANTE

- El producto tiene un ciclo de vida limitado de dos años bajo uso nominal. Seguir el protocolo de tratamiento durante dos años se considera uso nominal.
- El dispositivo debe manipularse con cuidado.

LIMPIEZA

Limpie el dispositivo con una toallita a base de agua o un paño limpio y húmedo. Las manchas persistentes pueden eliminarse frotando suavemente con alcohol al 70%.

- NO use ningún otro dispositivo de limpieza, ya que podría dañar el dispositivo.
- NO limpie el dispositivo mientras está encendido.
- NO limpie el dispositivo mientras se está cargando.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las acciones sugeridas no solucionan el problema o este vuelve a ocurrir, y su dispositivo aún se encuentra dentro del período de garantía, devuélvalo a myBlend para su revisión o reemplazo.

- NO intente desmontar ni investigar el dispositivo por su cuenta.
- NO intente modificar el dispositivo de ninguna manera. El dispositivo no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

Problema	Causa	Solución
El dispositivo no se enciende.	El dispositivo no está completamente cargado, porque el cable de carga no fue insertado correctamente en el tomacorriente.	Inserte correctamente el cable de carga en el tomacorriente.
	El dispositivo no está completamente cargado, porque el cable de carga no fue insertado correctamente en el dispositivo.	Inserte correctamente el cable de carga en el dispositivo y cargue el dispositivo.
	El tomacorriente no funcionó durante la carga	Pruebe con otro tomacorriente.
	El botón de encendido/apagado no se ha presionado durante un segundo completo.	Presione el botón de encendido/apagado durante 1 segundo continuo.
El dispositivo se apaga inesperadamente.	El nivel de batería es demasiado bajo.	Cargue el dispositivo.

ELIMINACIÓN

NO deseche el dispositivo con los residuos domésticos. El dispositivo debe ser reciclado. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Para la protección del medio ambiente, deseche el dispositivo de manera segura siguiendo las directrices locales.

GARANTÍA

El dispositivo está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha original de compra bajo uso normal. Esta garantía se extiende únicamente al comprador minorista original con prueba de compra original y solo cuando se haya adquirido a través de un minorista o distribuidor autorizado. Esta garantía solo se extiende si el dispositivo se utiliza junto con accesorios autorizados del dispositivo. Si el dispositivo presenta defectos dentro del período de garantía, contacte al minorista donde adquirió el dispositivo. Esta garantía no cubre dispositivos dañados por:

- Accidente, mal uso, abuso o alteración.
- Uso con accesorios no autorizados o uso distinto al indicado.

- Conexión a corriente y voltaje incorrectos.

MyBlend no será responsable de ningún daño incidental, especial o consecuente derivado del uso de este dispositivo. Todas las garantías implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de aptitud y comerciabilidad, están limitadas en duración a dos años desde la fecha de compra original.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un país a otro. Algunos países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía se otorga en lugar de todas las demás garantías, escritas u orales, ya sean expresadas mediante afirmación, promesa, descripción, dibujo, modelo o muestra. Cualquier y toda garantía distinta a esta, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito particular, queda por la presente rechazada.

Si el dispositivo presenta defectos dentro del período de garantía, comuníquese con el equipo de atención al cliente.

Para registrar su dispositivo y mantenerse al día con novedades y desarrollos interesantes del equipo de atención al cliente, tómese un momento para registrarse en nuestro sitio web www.my-blend.com. Para completar su registro en línea, deberá ingresar el número de lote del dispositivo.

SEGURIDAD

El dispositivo ha sido probado o cumple con las siguientes normas:

IEC/EC 62133:2017 2ª ed. Celdas y baterías secundarias que contienen electrolitos alcalinos u otros no ácidos – Requisitos de seguridad para celdas secundarias selladas portátiles, y para baterías fabricadas con ellas, para uso en aplicaciones portátiles – Parte 2: Sistemas de litio

EN 55014-1:2006+A2:2011 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares. Emisión

EN 55014-2:2015 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos similares. Inmunidad. Norma de familia de dispositivos

Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)

Directiva de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH) (CE 1907/2006)

IEC 60335-1:2020 – Aparatos eléctricos para uso doméstico y similares – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Aparatos eléctricos para uso doméstico y similares – Seguridad – Parte 1: Requisitos generales (Norma europea que incorpora la enmienda A11)

EN 62233:2008 – Métodos de medición de campos electromagnéticos de elec-

trrodomésticos y aparatos similares con respecto a la exposición humana

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

Para más información, visita la sección de Preguntas Frecuentes en nuestro sitio web..



SYMBOLS



Indica que el dispositivo tiene el Marcado CE y está autorizado para su venta en Europa. (Directiva de Baja Tensión)



El símbolo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) indica que el dispositivo no debe ser desechado como residuo doméstico (2012/19/UE).



Restricción de sustancias peligrosas.



Este símbolo de advertencia en la etiqueta del dispositivo es una advertencia para leer los documentos adjuntos antes de usarlo y tomar todas las precauciones de seguridad necesarias.



Este símbolo en la etiqueta del dispositivo significa: Lea el manual de usuario antes de comenzar a usar el dispositivo.



Este símbolo significa fabricado en China.



Este símbolo indica las temperaturas máximas y mínimas de funcionamiento a las que el dispositivo puede utilizarse de forma segura.



Este símbolo indica la humedad máxima y mínima de funcionamiento a la que el dispositivo puede utilizarse de forma segura.



Este símbolo indica que el embalaje de cartón en el que vino el dispositivo puede reciclarse.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Distribuido por:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Fabricante:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
La Haya, Países Bajos
Web: www.lighttreeventures.com

Fecha de emisión: Junio 2025

Versión: 1

PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

A myBlend está comprometida em revolucionar os cuidados com a pele por meio da inovação, da sensorialidade e da tecnologia de beleza. Com base nos princípios da epigenética, nossa missão é permitir que cada mulher revele o verdadeiro potencial de sua pele.

INFORMAÇÕES GERAIS DO DISPOSITIVO

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO


Graças à sua tecnologia avançada, o myLIFTINGroller combate a flacidez da pele estimulando os músculos faciais, aumentando a firmeza e a elasticidade da pele. Por meio de uma ação profunda, ajuda a redefinir os contornos faciais enquanto melhora a qualidade da pele e o brilho natural.

Combina 3 mecanismos: massagem mecânica, eletroestimulação e vibração para resultados avançados. Os traços são realçados, as maçãs do rosto elevadas. Integrado à rotina diária, esta ferramenta poderosa e intuitiva transforma cada gesto em um tratamento completo, adaptado às necessidades da sua pele.


ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

Temperatura de funcionamento	0°C a 40°C 32°F a 104°F
Temperatura de armazenamento e transporte	-5°C a 55°C 23°F a 131°F
Umidade de funcionamento	30% a 95% sem condensação
Umidade de armazenamento e transporte	20% a 95% sem condensação
Fonte de carregamento	5V 2A
Porta de carregamento	USB-C
Cabo de carregamento	USB-C para USB-A
Comprimento do cabo de carregamento	1 metro / 3,28 pés
Bateria	3.7V, 400 mAh
Tipo de bateria	Íons de lítio
Tempo de carregamento	120 minutos / 2 horas
Tempo de tratamento	7 minutos
Dimensões do dispositivo	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Peso do dispositivo	140g / 4.94oz


ACESSÓRIOS DO DISPOSITIVO



Dispositivo



Bolsa de
viagem



Cabo de car-
regamento



Manual do
usuário



Guia de início
rápido

REAÇÕES ADVERSAS

Se você tiver qualquer reação adversa, como desconforto, descoloração da pele, irritação cutânea ou outras preocupações ao usar este dispositivo, pare de usá-lo imediatamente e consulte seu profissional de saúde. Irritação da pele, hematomas, queimaduras por contato, tontura, náusea e dores de cabeça são efeitos colaterais raros, mas possíveis. Pare imediatamente de usar o dispositivo e entre em contato com seu profissional de saúde.

Irritação da pele e queimaduras sob os eletrodos foram relatadas com o uso de outros estimuladores musculares elétricos. Se você sentir irritação ou queimação na pele, interrompa o uso.

Se você sentir dor de cabeça persistente e/ou outra sensação dolorosa persistente durante o uso deste dispositivo, pare de usá-lo e consulte seu profissional de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES

- **NÃO** use o dispositivo se você tiver qualquer câncer ativo ou lesão cancerígena.
- **NÃO** use o dispositivo se estiver grávida, planejando engravidar ou amamentando.
- **NÃO** use o dispositivo em pessoas com menos de 18 anos.
- **NÃO** use o dispositivo se você tiver acne severa.
- **NÃO** use o dispositivo sobre áreas com flebite, tromboflebite e varizes.
- **NÃO** use o dispositivo se você tiver reação alérgica conhecida à liga de zinco. O dispositivo contém plásticos e metais que entram em contato com a pele durante o uso. Em caso de dúvida sobre alergias, consulte seu profissional de saúde antes de usar o dispositivo.
- **NÃO** use o dispositivo se você tiver um dispositivo eletrônico implantado, como um desfibrilador, neuroestimulador, marca-passo ou monitor de ECG. Se você usar um dispositivo corporal como uma bomba de insulina, consulte seu profissional de saúde.
- **NÃO** use o dispositivo sobre a glândula tireoide na área do pescoço, pois pode estimular seu crescimento.
- **NÃO** use o dispositivo no pescoço se você tiver histórico conhecido de doença da artéria carótida, AVC ou ataque isquêmico transitório (AIT), estenose da

carótida, pressão arterial instável, tendência a desmaios, doença da tireoide ou procedimentos cirúrgicos prévios na área do pescoço.

Nota: Recomendamos fortemente cautela ao tomar qualquer medicação prejudicial à pele. Em caso de dúvida, consulte seu profissional de saúde. **Nota:** Se você estiver sob cuidados de um profissional de saúde, consulte-o antes de usar este dispositivo.

ADVERTÊNCIAS

- PARE de usar o dispositivo e consulte seu profissional de saúde se você tiver uma reação adversa ao utilizá-lo.
- PARE de usar o dispositivo se sentir qualquer desconforto ou dificuldade para respirar ou engolir decorrente da aplicação do dispositivo no pescoço.
- PARE de usar o dispositivo se apresentar sintomas de hipotensão (tontura ou sensação de desmaio) durante o uso.
- PARE de usar o dispositivo se ele estiver superaquecendo. Desligue-o imediatamente.
- INTERROMPA o tratamento se o dispositivo estiver quente ou se sua pele estiver desconfortavelmente aquecida.
- NÃO permita que crianças brinquem com o dispositivo. A limpeza e o carregamento do dispositivo não devem ser realizados por crianças.
- NÃO use o dispositivo para tratar rosácea, pintas, verrugas, feridas abertas, lesões cancerígenas ou qualquer condição da pele.
- NÃO use o dispositivo em áreas sem pigmentação ou em regiões da pele com vitiligo.
- NÃO aplique o dispositivo se houver feridas abertas.
- NÃO use o dispositivo ao ar livre para evitar danos ao produto.
- NÃO sente, deite ou pise sobre o dispositivo. Isso danificará o dispositivo.
- NÃO deixe cair nem insira objetos em qualquer abertura do dispositivo.
- NÃO use o dispositivo se ele não estiver funcionando corretamente, ou se tiver sido derrubado ou danificado. Para garantia e reparos, entre em contato com o suporte ao cliente.
- NÃO use nem armazene o dispositivo próximo a superfícies quentes.
- NÃO carregue o dispositivo quando estiver próximo ou possa entrar em contato com água.
- NÃO submerja o dispositivo em água.
- NÃO armazene o dispositivo em calor ou frio extremos.
- NÃO exponha o dispositivo à luz solar direta.
- NÃO tente modificar o dispositivo de nenhuma forma. Modificar ou abrir o dispositivo anula a garantia. O dispositivo não contém peças reparáveis. Este dispositivo contém baterias não substituíveis.
- NÃO realize manutenção nem desmonte o produto. Em caso de mau funcionamento ou dano, entre em contato com o suporte ao cliente.
- NÃO use o dispositivo se estiver danificado ou se o cabo de carregamento estiver danificado.
- NÃO use o dispositivo com acessórios não aprovados pelo fabricante.
- NÃO use solventes ou produtos de limpeza abrasivos no dispositivo.
- NÃO use o dispositivo de forma diferente da especificada neste manual.
- NÃO use o dispositivo se tiver passado por cirurgia recente ou outros procedimentos cirúrgicos.
- NÃO use o dispositivo sobre infecções bacterianas, pois isso pode agravar os sintomas.
- NÃO use o dispositivo em áreas doloridas. Consulte seu profissional de saúde

se sentir dor durante o uso.

- NÃO use o dispositivo em, próximo ou por crianças ou pessoas com habilidades físicas ou mentais reduzidas. Supervisão próxima é necessária quando este dispositivo for usado, limpo ou armazenado perto dessas pessoas.
- NÃO use o dispositivo com qualquer outro cabo USB-C que não seja o fornecido pela myBlend.
- NÃO use o dispositivo com qualquer outro produto tópico que não seja especificado pela myBlend.
- NÃO use o dispositivo sobre áreas da pele que não tenham sensação normal. Use o dispositivo apenas sobre pele normal, íntegra, limpa e saudável.
- NÃO use o dispositivo enquanto estiver dirigindo, operando máquinas ou realizando atividades nas quais contrações musculares voluntárias possam representar risco de lesão para o usuário ou terceiros.
- NÃO use o dispositivo em áreas inchadas, infectadas ou inflamadas, ou em erupções cutâneas.
- NÃO use o dispositivo na área dos olhos (músculo circular dentro da borda orbital), nas têmporas, nos seios ou na região da virilha.
- NÃO aplique pressão excessiva ao usar o dispositivo na parte anterior do pescoço.
- NÃO use o dispositivo diretamente na linha média do pescoço, evitando especificamente a tireoide.
- NÃO aplique estimulação no tórax, pois a introdução de corrente elétrica nessa região pode causar distúrbios rítmicos no coração, o que pode ser fatal.
- NÃO use o dispositivo sobre piercings ou outros implantes metálicos.
- NÃO use o dispositivo em locais onde outros dispositivos possam interferir emitindo energia eletromagnética. Este dispositivo pode ser negativamente afetado por interferência de outros dispositivos.
- NÃO opere o dispositivo na presença de equipamentos de monitoramento eletrônico (por exemplo, monitores cardíacos, rastreamento cardíaco ou próximo (1m) de dispositivos de ondas curtas como micro-ondas e equipamentos de terapia eletromagnética).

Nota: O dispositivo deve ser alimentado apenas com tensão baixa de 5V DC. Se qualquer parte do adaptador principal ou do cabo estiver danificada, interrompa o uso. Entre em contato com a myBlend para solicitar a substituição do cabo.

PRECAUÇÕES

- Não arranhe nem danifique as superfícies metálicas dos nós.
- A garantia será anulada se o dispositivo não for operado conforme as instruções do manual.
- Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar este dispositivo.
- Armazene o dispositivo conforme o protocolo descrito neste manual.
- Este dispositivo é destinado ao uso por uma única pessoa; recomendamos não compartilhá-lo com outras pessoas por motivos de higiene.
- O dispositivo foi projetado apenas para uso cosmético, por indivíduos com boa saúde. Consulte seu profissional de saúde se tiver dúvidas sobre seu estado de saúde.
- A bateria do dispositivo não é removível pelo usuário. Se o dispositivo for descartado, não o coloque no fogo. Descarte o dispositivo conforme as regulamentações locais.
- Inspecione o dispositivo e não o utilize se observar sinais de danos, como vazamentos da bateria interna. Entre em contato com nosso suporte ao cliente.
- O dispositivo deve ser alimentado apenas com baixa tensão de 5V DC. Se qualquer parte do adaptador principal ou do cabo estiver danificada, interrompa o

uso. Entre em contato com o suporte ao cliente para solicitar a substituição.

- Consulte seu profissional de saúde antes de usar o dispositivo se tiver febre, inflamação aguda, distúrbio circulatório grave, anestesia ou áreas dessensibilizadas.
- Recomendamos cautela ao tomar qualquer medicação. Em caso de dúvida, consulte seu profissional de saúde.
- Os efeitos a longo prazo dos estimuladores elétricos transcutâneos são desconhecidos. Se você tiver suspeita ou diagnóstico de doença cardíaca, siga as precauções recomendadas pelo seu profissional de saúde.
- Alguns usuários podem apresentar irritação ou hipersensibilidade da pele devido à estimulação elétrica ou ao sêrum.
- Irritação da pele e queimaduras sob os eletrodos foram relatadas com o uso de outros estimuladores musculares elétricos. Se você sentir irritação ou queimação, interrompa o uso imediatamente.
- Se o uso do dispositivo causar dor ou desconforto persistente, interrompa o uso imediatamente.
- Pode ocorrer uma leve sensação de formigamento durante o uso do dispositivo. Reduzir a intensidade pode diminuir ou eliminar essa sensação.
- Pode haver percepção de luzes piscando durante o uso do dispositivo, resultante da estimulação do nervo óptico. Se notar essa condição constantemente sem o uso do dispositivo, consulte seu profissional de saúde.
- Alguns usuários podem sentir gosto metálico na boca durante o uso do dispositivo, devido à estimulação e à sensibilidade variável ao redor da boca. Se notar essa condição constantemente sem o uso do dispositivo, consulte seu profissional de saúde.

VIAGENS E USO INTERNACIONAL

O design leve do dispositivo o torna um companheiro de viagem ideal. Aqui estão algumas dicas de viagem para você:

- Se estiver viajando para uma região diferente daquela onde comprou o dispositivo, certifique-se de que ele seja alimentado apenas com baixa tensão de 5V DC.
- Confirme com o comissário se o dispositivo pode ser transportado e/ou utilizado no avião antes do voo.

AVISO LEGAL

Este dispositivo não se destina a diagnosticar, curar ou prevenir qualquer doença. A myBlend não faz declarações, representações ou garantias quanto à capacidade deste dispositivo de curar qualquer condição física, cutânea ou mental. Um profissional de saúde qualificado deve ser consultado sobre qualquer condição que exija atenção médica.

RISCOS POTENCIAIS

Imediatamente após o tratamento, a pele pode apresentar vermelhidão. A pele deve retornar ao normal dentro de 1-2 horas.




Dores de cabeça temporárias podem ocorrer imediatamente após o tratamento. As dores de cabeça podem ser tratadas com um analgésico apropriado e reidratação.

COMO USAR O DISPOSITIVO

USO GERAL

1. Antes de usar o dispositivo, certifique-se de que está totalmente carregado.
2. Limpe a pele que deseja tratar.
3. Aplique o myBlend Firming Superserum ou um sérum à base de água para conduzir a corrente através da pele.
4. Certifique-se de que o dispositivo está desconectado e coloque-o sobre a pele.
5. Pressione e segure o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o dispositivo, o primeiro LED acenderá.

- 5.1. O primeiro LED de microcorrente acenderá. Em caso de bateria fraca, a luz ao lado da porta de carregamento começará a piscar.
- 5.2. Para ajustar o nível de microcorrente desejado, pressione brevemente o botão LIGAR/DESLIGAR. Cada pressão alterna entre os níveis disponíveis.
- 5.3. Deslize suavemente o dispositivo sobre a área de tratamento com movimentos lentos, ascendentes ou para fora, garantindo contato constante com a pele.
- 5.4. Para controlar a função de vibração do motor, pressione brevemente o botão de vibração. Cada pressão ativa ou desativa a vibração, permitindo ajustar a sessão conforme suas preferências.
- 5.5. Mantenha o dispositivo em movimento constante, sem deixá-lo parado no mesmo ponto por vários segundos.
- 5.6. O dispositivo desliga automaticamente após um tratamento de 7 minutos. Você pode interromper o tratamento a qualquer momento pressionando o botão LIGAR/DESLIGAR.



6. Retire o dispositivo da área de tratamento
7. Limpe o dispositivo usando um lenço à base de água ou um pano limpo e úmido. Certifique-se de que o dispositivo NÃO esteja conectado à fonte de alimentação durante a limpeza.
8. Repita esses passos conforme o protocolo de tratamento descrito na próxima seção.

PROTOCOLO DE TRATAMENTO

Use o dispositivo de 3 a 4 vezes por semana, conforme seu estilo de vida e condição da pele. Não é recomendado usar o dispositivo mais de 7 dias por semana. Não use o dispositivo mais de uma vez por dia.

CARREGAMENTO

Carregue completamente o myLIFTINGroller por 2 horas antes do primeiro uso. Use apenas um adaptador de 5V ou porta USB de computador (evite carregadores rápidos, pois podem danificar a bateria).

Para carregar o dispositivo, insira o cabo USB-C no dispositivo. Insira o lado USB-A do cabo em uma fonte de alimentação USB. O indicador LED no dispositivo começará a piscar lentamente para indicar o carregamento. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, o indicador LED se apagará.

Antes de carregar, certifique-se de que o plugue e a tomada estejam completamente secos. A falha em fazê-lo pode resultar em choque elétrico, curto-circuito ou incêndio. Nota: Sempre desconecte o dispositivo antes de usar, o dispositivo não funcionará enquanto estiver sendo carregado.

CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

- A vida útil da bateria de lítio pode ser maximizada permitindo que ela carregue completamente e depois descarregue completamente durante o uso regular.
- Armazene o dispositivo em temperatura ambiente e em condições secas.
- Armazene o dispositivo no estojo fornecido ou na embalagem. Certifique-se de que o dispositivo não será dobrado, esticado ou esmagado durante o armazenamento ou transporte.
- Evite armazenar o dispositivo em locais empoeirados, sob luz solar direta ou em condições úmidas e com alta umidade.
- Este dispositivo não contém peças reparáveis.
- Antes de cada uso, com o dispositivo desligado, limpe-o conforme as instruções de limpeza abaixo.

IMPORTANTE

- O produto tem um ciclo de vida limitado de dois anos sob uso nominal. Seguir o protocolo de tratamento por dois anos é considerado uso nominal.
- O dispositivo deve ser manuseado com cuidado.

LIMPEZA

Limpe o dispositivo com um lenço à base de água ou pano limpo e úmido. Manchas difíceis podem ser removidas limpando suavemente com álcool 70%.

- **NÃO** use outros dispositivos de limpeza, pois podem danificar o dispositivo.
- **NÃO** limpe o dispositivo enquanto estiver ligado.
- **NÃO** limpe o dispositivo durante o carregamento

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se as ações sugeridas não resolverem o problema, ou se o problema reaparecer, e seu dispositivo estiver dentro do período de garantia, devolva-o à myBlend.

- NÃO tente investigar mais a fundo.
- NÃO tente modificar o dispositivo de nenhuma forma. O dispositivo NÃO possui peças que possam ser reparadas pelo usuário.

Problem	Cause	Solution
O dispositivo não liga.	O dispositivo não está totalmente carregado, porque o cabo de carregamento não foi inserido corretamente na tomada.	Insira corretamente o cabo de carregamento na tomada.
	O dispositivo não está totalmente carregado, porque o cabo de carregamento não foi inserido corretamente no dispositivo.	Insira corretamente o cabo de carregamento no dispositivo e carregue o dispositivo.
	A tomada não funcionou durante o carregamento.	Tente uma tomada diferente.
	O botão liga/desliga não foi pressionado por um segundo completo.	Pressione o botão liga/desliga por 1 segundo contínuo.
O dispositivo desliga inesperadamente.	O nível da bateria está muito baixo.	Carregue o dispositivo.

DESCARTE

NÃO descarte o dispositivo com resíduos domésticos. O dispositivo deve ser reciclado. O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. Para a proteção do meio ambiente, descarte o dispositivo com segurança, seguindo as diretrizes locais.

GARANTIA

O dispositivo possui garantia contra defeitos de material e fabricação por 24 meses a partir da data original de compra, sob uso normal. Esta garantia se aplica apenas ao comprador original com comprovante de compra e somente quando adquirido de um revendedor ou varejista autorizado. Esta garantia só é válida se o dispositivo for utilizado com acessórios autorizados. Se o dispositivo apresentar defeito dentro do período de garantia, entre em contato com o revendedor onde foi adquirido. Esta garantia não cobre dispositivos danificados por:

- Acidente, uso indevido, abuso ou alteração.
- Uso com acessórios não autorizados ou uso diferente do indicado.
- Conexão a corrente e voltagem incorretas.

A myBlend não se responsabiliza por quaisquer danos incidentais, especiais

ou consequenciais resultantes do uso deste dispositivo. Todas as garantias implícitas, incluindo, mas não se limitando a garantias de adequação e comercialização, são limitadas a dois anos a partir da data de compra original. Esta garantia concede direitos legais específicos, e você pode ter outros direitos que variam de país para país. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, ou limitações sobre a duração de garantias implícitas, portanto, algumas das limitações e exclusões acima podem não se aplicar a você. Esta garantia é concedida em substituição a todas as outras garantias, escritas ou orais, sejam expressas por afirmação, promessa, descrição, desenho, modelo ou amostra. Todas e quaisquer garantias diferentes desta, sejam expressas ou implícitas, incluindo garantias de comercialização e adequação a um propósito específico, são aqui renunciadas. Se o dispositivo estiver defeituoso dentro do período de garantia, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente.

Para registrar seu dispositivo e ficar por dentro das novidades da equipe de atendimento ao cliente, reserve um momento para se inscrever em nosso site www.my-blend.com. Para concluir o registro online, será necessário informar o número do lote do dispositivo.

SEGURANÇA

O dispositivo foi testado ou está em conformidade com os seguintes padrões:

IEC/EC 62133:2017 2ª ed. Células secundárias e baterias contendo eletrólitos alcalinos ou outros não ácidos – Requisitos de segurança para células secundárias seladas portáteis, e para baterias feitas a partir delas, para uso em aplicações portáteis – Parte 2: Sistemas de lítio

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Compatibilidade eletromagnética. Requisitos para eletrodomésticos, ferramentas elétricas e aparelhos similares. Emissão

EN 55014-2:2015 – Compatibilidade eletromagnética. Requisitos para eletrodomésticos, ferramentas elétricas e aparelhos similares. Imunidade. Norma da família de dispositivos Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) (2011/65/UE)

Regulamento REACH – Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (CE 1907/2006)

IEC 60335-1:2020 – Aparelhos eletrodomésticos e similares – Segurança – Parte 1: Requisitos gerais

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Aparelhos eletrodomésticos e similares – Segurança – Parte 1: Requisitos gerais (Norma Europeia incorporando a Emenda A11)

EN 62233:2008 – Métodos de medição de campos eletromagnéticos de eletrodomésticos e aparelhos similares com relação à exposição humana

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

Para mais informações, visite a seção de Perguntas Frequentes em nosso site.



SÍMBOLOS



Indica que o dispositivo possui a marcação CE e está autorizado para venda na Europa. (Diretiva de Baixa Tensão)



O símbolo de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) indica que o dispositivo não deve ser descartado como lixo doméstico (2012/19/UE).



Restrição de substâncias perigosas.



Este símbolo de advertência no rótulo do dispositivo indica que os documentos incluídos devem ser lidos antes do uso e que todas as precauções de segurança devem ser seguidas.



Este símbolo no rótulo do dispositivo significa: Leia o manual do usuário antes de começar a usar o dispositivo.



Este símbolo significa fabricado na China.



Este símbolo indica as temperaturas mínima e máxima de operação nas quais o dispositivo pode ser utilizado com segurança.



Este símbolo indica os níveis mínimo e máximo de umidade de operação nas quais o dispositivo pode ser utilizado com segurança.



Este símbolo indica que a embalagem de papelão na qual o dispositivo foi fornecido pode ser reciclada.

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Distribuído por:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Fabricante:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
Haia, Países Baixos
Web: www.lighttreeventures.com

Data de emissão: Junho de 2025
Versão: 1

ČEŠTINA

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

myBlend se zavazuje k revoluci v péči o pleť prostřednictvím inovací, smyslového vnímání a beauty-tech. Na základě principů epigenetiky je naším posláním umožnit každé ženě odhalit skutečný potenciál její pleti.

OBEČNÉ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

POPIS ZAŘÍZENÍ


Díky své pokročilé technologii bojuje myLIFTINGroller proti ochabování pokožky stimulací obličejových svalů, čímž zvyšuje pevnost a pružnost pokožky. Hlubkovým působením pomáhá redefinovat kontury obličeje a zároveň zlepšuje kvalitu pokožky a její přirozený jas.

Kombinuje 3 mechanismy: mechanickou masáž, elektrostimulaci a vibrace pro pokročilé výsledky. Rysy jsou zvýrazněny, lícní kosti pozvednuty. Začleněn do každodenní rutiny, tento výkonný, intuitivní nástroj proměňuje každý pohyb v komplexní ošetření přizpůsobené potřebám vaší pleti.


ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO

Provozní teplota	0°C až 40°C 32°F až 104°F
Teplota při skladování a přepravě	-5°C až 55°C 23°F až 131°F
Provozní vlhkost	30% až 95% bez kondenzace
Vlhkost při skladování a přepravě	2 % až 95% bez kondenzace
Napájení pro nabíjení	5V 2A
Nabíjecí port	USB-C
Nabíjecí kabel	USB-C na USB-A
Délka nabíjecího kabelu	1 metr / 3.28 stopy
Baterie	3.7V, 400 mAh
Typ baterie	Lithium-iontová
Doba nabíjení	120 minut / 2 hodiny
Doba ošetření	7 minut
Rozměry zařízení	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Hmotnost zařízení	140g / 4.94oz


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZAŘÍZENÍ




Zařízení



Cestovní
pouzdro



Nabíjecí
kabel



Uživatelská
příručka



Rychlý návod
k použití

NEŽÁDOUCÍ REAKCE

Pokud zaznamenáte jakoukoli nežádoucí reakci, jako je nepohodlí, změna zbarvení pokožky, podráždění pokožky nebo jiné potíže při používání tohoto zařízení, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče. Podráždění pokožky, modřiny, popáleniny při kontaktu, závratě, nevolnost a bolesti hlavy jsou vzácné, ale možné vedlejší účinky. Okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče.

Podráždění pokožky a popáleniny pod elektrodami byly hlášeny při používání jiných elektrických stimulátorů svalů. Pokud zaznamenáte podráždění pokožky nebo pálení, přerušete používání.

Pokud během používání tohoto zařízení zaznamenáte přetrvávající bolest hlavy a/ nebo jiný přetrvávající bolestivý pocit, přestaňte zařízení používat a poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.

KONTRAINDIKACE

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte jakýkoli aktivní nádor nebo rakovinové ložisko.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení u osob mladších 18 let.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud trpíte těžkým akné.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na místa s flebitidou, tromboflebitidou nebo křečovými žilami.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte známou alergickou reakci na slitinu zinku. Zařízení obsahuje plasty a kovy, které přicházejí během používání do kontaktu s pokožkou. V případě pochybností o alergiích se před použitím zařízení poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte implantované elektronické zařízení, jako je defibrilátor, neurostimulátor, kardiostimulátor nebo monitor EKG. Pokud používáte nositelné zařízení, jako je inzulinová pumpa, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na štítnou žlázu v oblasti krku, protože může stimulovat její růst.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na krku, pokud máte známou anamnézu onemocnění

krční tepny, mrtvici nebo přechodný ischemický záchvat (TIA), stenózu krční tepny, nestabilní krevní tlak, sklony k omdlávání, onemocnění štítné žlázy nebo pokud jste podstoupili chirurgický zákrok v oblasti krku.

Poznámka: Důrazně doporučujeme opatrnost při užívání jakýchkoli (kůži poškozujících) léků. V případě pochybností se poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče. Poznámka: Pokud jste pod lékařským dohledem, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče před použitím tohoto zařízení.

VAROVÁNÍ

- **PŘESTAŇTE** používat zařízení a poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče, pokud zaznamenáte nežádoucí reakci při používání zařízení.
- **PŘESTAŇTE** používat zařízení, pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo potíže s dýcháním či polykáním v důsledku aplikace zařízení na krk.
- **PŘESTAŇTE** používat zařízení, pokud zaznamenáte příznaky nízkého krevního tlaku (závratě nebo pocit na omdlení) během používání zařízení.
- **PŘESTAŇTE** používat zařízení, pokud se přehřívá. Zařízení okamžitě vypněte.
- **PŘESTAŇTE** léčbu, pokud zařízení působí horkým dojmem nebo pokud pokožka pociťuje nepříjemné teplo.
- **NEPOVOLUJTE** dětem hrát si se zařízením. Čištění a nabíjení zařízení nesmí provádět děti.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení k léčbě růžovky, mateřských znamének, bradavic, otevřených ran, rakovinových ložisek nebo jakéhokoli kožního onemocnění.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na místech bez pigmentace nebo na oblastech pokožky postižených vitiligem.
- **NEUMISŤUJTE** zařízení, pokud máte otevřené rány.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení venku, aby nedošlo k poškození výrobku.
- **NESEDNĚTE SI**, nelehejte si ani nestoupejte na zařízení. Zařízení se tím poškodí.
- **NEUPUŠŤTE** zařízení ani nekládejte žádné předměty do jeho otvorů.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, pokud nefunguje správně, nebo pokud bylo upuštěno či poškozeno. V případě záruky a oprav kontaktujte zákaznickou podporu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** ani neskladujte zařízení v blízkosti horkých povrchů.
- **NENABÍJEJTE** zařízení, pokud je blízko vody nebo by mohlo přijít do kontaktu s vodou.
- **NEPONOŘUJTE** zařízení do vody.
- **NESKLADUJTE** zařízení v extrémním horku nebo chladu.
- **NEUMISŤUJTE** zařízení na přímé sluneční světlo.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** zařízení jakkoli upravovat. Úprava nebo otevření zařízení zruší záruku. Zařízení neobsahuje žádné servisovatelné části. Zařízení obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- **NEPROVÁDĚJTE** údržbu ani nerozebírejte výrobek. V případě poruchy nebo poškození kontaktujte zákaznickou podporu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, pokud je poškozené nebo pokud je poškozený nabíjecí kabel.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení s příslušenstvím, které není schváleno výrobcem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky na zařízení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení jiným způsobem, než je uvedeno v tomto manuálu.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení, pokud jste nedávno podstoupili chirurgický zákrok nebo jiný operační zákrok.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na bakteriální infekci, protože to může zhoršit příznaky.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na bolestivých místech. Poradte se se svým poskytovatelem zdravotní péče, pokud během používání zaznamenáte bolestivé oblasti.
- **NEPOUŽÍVEJTE** zařízení na, v blízkosti nebo u dětí či osob se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi. Při používání, čištění nebo skladování

zařízení v blízkosti těchto osob je nutný pečlivý dohled.

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení s jiným USB-C kabelem než tím, který poskytuje myBlend.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení s jinými topickými přípravky než těmi, které specifikuje myBlend.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na oblastech pokožky, které postrádají normální citlivost. Zařízení používejte pouze na normální, neporušenou, čistou a zdravou pokožku.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení při řízení, obsluze strojů nebo během činnosti, při které by nedobrovolné svalové kontrakce mohly ohrozit uživatele nebo veřejnost.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na oteklých, infikovaných nebo zanícených oblastech nebo kožních výronech.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v oblasti očí (kruhový sval uvnitř orbitálního okraje), na spáncích, prsou nebo třísech.
- NEVYVÍJEJTE nadměrný tlak při používání zařízení na přední straně krku.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení přímo na střední linii krku, zejména se vyhněte štítné žláze.
- NEAPLIKUJTE stimulaci přes hrudník, protože zavedení elektrického proudu do hrudníku může způsobit rytmické poruchy srdce, které mohou být smrtelné.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na piercingy nebo jiné kovové implantáty.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na místě, kde by mohlo dojít k rušení jinými zařízeními vyzařujícími elektromagnetickou energii. Toto zařízení může být negativně ovlivněno rušením jiných zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v přítomnosti elektronického monitorovacího vybavení (např. monitorů srdce, sledování srdeční činnosti nebo v blízkosti (1 m) krátkovlnných zařízení jako jsou mikrovlnné trouby a zařízení pro elektromagnetickou terapii).

Poznámka: Zařízení by mělo být napájeno pouze nízkým napětím 5 V DC. Pokud je jakákoliv část hlavního adaptéru nebo kabelu poškozena, přerušte používání. Kontaktujte myBlend pro výměnu kabelu.

OPATŘENÍ

- Neškrábejte ani nepoškozujte kovové kontaktní plochy.
- Záruka bude neplatná, pokud zařízení nebudete používat v souladu s pokyny uvedenými v manuálu.
- Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Uchovávejte zařízení podle protokolu uvedeného v tomto manuálu.
- Toto zařízení je určeno k použití jednou osobou; z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílet zařízení s jinými osobami.
- Zařízení je určeno pouze pro kosmetické použití u osob v dobrém zdravotním stavu. Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče.
- Baterie zařízení není uživatelem vyjímatelná. Pokud má být zařízení zlikvidováno, nekládejte jej do ohně. Likvidujte zařízení podle místních předpisů.
- Zkontrolujte zařízení a nepoužívejte jej, pokud zaznamenáte známky poškození, jako je únik vnitřní baterie. Kontaktujte naši zákaznickou podporu.
- Zařízení by mělo být napájeno pouze nízkonapěťovým zdrojem 5 V DC. Pokud je jakákoliv část hlavního adaptéru nebo kabelu poškozena, přerušte používání. Kontaktujte zákaznickou podporu kvůli výměně.
- Poradte se se svým poskytovatelem zdravotní péče před použitím zařízení, pokud máte horečku, akutní zánět, závažné oběhové poruchy, znecitlivění nebo necitlivé oblasti.
- Důrazně doporučujeme opatrnost při užívání jakýchkoli léků. V případě pochybností se poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- Dlouhodobé účinky transkutánních elektrických stimulátorů nejsou známy.

Pokud máte podezření na srdeční onemocnění nebo vám bylo diagnostikováno, dodržujte opatření doporučená vaším poskytovatelem zdravotní péče.

- Někteří uživatelé mohou zaznamenat podráždění pokožky nebo přecitlivělost v důsledku elektrické stimulace nebo séra.
- Podráždění pokožky a popáleniny pod elektrodami byly hlášeny při používání jiných elektrických stimulatorů svalů. Pokud zaznamenáte podráždění pokožky nebo pálení, okamžitě přerušte používání.
- Pokud používání zařízení způsobuje přetrvávající bolest nebo nepohodlí, okamžitě přerušte používání.
- Při používání zařízení se může objevit mírné brnění. Snížení intenzity může tento pocit zmírnit nebo odstranit.
- Během používání zařízení může dojít k vnímání blikajících světél v důsledku stimulace zrakového nervu. Pokud tento stav zaznamenáte trvale i bez použití zařízení, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče.
- Někteří uživatelé mohou během používání zařízení zaznamenat kovovou chuť v ústech v důsledku stimulace a rozdílné citlivosti v oblasti úst. Pokud tento stav zaznamenáte trvale i bez použití zařízení, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče.

CESTOVÁNÍ A MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ

Lehký design zařízení z něj činí ideálního společníka na cesty. Zde je několik cestovních tipů:

- Pokud cestujete do jiného regionu, než kde jste zařízení zakoupili, ujistěte se, že je zařízení napájeno pouze nízkonapětovým zdrojem 5 V DC.
- Před letem si ověřte u palubního personálu, zda lze zařízení přepravovat a/nebo používat v letadle.

PROHLÁŠENÍ

Toto zařízení není určeno k diagnostice, léčbě ani prevenci žádného onemocnění. myBlend nečiní žádná tvrzení, prohlášení ani záruky týkající se schopnosti tohoto zařízení léčit jakýkoli fyzický, kožní nebo duševní stav. V případě jakéhokoli zdravotního problému vyžadujícího lékařskou péči se poraďte s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

MOŽNÁ RIZIKA

Bezprostředně po ošetření může pokožka zčervenat. Pokožka by se měla vrátit do normálu během 1–2 hodin.

Dočasné bolesti hlavy bezprostředně po ošetření. Bolesti hlavy lze zmírnit vhodným lékem proti bolesti a rehydratací.

JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ

OBECNÉ POUŽITÍ

1. Před použitím zařízení se ujistěte, že je plně nabitě.
2. Vyčistěte pokožku, kterou chcete ošetřit.
3. Naneste myBlend Firming Superserum nebo sérum na vodní bázi, aby proud mohl pronikat pokožkou.

4. Ujistěte se, že zařízení není připojeno k napájení, a přiložte jej na pokožku.
5. Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF pro zapnutí zařízení, rozsvítí se první LED dioda.
 - 5.1. Rozsvítí se první LED dioda mikroproudu. V případě nízké úrovně baterie začne blikat světlo vedle nabíjecího portu.
 - 5.2. Pro nastavení požadované úrovně mikroproudu krátce stiskněte tlačítko ON/OFF. Každé stisknutí přepíná mezi dostupnými úrovněmi.
 - 5.3. Jemně klouzejte zařízením po ošetřované oblasti pomalými pohyby směrem nahoru nebo ven, přičemž zajistíte stálý kontakt s pokožkou.
 - 5.4. Pro ovládání funkce vibrace motoru krátce stiskněte tlačítko vibrace. Každé stisknutí aktivuje nebo deaktivuje vibraci, což vám umožní přizpůsobit si průběh ošetření.
 - 5.5. Zařízení neustále pohybujte, nadržte jej na jednom místě několik sekund.
 - 5.6. Zařízení se po 7 minutách ošetření automaticky vypne. Ošetření můžete kdykoli ukončit stisknutím tlačítka ON/OFF.



6. Sejměte zařízení z ošetřované oblasti.
7. Vyčistěte zařízení pomocí ubrousku na vodní bázi nebo vlhkého čistého hadříku. Při čištění se ujistěte, že zařízení NENÍ připojeno k napájení.
8. Tyto kroky opakujte podle protokolu ošetření popsaného v další části.

PROTOKOL OŠETŘENÍ

Používejte zařízení 3–4krát týdně v závislosti na vašem životním stylu a stavu pokožky. Nedoporučuje se používat zařízení více než 7 dní v týdnu. Nepoužívejte zařízení více než jednou denně.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím plně nabijte myLIFTINGroller po dobu 2 hodin. Používejte pouze 5V adaptér nebo USB port počítače (vyhněte se rychlonabíječkám, které mohou poškodit baterii).

Pro nabíjení zařízení vložte USB-C kabel do zařízení. Vložte stranu USB-A kabelu do USB napájecího zdroje. LED indikátor na zařízení začne pomalu blikat, což značí nabíjení. Po úplném nabití zařízení se LED indikátor vypne.

Před nabíjením se ujistěte, že zástrčka a zásuvka jsou zcela suché. Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru. Poznámka: Zařízení vždy odpojte před použitím, během nabíjení nebude fungovat.

PÉČE A SKLADOVÁNÍ

- The lifetime of the Lithium battery can be maximized by allowing it to fully charge
- Životnost lithiumové baterie lze maximalizovat tím, že ji při běžném používání

necháte plně nabít a poté úplně vybit. • Uchovávejte zařízení při pokojové teplotě v suchém prostředí. • Uchovávejte zařízení v dodaném pouzdře nebo obalu. Ujistěte se, že se zařízení při skladování nebo cestování neohne, nenatáhne ani nezdeformuje. • Vyhněte se skladování zařízení v prašném prostředí, na přímém slunci nebo ve vlhkých a mokrých podmínkách. • Toto zařízení neobsahuje žádné servisovatelné části. • Před každým použitím, když je zařízení vypnuté, vyčistěte zařízení podle níže uvedených pokynů k čištění.

DŮLEŽITÉ

- Výrobek má omezenou životnost dva roky při běžném používání. Dodržování protokolu ošetření po dobu dvou let se považuje za běžné použití. • Se zařízením je nutné zacházet opatrně.

ČIŠTĚNÍ

Zařízení čistěte ubrouskem na vodní bázi nebo vlhkým čistým hadříkem. Odolné skvrny lze odstranit jemným otřením 70% alkoholem.

- NEPOUŽÍVEJTE žádná jiná čistící zařízení, protože mohou zařízení poškodit.
- NEČISTĚTE zařízení, když je zapnuté.
- NEČISTĚTE zařízení během nabíjení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud navržené kroky problém nevyřeší, nebo se problém opakuje, a vaše zařízení je stále v záruční době, vraťte jej společnosti myBlend.

- NEPOKOUŠEJTE SE o další vyšetřování.
- NEPOKOUŠEJTE SE zařízení jakkoli upravovat. Zařízení neobsahuje žádné části, které byste mohli sami opravit.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapne.	Zařízení není plně nabité, protože nabíjecí kabel nebyl správně zasunut do elektrické zásuvky.	Zasuňte nabíjecí kabel správně do elektrické zásuvky.
	Zařízení není plně nabité, protože nabíjecí kabel nebyl správně zasunut do zařízení.	Zasuňte nabíjecí kabel správně do zařízení a nabijte zařízení.
	Elektrická zásuvka během nabíjení nefungovala.	Vyzkoušejte jinou elektrickou zásuvku.
	Tlačítko zapnutí/vypnutí nebylo stisknuto po dobu jedné celé sekundy.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 1 sekundy.
Zařízení se neočekávaně vypne.	Úroveň baterie je příliš nízká.	Nabijte zařízení.

LIKVIDACE

NEVYHAZUJTE zařízení do běžného domácího odpadu. Zařízení by mělo být recyklováno. Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Pro ochranu životního prostředí zařízení bezpečně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZÁRUKA

Zařízení je kryto zárukou na vady materiálu a zpracování po dobu 24 měsíců od data původního nákupu při běžném používání. Tato záruka se vztahuje pouze na původního maloobchodního kupujícího s originálním dokladem o nákupu a pouze v případě, že bylo zakoupeno od autorizovaného prodejce nebo distributora. Záruka platí pouze tehdy, pokud je zařízení používáno spolu s autorizovaným příslušenstvím. Pokud se zařízení během záruční doby porouchá, kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

Tato záruka se nevztahuje na zařízení poškozená v důsledku:

- nehody, nesprávného použití, zneužití nebo úprav,
- použití s neautorizovaným příslušenstvím nebo jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu,
- připojení k nesprávnému napětí nebo proudu.

Společnost myBlend nenese odpovědnost za žádné náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku používání tohoto zařízení. Veškeré předpokládané záruky, včetně, ale nejen, předpokládaných záruk vhodnosti a obchodovatelnosti, jsou časově omezeny na dva roky od data původního nákupu.

Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva, a můžete mít také další práva, která se liší podle jednotlivých zemí. Některé země nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných či následných škod nebo omezení délky trvání předpokládané záruky, takže některá z výše uvedených omezení se na vás nemusí vztahovat.

Tato záruka je poskytována místo všech ostatních záruk, písemných nebo ústních, ať už vyjádřených potvrzením, příslibem, popisem, nákresem, modelem nebo vzorkem. Veškeré jiné záruky než tato, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, jsou tímto odmítnuty.

Pokud je zařízení vadné během záruční doby, kontaktujte tým zákaznické podpory.

Chcete-li své zařízení zaregistrovat a být informováni o novinkách a zajímavých aktualizacích od zákaznického servisu, zaregistrujte se na našich webových stránkách www.my-blend.com. Pro dokončení online registrace budete potřebovat výrobní číslo zařízení.

BEZPEČNOST

Zařízení bylo testováno nebo splňuje následující normy:

IEC/EC 62133:2017 2. vydání – Sekundární články a baterie obsahující alkalické nebo jiné neacidické elektrolyty – Požadavky na bezpečnost pro přenosné uzavřené sekundární články a baterie z nich vyrobené pro použití v přenosných aplikacích – Část 2: Lithiumové systémy
EN 55014-1:2006+A2:2011 – Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky na

domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení. Emise

EN 55014-2:2015 – Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky na domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobná zařízení. Odolnost. Standard pro skupinu zařízení

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) (2011/65/EU)

Směrnice o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (ES 1907/2006)

IEC 60335-1:2020 – Domácí a podobné elektrické spotřebiče – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Domácí a podobné elektrické spotřebiče – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky (Evropská norma zahrnující dodatek A11)

EN 62233:2008 – Metody měření elektromagnetických polí domácích spotřebičů a podobných zařízení s ohledem na vystavení člověka

ČASTO Kladené otázky (FAQ)

Pro více informací navštivte sekci FAQ na našich webových stránkách.



SYMBOLY



Označuje, že zařízení je opatřeno označením CE a je schváleno k prodeji v Evropě. (Směrnice o nízkém napětí)



Symbol pro elektroodpad (WEEE) označuje, že zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domácí odpad. (2012/19/EU)



Omezení nebezpečných látek.



ento výstražný symbol na štítku zařízení upozorňuje, že je nutné před použitím přečíst přiložené dokumenty a dodržet všechna požadovaná bezpečnostní opatření.



Tento symbol na štítku zařízení znamená: Přečtěte si uživatelský manuál před zahájením používání zařízení.



Tento symbol znamená: Vyrobeno v Číně.



ento symbol označuje horní a dolní provozní teplotu, při které lze zařízení bezpečně používat.



Tento symbol označuje horní a dolní provozní vlhkost, při které lze zařízení bezpečně používat.



Tento symbol znamená, že kartonový obal, ve kterém bylo zařízení dodáno, je možné recyklovat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Distributor:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Výrobce:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497
GC Haag, Nizozemsko Web: www.lighttreeventures.com

Datum vydání: červen 2025

Verze: 1

POLISH

INFORMACJE O FIRMIE

myBlend zobowiązuje się do rewolucji w pielęgnacji skóry poprzez innowacje, doznania sensoryczne i beauty-tech. Na podstawie zasad epigenetyki naszym celem jest umożliwienie każdej kobiecie odkrycia prawdziwego potencjału jej skóry.

OGÓLNE INFORMACJE O URZĄDZENIU


OPIS URZĄDZENIA

Dzięki swojej zaawansowanej technologii myLIFTINGroller przeciwdziała wiotczeniu skóry poprzez stymulację mięśni twarzy, zwiększając tym samym jędrność i elastyczność skóry. Działając w głąb, pomaga redefiniować kontury twarzy, jednocześnie poprawiając jakość skóry i jej naturalny blask. Łączy 3 mechanizmy: masaż mechaniczny, elektrostymulację i wibracje dla zaawansowanych rezultatów. Rysy twarzy są podkreślone, kości policzkowe uniesione. Włączony do codziennej rutyny, to wydajne, intuicyjne narzędzie przekształca każdy ruch w kompleksowy zabieg dostosowany do potrzeb Twojej skóry.


SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Temperatura pracy	0°C do 40°C 32°F do 104°F
Temperatura przechowywania i transportu	-5°C do 55°C 23°F do 131°F
Wilgotność pracy	30% do 95% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania i transportu	2% do 95% bez kondensacji
Zasilanie do ładowania	5V 2A
Port ładowania	USB-C
Kabel do ładowania	USB-C do USB-A
Długość kabla do ładowania	1 metr / 3.28 stopy
Bateria	3.7V, 400 mAh
Typ baterii	Litowo-jonowa
Czas ładowania	120 minut / 2 godziny
Czas zabiegu	7 minut
Wymiary urządzenia	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Waga urządzenia	140g / 4.94oz


INFORMACJE O FIRMIE




Urządzenie



Etui
podróżne



Kabel do
ładowania



Instrukcja
obsługi



Szybki
przewodnik
użytkownika

REAKCJE NIEPOŻĄDANE

Esli wystąpi jakakolwiek reakcja niepożądana, taka jak dyskomfort, przebarwienia skóry, podrażnienie skóry lub inne problemy związane z używaniem tego urządzenia, natychmiast przerwij jego używanie i skonsultuj się z lekarzem.

Podrażnienie skóry, siniaki, oparzenia kontaktowe, zawroty głowy, nudności i bóle głowy to rzadkie, ale możliwe skutki uboczne. Natychmiast przerwij używanie urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Zgłaszano przypadki podrażnień skóry i oparzeń pod elektrodami podczas stosowania innych elektrycznych stymulatorów mięśni. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub uczucie pieczenia, przerwij używanie.

Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi uporczywy ból głowy i/lub inne uporczywe bolesne odczucia, przerwij używanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.

KONTRAINDIKACE

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte jakýkoli aktivní nádor nebo rakovinové ložisko.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení u osob mladších 18 let.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud trpíte těžkým akné.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na místa s flebitidou, tromboflebitidou nebo křečovými žilami.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte známou alergickou reakci na slitinu zinku. Zařízení obsahuje plasty a kovy, které přicházejí během používání do kontaktu s pokožkou. V případě pochybností o alergiích se před použitím zařízení poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte implantované elektronické zařízení, jako je defibrilátor, neurostimulátor, kardiostimulátor nebo monitor EKG. Pokud používáte nositelné zařízení, jako je inzulínová pumpa, poraďte se se svým poskytovatelem zdravotní péče.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení na štítnou žlázu v oblasti krku, protože může stimulovat její růst.

- NIE UŻYWAJ urządzenia na szyi, jeśli masz stwierdzoną chorobę tętnic szyjnych, przebyty udar lub przemijający atak niedokrwienności (TIA), zwężenie tętnic szyjnych, niestabilne ciśnienie krwi, skłonność do omdleń, chorobę tarczycy lub przeszedłeś zabiegi chirurgiczne w okolicy szyi.

Uwaga: Zalecamy zachowanie ostrożności podczas stosowania jakichkolwiek leków o działaniu uszkadzającym skórę. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Uwaga: Jeśli jesteś pod opieką lekarza, skonsultuj się z nim przed użyciem tego urządzenia.

OSTRZEŻENIA

- PRZERWIJ korzystanie z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi reakcja niepożądana związana z jego używaniem.
- PRZERWIJ korzystanie z urządzenia, jeśli wystąpi dyskomfort lub trudności z oddychaniem albo przełykaniem podczas stosowania urządzenia na szyi.
- PRZERWIJ korzystanie z urządzenia, jeśli wystąpią objawy niedociśnienia (zawroty głowy lub uczucie osłabienia) podczas jego używania.
- PRZERWIJ korzystanie z urządzenia, jeśli się przegrzewa. Natychmiast je wyłącz.
- PRZERWIJ zabieg, jeśli urządzenie jest gorące lub skóra odczuwa nieprzyjemne ciepło.
- NIE POZWALAJ dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i ładowanie urządzenia nie powinno być wykonywane przez dzieci.
- NIE UŻYWAJ urządzenia do leczenia trądziku różowatego, znamion, brodawek, otwartych ran, zmian rakowych ani żadnych chorób skóry.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na miejscach bez pigmentu lub obszarach skóry dotkniętych bielactwem.
- NIE STOSUJ urządzenia, jeśli masz jakiekolwiek otwarte rany.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na zewnątrz, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- NIE SIADAJ, nie kładź się ani nie stawaj na urządzeniu. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- NIE UPUSZCZAJ ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- NIE UŻYWAJ urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone. W sprawie gwarancji i napraw skontaktuj się z obsługą klienta.
- NIE UŻYWAJ ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- NIE ŁADUJ urządzenia w pobliżu wody ani gdy może mieć z nią kontakt.
- NIE ZANURZAJ urządzenia w wodzie.
- NIE PRZECHOWUJ urządzenia w ekstremalnych temperaturach.
- NIE WYSTAWIAJ urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE MODYFIKUJ urządzenia w żaden sposób. Modyfikacja lub otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję. Urządzenie nie zawiera części serwisowych. Zawiera baterie, które nie podlegają wymianie.
- NIE WYKONUJ konserwacji ani nie rozbieraj produktu. W przypadku awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z obsługą klienta.
- NIE UŻYWAJ urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli kabel do ładowania jest uszkodzony.
- NIE UŻYWAJ urządzenia z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta.
- NIE UŻYWAJ rozpuszczalników ani środków czyszczących o właściwościach ściernych na urządzeniu.
- NIE UŻYWAJ urządzenia w sposób inny niż określony w niniejszej instrukcji.
- NIE UŻYWAJ urządzenia, jeśli niedawno przeszedłeś operację lub inne zabiegi chirurgiczne.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na obszarach z infekcją bakteryjną, ponieważ może to pogorszyć objawy.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na bolesnych obszarach. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli

podczas używania wystąpią bolesne miejsca.

- NIE UŻYWAJ urządzenia na, w pobliżu ani przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi i umysłowymi. Niezbędny jest ścisły nadzór podczas używania, czyszczenia lub przechowywania urządzenia w pobliżu dzieci lub osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi.
- NIE UŻYWAJ urządzenia z żadnym innym kablem USB-C niż dostarczonym przez myBlend.
- NIE UŻYWAJ urządzenia z żadnym innym preparatem miejscowym niż określonym przez myBlend.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na obszarach skóry pozbawionych normalnego czucia. Używaj urządzenia wyłącznie na normalnej, nieuszkodzonej, czystej i zdrowej skórze.
- NIE UŻYWAJ urządzenia podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn ani podczas aktywności, w której dobrowolne skurcze mięśni mogą narazić użytkownika lub osoby postronne na ryzyko obrażeń.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na obrzękniętych, zakażonych lub zapalnych obszarach ani na wykwitach skórnych.
- NIE UŻYWAJ urządzenia w okolicy oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), na skroniach, piersiach ani w okolicach pachwin.
- NIE STOSUJ nadmiernego nacisku podczas używania urządzenia na przedniej części szyi.
- NIE UŻYWAJ urządzenia bezpośrednio na linii środkowej szyi, szczególnie unikając tarczycy.
- NIE STOSUJ stymulacji przez klatkę piersiową, ponieważ wprowadzenie prądu elektrycznego do klatki piersiowej może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być śmiertelne.
- NIE UŻYWAJ urządzenia na piercingach ani innych metalowych implantach.
- NIE UŻYWAJ urządzenia w miejscu, gdzie inne urządzenia mogą zakłócać jego działanie poprzez emisję energii elektromagnetycznej. Urządzenie może być negatywnie wpływane przez zakłócenia z innych urządzeń.
- NIE UŻYWAJ urządzenia w obecności elektronicznego sprzętu monitorującego (np. monitorów serca, urządzeń śledzących pracę serca lub w pobliżu (1 m) urządzeń krótkofalowych, takich jak kuchenki mikrofalowe i sprzęt do terapii elektromagnetycznej).

Uwaga: Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie napięciem stałym 5V DC. Jeśli jakkolwiek część głównego adaptera lub kabla jest uszkodzona, przerwij używanie. Skontaktuj się z myBlend w celu wymiany kabla.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie rysuj ani nie uszkadzaj metalowych powierzchni elektrod.
- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli urządzenie nie będzie używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku.
- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
- Przechowuj urządzenie zgodnie z protokołem opisanym w niniejszym podręczniku.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jedną osobę; zalecamy, aby nie udostępniać go innym ze względów higienicznych.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku kosmetycznego, przez osoby w dobrym stanie zdrowia. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli nie jesteś pewien swojego stanu zdrowia.
- Bateria urządzenia nie jest wymienna przez użytkownika. W przypadku utylizacji urządzenia nie wrzucaj go do ognia. Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Sprawdź urządzenie i nie używaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, takie jak wycieki wewnętrznej baterii. Skontaktuj się z obsługą klienta.
- Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie napięciem 5V DC. Jeśli jakiegokolwiek część głównego adaptera lub przewodu jest uszkodzona, przerwij używanie. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu wymiany.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem urządzenia, jeśli masz gorączkę, ostre zapalenie, poważne zaburzenia krążenia, znieczulenie lub obszary o zmniejszonym czuciu.
- Zalecamy zachowanie ostrożności podczas stosowania jakichkolwiek leków. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.
- Długoterminowe skutki stosowania przezskórnych stymulatorów elektrycznych są nieznane. Jeśli masz podejrzenie lub zdiagnozowaną chorobę serca, powinieneś przestrzegać środków ostrożności zalecanych przez lekarza.
- Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć podrażnienia skóry lub nadwrażliwości w wyniku stymulacji elektrycznej lub zastosowanego serum.
- Zgłaszano przypadki podrażnień skóry i oparzeń pod elektrodami podczas stosowania innych elektrycznych stymulatorów mięśni. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry lub uczucie pieczenia, natychmiast przerwij używanie.
- Jeśli użycie urządzenia powoduje uporczywy ból lub dyskomfort, natychmiast przerwij używanie.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić lekkie mrowienie. Zmniejszenie intensywności może ograniczyć lub wyeliminować to odczucie.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić wrażenie błyskających światła, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. Jeśli zauważysz ten objaw stale, bez użycia urządzenia, skonsultuj się z lekarzem.
- Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać metaliczny posmak w ustach podczas używania urządzenia, wynikający ze stymulacji i różnej wrażliwości wokół ust. Jeśli zauważysz ten objaw stale, bez użycia urządzenia, skonsultuj się z lekarzem.

PODRÓŻE I UŻYTKOWANIE MIĘDZYNARODOWE

Lekka konstrukcja urządzenia sprawia, że jest ono idealnym towarzyszem podróży. Oto kilka wskazówek dotyczących podróży:

- Jeśli podróżujesz do innego regionu niż ten, w którym zakupiono urządzenie, upewnij się, że jest ono zasilane wyłącznie napięciem 5V DC o niskim napięciu.
- Przed lotem potwierdź u personelu pokładowego, czy urządzenie może być przewożone i/lub używane na pokładzie samolotu.

ZASTRZEŻENIE

Urządzenie nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiegokolwiek chorobie. myBlend nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących zdolności tego urządzenia do leczenia jakichkolwiek schorzeń fizycznych, skórnych ani psychicznych. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości wymagających pomocy medycznej należy skonsultować się z wykwalifikowanym lekarzem.

POTENCJALNE RYZYKO

Bezpośrednio po zabiegu skóra może być zaczerwieniona. Skóra powinna wrócić do normy w ciągu 1–2 godzin.




Tymczasowe bóle głowy bezpośrednio po zabiegu. Bóle głowy można złagodzić

odpowiednim środkiem przeciwbólowym i nawodnieniem.

JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA

UŻYCIE OGÓLNE

1. Przed użyciem urządzenia upewnij się, że jest w pełni naładowane.
2. Oczyszczyć skórę, którą chcesz poddać zabiegowi.
3. Nałóż myBlend Firming Superserum lub serum na bazie wody, aby przewodzić prąd przez skórę.
4. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i umieść je na skórze.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie – zaświeci się pierwsza dioda LED.
 - 5.1. Zaświeci się pierwsza dioda LED mikroprądu. W przypadku niskiego poziomu baterii zacznie migać światło obok portu ładowania.
 - 5.2. Aby ustawić pożądany poziom mikroprądu, krótko naciśnij przycisk ON/OFF. Każde naciśnięcie przełącza dostępne poziomy.
 - 5.3. Delikatnie przesuwaj urządzenie po obszarze zabiegowym powolnymi, unoszącymi lub zewnętrznymi ruchami, zapewniając stały kontakt ze skórą.
 - 5.4. Aby sterować funkcją wibracji silnika, krótko naciśnij przycisk wibracji. Każde naciśnięcie aktywuje lub dezaktywuje wibrację, umożliwiając dostosowanie sesji do własnych preferencji.
 - 5.5. Utrzymuj urządzenie w ciągłym ruchu, nie zatrzymując go w jednym miejscu na kilka sekund.
 - 5.6. Urządzenie automatycznie wyłącza się po 7-minutowym zabiegu. Możesz zakończyć zabieg w dowolnym momencie, naciskając przycisk ON/OFF.



6. Zdejmij urządzenie z obszaru zabiegowego.
7. Wyczyść urządzenie za pomocą chusteczki na bazie wody lub wilgotnej, czystej szmatki. Upewnij się, że urządzenie NIE jest podłączone do zasilania podczas czyszczenia.
8. Powtórz te kroki zgodnie z protokołem zabiegowym opisanym w następnej części.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY

Używaj urządzenia 3–4 razy w tygodniu, w zależności od stylu życia i stanu skóry. Nie zaleca się używania urządzenia więcej niż 7 dni w tygodniu. Nie używaj urządzenia więcej niż raz dziennie.

ŁADOWANIE

Naładuj myLIFTINGroller całkowicie przez 2 godziny przed pierwszym użyciem. Używaj wyłącznie adaptera 5V lub portu USB w komputerze (unikaj szybkich

ładowarek, ponieważ mogą uszkodzić baterię).

Aby naładować urządzenie, włóż kabel USB-C do urządzenia. Włóż końcówkę USB-A kabla do źródła zasilania USB. Wskaźnik LED na urządzeniu zacznie powoli migać, aby wskazać ładowanie. Gdy urządzenie zostanie w pełni naładowane, wskaźnik LED się wyłączy.

Przed ładowaniem upewnij się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. Nieprzestrzeganie tego może skutkować porażeniem prądem, zwarcieniem lub pożarem. Uwaga: Zawsze odłącz urządzenie przed użyciem – urządzenie nie działa podczas ładowania.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

- Żywotność baterii litowej można maksymalnie wydłużyć, pozwalając jej na pełne naładowanie i całkowite rozładowanie podczas regularnego użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w temperaturze pokojowej, w suchych warunkach.
- Przechowuj urządzenie w dołączonym etui lub opakowaniu. Upewnij się, że urządzenie nie będzie zginane, rozciągane ani zginiatane podczas przechowywania lub transportu.
 - Unikaj przechowywania urządzenia w zakurzonych miejscach, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych i mokrych warunkach.
 - Urządzenie nie zawiera części serwisowych.
 - Przed każdym użyciem, przy wyłączonym urządzeniu, wyczyść je zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia.

WAŻNE

- Produkt ma ograniczony cykl życia wynoszący dwa lata przy nominalnym użytkowaniu. Przestrzeganie protokołu zabiegowego przez dwa lata uznaje się za nominalne użytkowanie.
 - Urządzenie należy obsługiwać ostrożnie.

CZYSZCZENIE

Czyść urządzenie chusteczką na bazie wody lub wilgotną, czystą szmatką. Uporczywe plamy można usunąć, delikatnie przecierając alkoholem 70%.

- **NIE UŻYWAJ** innych urządzeń czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- **NIE CZYŚĆ** urządzenia, gdy jest włączone.
- **NIE CZYŚĆ** urządzenia podczas ładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli sugerowane działania nie rozwiążą problemu lub problem się powtarza, a urządzenie znajduje się w okresie gwarancyjnym, zwróć je do myBlend.

- NIE PRÓBUJ dalszego diagnozowania.
- NIE PRÓBUJ modyfikować urządzenia w żaden sposób. Urządzenie NIE zawiera części, które można samodzielnie naprawić.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest w pełni naładowane, ponieważ kabel do ładowania nie został prawidłowo włożony do gniazdka zasilania.	Włóż kabel do ładowania prawidłowo do gniazdka zasilania.
	Urządzenie nie jest w pełni naładowane, ponieważ kabel do ładowania nie został prawidłowo włożony do urządzenia.	Włóż kabel do ładowania prawidłowo do urządzenia i naładuj urządzenie.
	Gniazdko zasilania nie działało podczas ładowania.	Spróbuj użyć innego gniazdka zasilania.
	Przycisk ON/OFF nie został naciśnięty przez pełną sekundę.	Naciśnij przycisk ON/OFF przez 1 pełną sekundę.
Urządzenie wyłącza się niespodziewanie.	Poziom baterii jest zbyt niski.	Naładuj urządzenie.

UTYLIZACJA

NIE WYRZUCAJ urządzenia razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy poddać recyklingowi. Zawiera ono baterię litowo-jonową. W trosce o środowisko naturalne należy zutylizować urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest gwarancją wolności od wad materiałowych i produkcyjnych przez 24 miesiące od daty pierwotnego zakupu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy detalicznemu po okazaniu oryginalnego dowodu zakupu i tylko wtedy, gdy urządzenie zostało zakupione u autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane z autoryzowanymi akcesoriami. Jeśli urządzenie okaże się wadliwe w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje urządzeń uszkodzonych w wyniku:

- Wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia lub modyfikacji.
- Używania z nieautoryzowanymi akcesoriami lub w sposób niezgodny z instrukcją.
- Podłączenia do niewłaściwego prądu lub napięcia.

myBlend nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody wynikające z użytkowania tego urządzenia. Wszystkie domniemane gwarancje, w tym między innymi domniemane gwarancje przydatności do określonego celu oraz wartości handlowej, są ograniczone czasowo do dwóch lat od daty pierwotnego zakupu. Niniejsza gwarancja zapewnia określone prawa ustawowe, a użytkownik może również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju. Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe ani na ograniczenia dotyczące czasu trwania domniemanej gwarancji, dlatego niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania.

Niniejsza gwarancja jest udzielana zamiast wszystkich innych gwarancji, pisemnych lub ustnych, wyrażonych poprzez zapewnienie, obietnicę, opis, rysunek, model lub próbkę. Wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub domniemane, w tym domniemane gwarancje wartości handlowej i przydatności do określonego celu, zostają niniejszym wyłączone.

Jeśli urządzenie okaże się wadliwe w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie zostało przetestowane lub spełnia wymagania następujących norm:

IEC/EC 62133:2017 2. wydanie – Ogniwa wtórne i baterie zawierające elektrolity zasadowe lub inne niekwasowe – Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych, szczelnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych, przeznaczonych do zastosowań przenośnych – Część 2: Systemy litowe

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dla urządzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urządzeń. Emisja

EN 55014-2:2015 – Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dla urządzeń gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urządzeń. Odporność. Norma rodziny urządzeń

Dyrektywa RoHS (2011/65/UE) – Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji

Dyrektywa REACH (WE 1907/2006) – Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie chemikaliów

IEC 60335-1:2020 – Urządzenia elektryczne do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Urządzenia elektryczne do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne (Norma europejska z poprawką A11)

EN 62233:2008 – Metody pomiaru pól elektromagnetycznych urządzeń gospodarstwa domowego i podobnych w odniesieniu do narażenia ludzi

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA - FAQ

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcję FAQ na naszej stronie internetowej.



SYMBOLS



Oznacza, że urządzenie posiada znak CE i jest dopuszczone do sprzedaży w Europie. (Dyrektywa niskonapięciowa)



Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) – oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucane razem z odpadami domowymi (2012/19/UE).



Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.



Ten symbol ostrzegawczy na etykiecie urządzenia informuje o konieczności przeczytania załączonych dokumentów przed użyciem oraz zachowania wszelkich wymaganych środków ostrożności.



Ten symbol na etykiecie urządzenia oznacza: Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



Ten symbol oznacza, że produkt został wyprodukowany w Chinach.



Ten symbol oznacza górną i dolną temperaturę pracy, w której urządzenie może być bezpiecznie używane.



Ten symbol oznacza górną i dolną wilgotność pracy, w której urządzenie może być bezpiecznie używane.



Ten symbol oznacza, że kartonowe opakowanie, w którym znajduje się urządzenie, nadaje się do recyklingu.

DANE KONTAKTOWE

Dystrybutor:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Producent:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
Haga, Holandia
Strona internetowa: www.lighttreeventures.com

Data wydania: czerwiec 2025

Wersja: 1

IRISH GAELIC



EOLAS FAOIN GCUIDEACHTA

Tá myBlend tiomanta do réabhlóid a dhéanamh ar chúram craicinn trí nuálaíocht, céadfachas agus teicneolaíocht áilleachta. Bunaithe ar phrionsabail na heipig-inéitice, is é ár misean gach bean a chumasú chun fíoracmhainn a craicinn a nochtheadh.



EOLAS GINEARÁLTA FAOIN NGLÉAS


CUR SÍOS AR AN NGLÉAS

A bhuí lena theicneolaíocht chun cinn, troidann myLIFTINGroller i gcoinne scaoilte craicinn trí spreagadh a thabhairt do na matáin aghaidhe, ag méadú daingne agus leaisteachas na craicinn. Trí ghníomh domhain, cabhraíonn sé le himlínte aghaidhe a athmhúnlú agus cáiliúocht na craicinn agus a lonracht nádúrtha a fheabhsú. Comhcheanglaíonn sé 3 mheicniocht: suathaireacht mheicniúil, leictreastimulú agus creathadh chun torthaí ardleibhéil a bhaint amach. Déantar gnéithe a fheabhsú, ardófar na cnámha leice. Nuair a chomhtháthaítear é i ngnáthamh laethúil, athraíonn an uirlis chumhachtach, iomasach seo gach gluaiseacht ina chóireáil chuimsitheach, oiriúnaithe do riachtanais do chraicinn.


SONRAÍOCHTAÍ AN GHLÉIS

Teocht oibriúcháin	0°C go 40°C 32°F go 104°F
Teocht stórála agus iompair	-5°C go 55°C 23°F go 131°F
Taise oibriúcháin	30% go 95% gan comhdhlúthú
Taise stórála agus iompair	20% go 95% gan comhdhlúthú
Soláthar luchtaithe	5V 2A
Port luchtaithe	USB-C
Cábla luchtaithe	USB-C go USB-A
Fad an chábla luchtaithe	1 mhéadar / 3.28 troigh
Ceallraí	3.7V, 400 mAh
Cineál ceallraí	Litim-ian
Am luchtaithe	120 nóiméad / 2 uair an chloig
Am cóireála	7 nóiméad
Toisí an ghléis	157.9 x 80.1 x 37.3 mm
Meáchan an ghléis	140g / 4.94oz


GABHÁLAIS AN GHLÉIS




Gabhálais an
Ghléis



Mála Taistil
don Ghléas



Cábla
Luchtaithe



Lámhleabhar
Úsáideora



Treoir
Tosaithe
Tapa

FRITHGHNÍOMHARTHA DÍOBHÁLACHA

Má bhíonn aon frithghníomh díobhálach agat, mar shampla míchompord, athrú datha ar an gcráiceann, greannú craicinn nó imní eile, mar thoradh ar úsáid an Ghléis seo, stop é a úsáid láithreach agus téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.

Tá greannú craicinn, brúctadh, dóiteáin teagmhála, meadhrán, masmas agus tinneas cinn annamh ach indéanta mar fho-iarsmaí. Stop láithreach úsáid an ghléis agus déan teagmháil le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.

Tuairiscíodh greannú craicinn agus dóiteáin faoi na leictreoidí le húsáid spreagthóirí matán cumhachtaithe eile. Má bhíonn greannú craicinn nó dó agat, scoir den úsáid.

Má bhíonn tinneas cinn leanúnach agat agus/nó mothú pianmhar leanúnach le linn úsáid an ghléis seo, stop é a úsáid agus téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.

FRITHTHÁSCA

- NÁ húsáid an gléas má tá aon ailse ghníomhach nó loit ailseach agat.
- NÁ húsáid an gléas má tá tú ag iompar clainne, ag pleanáil a bheith torrach, nó ag beathú cíche.
- NÁ húsáid an gléas ar dhaoine faoi bhun 18 mbliana d'aois.
- NÁ húsáid an gléas má tá aicne thromchúiseach agat.
- NÁ húsáid an gléas thar limistéir le féitheacha inflamed (phlebitis), thrombophlebitis, nó féitheacha varicose.
- NÁ húsáid an gléas má tá imoibriú ailléirgeach ar eolas agat le cóimhiotal since. Tá plaisteacha agus miotail sa ghléas a thagann i dteagmháil leis an gcráiceann le linn úsáide. Má tá amhras ort faoi ailléirgí, déan teagmháil le do Sholáthraí Cúraim Sláinte sula n-úsáideann tú an gléas.
- NÁ húsáid an gléas má tá gléas leictreonach ionchlannaithe agat, mar shampla defibrillator, neurostimulator, pacemaker nó monatóir ECG. Má úsáideann tú gléas a chaitear ar an gcorp, mar shampla caidéal inslin, téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.
- NÁ húsáid an gléas ar an fhaireog thyroid sa limistéar muineál, mar d'fhéadfadh sé a spreagadh le fás.

• NÁ húsáid an gléas ar an muineál má tá stair ar eolas agat maidir le galar artaire caróideach, stróc nó ionsaí ischemic sealadach (TIA), stenóis caróideach, brú fola éagobhsaí, meadhrán éasca, galar thyroid nó má bhí máinliacht sa limistéar muineál agat roimhe seo.

Nóta: Molaimid go láidir a bheith cúramach má tá tú ag glacadh aon chógas a d'fhéadfadh damáiste a dhéanamh don chraiceann. Má tá amhras ort, téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.

Nóta: Má tá tú faoi chúram Soláthraí Cúraim Sláinte, téigh i gcomhairle leis sula n-úsáideann tú an gléas seo.

RABHAIDH

- STOP ag úsáid an ghléis agus téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte má bhíonn frithghníomh díobhálach agat ó úsáid an ghléis.
- STOP ag úsáid an ghléis má bhíonn míchompord nó deacracht agat ag anáilú nó ag slogadh mar thoradh ar chur an ghléis i bhfeidhm ar an muineál.
- STOP ag úsáid an ghléis má bhíonn comharthaí hipiteannas agat (meadhrán nó éadrom-cheann) le linn úsáide.
- STOP ag úsáid an ghléis má tá sé ag róthéamh. Múch an gléas láithreach.
- STOP do chóireáil má mhothaíonn sé te nó má mhothaíonn do chraiceann ró-the.
- NÁ lig do pháistí imirt leis an ngléas. Níor cheart glanadh ná luchtú an ghléis a dhéanamh ag páistí.
- NÁ húsáid an gléas chun rosacea, breicneacha, feoiteoga, créachta oscailte, loit ailseacha nó aon riocht craicinn a chóireáil.
- NÁ húsáid an gléas ar spotaí gan lí nó ar limistéir craicinn le vitiligo.
- NÁ cuir an gléas má tá aon chréacht oscailte agat.
- NÁ húsáid an gléas lasmuigh chun damáiste don táirge a sheachaint.
- NÁ suí, luí ná seas ar an ngléas. Brisfidh sé seo an gléas.
- NÁ scaoil ná cuir aon rud isteach i bpoll ar bith den ghléas.
- NÁ húsáid an gléas má tá sé ag obair go mícheart, nó má thit sé nó má tá damáiste déanta dó. Le haghaidh bharántas agus deisiúcháin, déan teagmháil le tacaíocht do chustaiméirí.
- NÁ húsáid ná stóráil an gléas in aice le dromchlaí te.
- NÁ luchtú an gléas nuair atá sé gar do nó d'fhéadfadh sé teagmháil a dhéanamh le huisce.
- NÁ tum an gléas san uisce.
- NÁ stóráil an gléas i dteas nó fuacht foircneach.
- NÁ cuir an gléas faoi sholas díreach na gréine.
- NÁ déan iarracht an gléas a mhodhnú ar bhealach ar bith. Má dhéantar é a mhodhnú nó a oscailt, cuirfear do bharántas ar neamhní. Níl aon chuid in-mheánach inchoigeartaithe sa ghléas. Tá ceallraí neamh-inathsholáthair sa ghléas seo.
- NÁ déan cothabháil ná díghlasáil an táirge. I gcás mífheidhmiú nó damáiste, déan teagmháil le tacaíocht do chustaiméirí.
- NÁ húsáid an gléas má tá sé damáistithe nó má tá an cábla luchtaithe damáistithe.
- NÁ húsáid an gléas le gabhálais nach bhfuil ceadaithe ag an monaróir.
- NÁ húsáid tuaslagóirí ná glantóirí scríobacha ar an ngléas.
- NÁ húsáid an gléas ar bhealach ar bith seachas mar atá sonraithe sa lámhleabhar seo.
- NÁ húsáid an gléas má bhí máinliacht agat le déanaí nó má tá nós imeachta máinliachta eile agat.
- NÁ húsáid an gléas thar ionfhabhtú baictéarach mar d'fhéadfadh sé seo comharthaí a dhéanamh níos measa.

- NÁ húsáid an gléas ar limistéir phianmhara. Téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte má bhíonn limistéir phianmhara agat le linn úsáide.
- NÁ húsáid an gléas ar, gar do, nó in aice le páistí nó daoine a bhfuil cumais fhisiúla nó mheabhreacha laghdaithe acu. Tá gá le maoirseacht chúramach nuair a úsáidtear, glantar nó stóráiltear an gléas in aice le páistí nó daoine a bhfuil cumais laghdaithe acu.
- NÁ húsáid an gléas le haon chábla USB-C seachas an ceann a sholáthraíonn myBlend.
- NÁ húsáid an gléas le haon táirge seachtrach seachas mar atá sonraithe ag myBlend.
- NÁ húsáid an gléas thar limistéir craicinn nach bhfuil gnáthbhraiteacht acu. Úsáid an gléas amháin ar chraiceann gnáth, slán, glan agus sláintiúil.
- NÁ húsáid an gléas agus tú ag tiomáint, ag oibriú meaisíní nó le linn gníomhaíochta ina bhféadfadh caphthaí matán deonacha riosca gortaithe a chur ar úsáideoirí nó ar an bpobal.
- NÁ húsáid an gléas ar limistéir ata, ionfhabhtaithe nó inflamed nó ar bhrúchtaí craicinn.
- NÁ húsáid an gléas sa limistéar súl (matán ciorclach laistigh den imeall orbach), ar na teampaill, ar an mbrollach nó ar an ngroin.
- NÁ cuir brú iomarcach agus tú ag úsáid an ghléis ar an muineál tosaigh.
- NÁ húsáid an gléas go díreach ar an líne lárnach den mhuineál, go háirithe ag seachaint an fhaireog thyroid.
- NÁ cuir spreagadh trasna do bhrollach mar d'fhéadfadh cur srutha leictreach isteach sa bhrollach cur isteach ar rithim do chroí, rud a d'fhéadfadh a bheith marfach.
- NÁ húsáid an gléas ar phiercings nó ar ionchlannáin mhiotail eile.
- NÁ húsáid an gléas in áit ina bhféadfadh gléasanna eile cur isteach trí fhuinneamh leictreamaighnéadach a astú. D'fhéadfadh cur isteach ó ghléasanna eile dul i bhfeidhm go diúltach ar an ngléas seo.
- NÁ oibriú an gléas i láthair trealamh mhonatóireachta leictreonacha (m.sh. monatóirí croí, rianú croí nó gar do (1m) gléasanna tonn gearr cosúil le micreathonn agus trealamh teiripe leictreamaighnéadach).

Nóta: Níor cheart an gléas a sholáthar ach le voltas íseal DC 5V. Má tá aon chuid den phríomh-oiriúnóir nó den chábla damáistithe, scoir den úsáid. Déan teagmháil le myBlend chun cábla athsholáthair a shocrú.

REÁMHCHÚRAIMÍ

- Ná scríob ná damáiste a dhéanamh do dhromchlaí na nód miotail.
- Cuirfear do bharántas ar neamhní mura n-oibríonn tú an gléas de réir na dtreoracha sa lámhleabhar.
- Léigh na treoracha go cúramach sula n-úsáideann tú an gléas seo.
- Stóráil an gléas de réir an phrótacail atá leagtha amach sa lámhleabhar seo.
- Tá an gléas seo beartaithe le húsáid ag duine amháin; molaimid gan é a roinnt le duine ar bith eile ar chúiseanna sláinteachais.
- Tá an gléas deartha le húsáid chosmaideach amháin, do dhaoine atá i mbarr na sláinte. Téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte má tá amhras ort faoi do stádas sláinte.
- Ní féidir an ceallraí a bhaint ag an úsáideoir. Má tá an gléas le diúscairt, ná cuir sa tine é. Déan diúscairt de réir rialacháin áitiúla.
- Déan iniúchadh ar an ngléas agus ná húsáid é má fheiceann tú aon chomharthaí damáiste, mar shampla sceitheadh ceallraí inmheánaigh. Déan teagmháil lenár dtacaíocht do chustaiméirí.
- Níor cheart an gléas a sholáthar ach le voltas íseal DC 5V. Má tá aon chuid den

phríomh-oiriúnóir nó den chábla damáistithe, scoir den úsáid. Déan teagmháil le tacaíocht do chustaiméirí chun athsholáthar a shocrú.

- Téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte sula n-úsáideann tú an gléas má tá fiabhras, athlasadh géar, neamhoird thromchúiseacha cúrsaíochta, ainéistéis nó limistéir íogaireachta laghdaithe agat.
- Molaimid go láidir a bheith cúramach má tá tú ag glacadh aon chógas. Má tá amhras ort, téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.
- Tá na héifeachtaí fadtéarmacha spreagthóirí leictreacha traschraicinn anaithnid. Má tá galar croí amhrasta nó diagnóisithe agat, lean na réamhchúraimí a mholann do Sholáthraí Cúraim Sláinte.
- D'fhéadfadh roinnt úsáideoirí greannú craicinn nó hipiríogaireacht a fháil mar gheall ar an spreagadh leictreach nó an serum.
- Tuairiscíodh greannú craicinn agus dóiteáin faoi na leictreoidí le húsáid spreagthóirí matán cumhachtaithe eile. Má bhíonn greannú craicinn nó dó agat, scoir den úsáid láithreach.
- Má chuireann úsáid an ghléis pian nó míchompord leanúnach ort, scoir den úsáid láithreach.
- D'fhéadfadh mothú beag tingling tarlú le linn úsáide. D'fhéadfadh laghdú ar an déine an mothú seo a laghdú nó a bhaint.
- D'fhéadfadh mothú soilse ag splancadh tarlú le linn úsáide an ghléis, mar thoradh ar spreagadh do néaróg optach. Má thugann tú faoi deara an riocht seo go leanúnach gan úsáid an ghléis, téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.
- D'fhéadfadh roinnt úsáideoirí blas miotail sa bhéal a fháil le linn úsáide an ghléis, mar thoradh ar spreagadh agus íogaireacht éagsúil timpeall an bhéil. Má thugann tú faoi deara an riocht seo go leanúnach gan úsáid an ghléis, téigh i gcomhairle le do Sholáthraí Cúraim Sláinte.

TAISTEAL AGUS ÚSÁID IDIRNÁISIÚNTA

Tá dearadh éadrom an ghléis foirfe mar chomhpháirt taistil. Seo roinnt leideanna taistil duit:

- Má tá tú ag taisteal go réigiún difriúil ón áit ar cheannaigh tú an Gléas, bí cinnte go soláthraítear an gléas le voltas íseal DC 5V amháin.
- Deimhnigh leis an bhfreastalaí go bhfuil cead an Gléas a iompar agus/nó a úsáid ar an eitleán roimh an eitleit.

SEÁNADH

Níl an Gléas seo beartaithe chun aon ghalar a dhiagnóisiú, a leigheas ná a chosc. Ní dhéanann myBlend aon éilimh, ionadaíochtaí ná barántais maidir le cumas an Ghléis seo chun aon riocht fisiciúil, craicinn nó meabhrach a leigheas. Ba chóir dul i gcomhairle le Soláthraí Cúraim Sláinte cáilithe maidir le haon riocht a éilíonn aire leighis.

RIOSCAÍ FÉIDEARTHA

Díreach tar éis na cóireála, d'fhéadfadh an craiceann a bheith dearg. Ba chóir don chraiceann fillleadh ar ghnáthstaid laistigh de 1-2 uair an chloig.

D'fhéadfadh tinneas cinn sealadach tarlú díreach tar éis na cóireála. Is féidir tinneas cinn a chóireáil le painkiller cuí agus athhiodráitiú.

CONAS AN GLÉAS A ÚSÁID

ÚSÁID GHINEARÁLTA

1. Sula n-úsáideann tú an gléas, bí cinnte go bhfuil sé luchtaithe go hiomlán.
2. Glan an craiceann ar mhaith leat cóireáil a dhéanamh air.
3. Cuir myBlend Firming Superserum nó serum bunaithe ar uisce i bhfeidhm chun an sruth a threorú tríd do chraiceann.
4. Bí cinnte go bhfuil an gléas díphlugáilte agus cuir an gléas ar an gcráiceann.
5. Brúigh agus coinneigh an cnaipe ON/OFF chun an gléas a chasadh air; lasfaidh an chéad LED.

5.1. Lasfaidh an chéad LED Micreashrutha. I gcás ceallraí íseal, tosóidh an solas in aice leis an bport luchtaithe ag splancadh.


5.2. Chun an leibhéal micreashrutha inmhianaithe a shocrú, brúigh an cnaipe ON/OFF go gairid. Athraíonn gach brú tríd na leibhéil atá ar fáil.

5.3. Sleamhnaigh an gléas go réidh thar an limistéar cóireála i ngluai seachtaí mall, suas nó amach, ag cinntiú teagmháil chomhsheasmach leis an gcráiceann.

5.4. Chun an ghné creathadh móitair a rialú, brúigh an cnaipe creathadh go gairid. Gníomhachtóidh nó díghníomhachtóidh gach brú an creathadh, rud a ligeann duit an seisiún a choigeartú de réir do rogha.

5.5. Coinneigh an gléas ag bogadh i gcónaí, gan é a choinneáil sa láthair chéanna ar feadh cúpla soicind.


5.6. Múchfaidh an gléas go huathoibríoch tar éis cóireála 7 nóiméad. Is féidir leat an chóireáil a stopadh ag am ar bith trí bhrú ar an gcnáipe ON/OFF.



5.0



5.1



5.2



5.4

6. Bain an gléas den limistéar cóireála.

7. Glan an Gléas ag baint úsáide as éadach glantacháin bunaithe ar uisce nó éadach tais glan. Bí cinnte nach bhfuil an Gléas ceangailte leis an soláthar cumhachta agus tú á ghlanadh.

8. Déan na céimeanna seo arís de réir an phrótacail cóireála atá curtha síos sa chéad chuid eile.

PRÓTACAL CÓIREÁLA

Úsáid an gléas 3-4 huair sa tseachtain, bunaithe ar do stíl mhaireachtála agus riocht craicinn. Ní mhoilte an gléas a úsáid níos mó ná 7 lá sa tseachtain. Ná húsáid an gléas níos mó ná uair amháin sa lá.

LUCHTÚ

Luchtaigh myLIFTINGroller go hiomlán ar feadh 2 uair an chloig roimh do chéad úsáid. Úsáid ach oiriúnóir 5V nó port USB ríomhaire (seachain luchtairí tapa mar d'fhéadfadh siad damáiste a dhéanamh don cheallraí).

Chun an gléas a luchtú, cuir an cábla USB-C isteach sa ghléas. Cuir taobh USB-A an chábla isteach i soláthar cumhachta USB. Tosóidh an táscaire LED ar an ngléas ag splancadh go mall chun luchtú a léiriú. Nuair a bheidh an gléas luchtaithe go hiomlán, múchfaidh an táscaire LED.

Sula luchtóidh tú, bí cinnte go bhfuil an breiseán agus an soicéad go hiomlán tirim. Mura ndéantar é seo, d'fhéadfadh turraing leictreach, gearrchiorcad nó tine tarlú. Nóta: Díphlugáil an gléas i gcónaí roimh úsáid; ní oibreoidh an gléas agus é á luchtú.

CÚRAM AGUS STÓRÁIL

- Is féidir saolré na ceallraí litiam a uasmhéadú trí í a luchtú go hiomlán agus ansin í a urscaoileadh go hiomlán le linn úsáide rialta.
- Stóráil an gléas ag teocht an tseomra i gcoinníollacha tirime.
- Stóráil an gléas sa chás soláthraithe nó sa phacáistiú. Bí cinnte nach lúbfar, nach sínefar ná nach mbrisfear an gléas agus é á stóráil nó á iompar.
- Seachain an gléas a stóráil i gcoinníollacha deannaigh, faoi sholas díreach na gréine nó i gcoinníollacha tais agus taise.
- Níl aon chuid inmheánach inchoigeartaithe sa ghléas seo.
- Roimh gach úsáid, agus an gléas múchta, glan an Gléas de réir na dtreoracha glantacháin thíos.

TÁBHACHTACH

- Tá saolré teoranta dhá bhliain ag an táirge faoi úsáid ghnáth. Meastar go bhfuil leanúint an phrótacail cóireála ar feadh dhá bhliain mar úsáid ghnáth.
- Caithfear an gléas a láimhseáil go cúramach.

GLANADH

Glan an Gléas le éadach glantacháin bunaithe ar uisce nó éadach tais glan. Is féidir stains docht a bhaint trí scríosadh go réidh le halcól 70%.

- NÁ húsáid aon ghléas glantacháin eile mar d'fhéadfadh siad damáiste a dhéanamh don ghléas.
- NÁ glan an gléas agus é ar siúl.
- NÁ glan an gléas agus é á luchtú.

FABHTCHEARTÚ

Má theipeann ar na gníomhartha molta an fhadhb a réiteach, nó má tharlaíonn an fhadhb arís, agus má tá do ghléas laistigh den tréimhse bharántais, cuir ar ais chuig myBlend.

- NÁ déan iarracht tuilleadh imscrúdaithe.
- NÁ déan iarracht an gléas a mhodhnú ar bhealach ar bith. Níl aon chuid sa ghléas is féidir leat a dheisiú tú féin.

Fadhb	Cúis	Réiteach
Ní chasann an gléas air.	Níl an gléas luchtaithe go hiomlán, mar níor cuireadh an cábla luchtaithe isteach i gceart sa soicéad cumhachta.	Cuir an cábla luchtaithe isteach i gceart sa soicéad cumhachta.
	Níl an gléas luchtaithe go hiomlán, mar níor cuireadh an cábla luchtaithe isteach i gceart sa ghléas.	Cuir an cábla luchtaithe isteach i gceart sa ghléas agus lucht an gléas.
	Níor oibrigh an soicéad cumhachta le linn luchtaithe.	Bain triail as soicéad cumhachta eile.
	Níor brúdh an cnaipe on/off ar feadh soicind iomlán.	Brúigh an cnaipe on/off ar feadh 1 soicind díreach.
Casann an gléas as go tobann.	Tá leibhéal na ceallraí ró-íseal.	Lucht an gléas.

DÍOTHÚ

NÁ díuscraigh an gléas le bruscar tí. Ba chóir an Gléas a athchúrsáil. Tá ceallraí Litiam-ian sa Ghléas. Chun an timpeallacht a chosaint, déan díuscairt shábháilte ar an ngléas de réir do threoirlínte áitiúla.

BARÁNTAS

Tá barántas ar an ngléas go mbeidh sé saor ó lochtanna i n-ábhar agus i gceird ar feadh 24 mí ó dháta a cheannach bunaidh faoi úsáid ghnáth. Ní leathnaíonn an barántas seo ach don cheannaitheoir miondíola bunaidh le cruthúnas bunaidh ceannaigh agus ach amháin nuair a cheannaítear ó mhiondíoltóir nó athdhíoltóir údaraithe. Ní leathnaíonn an barántas seo ach má úsáidtear an gléas i gcomhar le gabhálaís údaraithe an Ghléis. Má éiríonn an Gléas lochtach laistigh den tréimhse bharántais, déan teagmháil leis an miondíoltóir ar cheannaigh tú an gléas uaidh. Ní chlúdaíonn an barántas seo Gléasanna a ndearnadh damáiste dóibh mar gheall ar:

- Timpiste, mí-úsáid, drochúsáid nó athrú.
- Úsáid le gabhálaís neamhúdaraíthe nó úsáid seachas mar atá treoraithe.
- Ceangal le sruth agus voltas mícheart.

Ní bheidh myBlend freagrach as aon damáistí teagmhasacha, speisialta nó iarmhartacha a eascraíonn as úsáid an Ghléis seo. Tá gach barántas intuigthe, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do bharántais intuigthe oiriúnachta agus indíoltachta, teoranta go dhá bhliain ó dháta an cheannaigh bhunaidh. Tugann an barántas seo cearta dlíthiúla ar leith duit, agus d'fhéadfadh cearta eile a bheith agat a athraíonn ó thírd go tírd. Ní cheadaíonn roinnt tíortha eisiaimh nó teorannú damáistí teagmhasacha nó iarmhartacha, nó teorainneacha ar fhad barántas intuigthe, mar sin d'fhéadfadh roinnt de na teorainneacha agus eisiaimh thuas gan a bheith infheidhme duit.

Tugtar an barántas seo in ionad gach barántas eile, scríofa nó ó bhéal, cibé acu trí dhearbhu, gealltanais, cur síos, líníocht, samhail nó sampla. Déantar gach barántas eile seachas an ceann seo, cibé acu sainráite nó intuigthe, lena n-áirítear barántais intuigthe indíoltachta agus oiriúnachta d'aon chuspóir ar leith, a dhiúltú anseo. Má tá an Gléas lochtach laistigh den tréimhse bharántais, déan teagmháil leis an bhFoireann Seirbhíse do Chustaiméirí.

Chun do Ghléas a chlárú agus fanacht suas chun dáta le forbairtí nua agus spreagúla ón bhFoireann Seirbhíse do Chustaiméirí, glac nóiméad chun síniú suas ar ár suíomh gréasáin www.my-blend.com. Chun do chlárú a chríochnú ar líne beidh ort uimhir bhaisc an Ghléis a chur isteach.

SÁBHÁILTEACHT

Tá an Gléas tástáilte nó comhlíontach leis na caighdeáin seo a leanas:

IEC/EC 62133:2017 2ú heagrán – Cealla tánaisteacha agus ceallraí ina bhfuil leictirlítí alcaileacha nó eile nach bhfuil aigéadach – Riachtanais sábháilteachta do chealla tánaisteacha séalaithe iniompartha, agus do cheallraí déanta astu, le húsáid in iarratais iniompartha – Cuid 2: Córais Litiam

EN 55014-1:2006+A2:2011 – Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach. Riachtanais do fhearaí tí, uirlisí leictreacha agus gléasanna comhchosúla. Astaíocht

EN 55014-2:2015 – Comhoiriúnacht leictreamaighnéadach. Riachtanais do fhearaí tí, uirlisí leictreacha agus gléasanna comhchosúla. Imdhíonacht. Caighdeán teaghlaigh gléasanna

Treoir RoHS (2011/65/AE) – Srian ar Shubstaintí Guaiseacha

Treoir REACH (CE 1907/2006) – Clárú, Measúnú, Údarú agus Srian ar Cheimiceáin

IEC 60335-1:2020 – Fearais tí agus fearais leictreacha comhchosúla – Sábháilteacht – Cuid 1: Riachtanais ghinearálta

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023 – Fearais tí agus fearais leictreacha comhchosúla – Sábháilteacht – Cuid 1: Riachtanais ghinearálta (Caighdeán Eorpach lena n-áirítear Leasú A11)

EN 62233:2008 – Modhanna tomhais do réimsí leictreamaighnéadacha ó fhearaí tí agus gléasanna comhchosúla maidir le nochtadh daonna

CEISTEANNA COITIANTA (CC)

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar an rannóg CC ar ár suíomh gréasáin.



SIOMBAILÍ



Tugann sé le fios go bhfuil an Gléas marcáilte CE agus údaraithe le díol san Eoraip. (Treoir Voltas Íseal)



Dramhaíl Trealamh Leictreach agus Leictreonach (WEEE): Tugann sé le fios nach féidir an Gléas a dhiúscairt mar bhruscar tí (2012/19/AE).



Srian ar shubstaintí guaiseacha (RoHS).



Siombail rabhaidh ar lipéad an ghléis: Rabhaidh chun na doiciméid atá san áireamh a léamh roimh úsáid agus na réamhchúraimí sábháilteachta riachtanacha a ghlacadh.



Siombail ar lipéad an ghléis: Léigh an lámhleabhar úsáideora sula dtosaíonn tú ag úsáid an ghléis.



Siombail seo: Déanta sa tSín.



Siombail seo: Léiríonn sé na teochtaí oibriúcháin uachtaracha agus íochtaracha ina féidir an gléas a úsáid go sábháilte.



Siombail seo: Léiríonn sé an taise oibriúcháin uachtarach agus íochtarach ina féidir an gléas a úsáid go sábháilte.



Siombail seo: Léiríonn sé gur féidir an pacáistiú cairtchláir ina tháinig an gléas a athchúrsáil.

EOLAS TEAGMHÁLA

Dáileadh ag:

My Blend
serviceclient@my-blend.com
9 Rue du Commandant Pilot,
92200 Neuilly-Sur-Seine

Monaróir:

Light Tree Ventures Europe B.V.
Laan van Ypenburg 108, 2497 GC
An Háig, An Ísiltír
Suíomh Gréasáin: www.lighttreeventures.com

Dáta eisiúna: Meitheamh 2025
Leagan: 1

myBlend